


# UK & GC

2026-28-①

## MONTHLY - 2026 - No.79 ORIGINAL CAMPAIGN

キャンペーン期間 2026年 4月21日 ~ 5月20日



2026年4月21日~5月20日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

今月の厳選商品 義歯・マウスピース用清掃ブラシ

### ブラッシュクレンズ

#### やさしく磨ける義歯・マウスピース用清掃ブラシ

マウスピースの咬合面などの隅々まで磨きやすい、やさしい先細の先端形状の白い毛と、義歯のくぼみやクラスプ周囲などの細かい部分も磨きやすい、コシのあるコンパクトなタフト形状の青い毛のツインヘッドタイプのブラシです。

白い毛  
＜やわらかめ＞

白い毛 ＜やわらかめ＞

口腔内装置を傷つけにくい柔らかめの毛で、広い面を効率的にみがけます。傷がつきやすい素材の矯正用マウスピース、ホワイトニングトレーなどのお手入れにもおすすめ！


先細り形状でマウスピースの狭い部分にも入るため、隅々までブラシが届き磨きやすい。

プロケア用には

『ジーシープラティカ  
デンチャーブラシ』

ラバーは付いておりませんが、手にしっかりフィットする形状となっております。プロケア用として、コストを抑えてご用意いたしました。

正しいお手入れ方法を知らない方も



青い毛 ＜かため＞

コシのある毛で口腔内装置のくぼみや金属パーツなどの細かい部分はもちろん、落としにくい汚れもしっかりみがけます。


毛先の山型カットが義歯のくぼみや金属パーツなどの細かい部分にフィット！ブラシ全体のサイズも小さくて磨きやすい。

握りやすいハンドル

手にフィットする形状と、ラバーの滑り止め効果で、しっかり握って使用可能。親指を置く部分にラバーがあることで、滑りにくさが全然違うと高評価。

ハンドルのラバー色は、好みで選べる2色ラインナップ  
※オレンジ・ネイビー

ハンドルの滑りにくさはいかがでしたか？



- とても良い (とても滑りにくい)
- 良い (滑りにくい)
- 普通
- 悪い (滑りやすい)

箱

UK&GCオリジナルキャンペーン 5月号『ブラッシュクレンズ』注文書

キャンペーン期間 2026年4月21日~5月20日

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

<p>患者様のホームケアに</p>	<p><b>ブラッシュクレンズ 12本入</b></p> <p>数量 <input type="text"/> 箱</p> <p>○ オレンジ</p>	<p>貴医院名</p>
	<p>○ ネイビー</p> <p>数量 <input type="text"/> 箱</p>	
<p>院内でプロケアに</p>	<p><b>プラティカデンチャーブラシ 12本入</b></p> <p>数量 <input type="text"/> 箱</p> <p>医院様価格 ¥1,560 (税抜)</p>	<p>担当営業名</p>

患者様価格 ¥3,840 (税抜)

UK DENTAL

詳しくは担当営業までお問合せ下さい。