

Special edition
UKdental
original
campaign
research result

UKDENTAL社員の **リアルボイス** をご紹介します
良いものを！皆さんに使っていただきたいから **ホンネ** でお伝えします！

電動歯ブラシって実際どうなの？

UKデンタル全社員に電動歯ブラシを使ってもらいました！
「電動歯ブラシの使用感」をホンネでしっかり伝えます！


CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE


アンケート調査内容
UKデンタル社員 145名
ハイドロソニックイージー 94名
ブラックイズホワイト 51名
※選択し使用感を調査。




使用開始後、
口腔ケアの効果に変化を感じましたか？



今後も継続して使用したい？



66%が
歯の表面が
ツルツル
になった
と回答



歯みがき後の
歯の状態は？


69%が振動音は
気にならない
と回答

思っているより
軽量で
持ちやすい

音は気になりましたか？



持ちやすさは？




96%が
持ちやすい
と回答

初体験
の社員も！




普段から電動歯ブラシを
使用していますか？




本体の重さは？

ハイドロソニックシリーズで一番重い
ハイドロソニックプロ本体の
重さが 約 **103g**！

軽くも重くも感じない(普通)



約カップヌードル
1個分の重さ



Special edition
UKdental
original
campaign
research result

クラブロックス電動歯ブラシ 徹底解明

CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE

求められるのは
誰でも歯ブラシの効果を最大限に発揮できること

クラブロックス ハイドロソニック プロ

歯科医院専売品

クラブロックス ハイドロソニック ブラックイズホワイト


クラブロックス ハイドロソニック イージー

HYDROSONIC PRO

さまざまな口腔環境への対応が可能な
3つのブラシヘッド



パワーブラシ センシティブブラシ シングルブラシ
クーレン®繊維 は歯みがきに適した
やわらかさと弾力性を備え安定した性能を発揮



クラカーブ® の人間工学に基づいた
角度は磨きにくい部位にも簡単に行き届きます。

7段階の音波振動モード

1分間に **22,000~42,000回** の音波振動

1つのボタンで簡単操作

オン/オフを切り替え/強度レベルの変更

1回の充電 **1日4分** で

2週間使用できるロングバッテリー搭載

HYDROSONIC

BLACK IS WHITE

歯本来の白さを取り戻す毎日の
歯みがきを力強くやさしくサポート



カーボンブラシヘッド

活性炭粒子を配合した
カーボンブラシは、
細かな粒子により
エナメル質を傷つけにくく
効果的にブラッシング。

3段階の
音波振動モード

スタートモード

22,000 回/分

クリーンモード

32,000 回/分

スマイルモード **42,000** 回/分

クラブロックス ブラックイズホワイト 粉はみがき

BLACK IS WHITE WHITENING POWDER

汚れ、黄ばみ、歯石、歯垢の沈着を
防ぐ『カーボン』入り
ホワイトニングパウダー。
清涼感が口腔内を疾走する

ストロングミントフレーバーで口臭もケア。

ブラックイズホワイトの音波式電動歯ブラシ
と併用使用するとより効果的です。

※効果には個人差があります。

HYDROSONIC EASY

はじめて電動歯ブラシを使う方や
加齢による口腔環境の変化を感じる方へ

介護にも最適高齢者の歯にも当てやすく
柔らかいブラシ **センシティブブラシ**

フレイルブラシヘッド

高齢者の歯に当てやすく
介護にも最適な
大きなブラシヘッド

毛先の高速振動で
**強力清掃
流体力学的効果**

毛先の高速振動
によって生じる
歯と歯の間の
毛先の届かない
いる多くの
プラークを
取り除き

乱流が、
隅角部等
ところに
ます。

50歳
過ぎたら
**電動
歯
ブラシ**

