

UK DENTAL

毎年恒例！年に一度の

ユニット年末クリーンキャンペーン

期間中に限り年末年始に欠かせない
バイオクリーンとユニポアを
特別価格でご奉仕致します。

年末の溜まったお掃除、年始から始めるお掃除の負担を少しでも今のうちにしておきませんか？

吸引システムの除菌 **バイオクリーン**



バイオクリーンは
6本入1ケースが
断然お得



バキューム回路のみならず、分離器などのユニット排水回路の洗浄が出来ます。
頑固な汚れもキレイになって、脱臭や防菌効果にも優れています。

定価¥6,290（税抜）50倍希釈だから経済的です。

チェアユニット用の水除菌中空系膜フィルター


ユニポア

※ヨシダのユニットは全機種に
ユニポアを搭載しています。

定価¥30,500（税抜）

ユニポアは 最大孔径0.1ミクロンの中空系膜フィルター により、
赤錆・水アカを除去し、抜歯窩・歯周ポケット・根管などの洗浄の
ためのきれいな水をつくります。

半年程度での交換を、おすすめします




赤錆・水アカを除去し、

きれいな水をつくります


治療台を通る水は中空系膜フィルターを通過しています。

地球上でもっとも小さいと言われている細菌は約0.15μm、中空系膜フィルターの径は0.1μmなので、通り抜けることはできません。





ユニット内のタンクも、きれいに保つことができます



▼ ユニポア使用



ユニポア未使用



2024年 ユニット年末クリーンキャンペーン 専用注文書

バイオクリーン

本

断然
お得

バイオクリーン 6本入

箱

ユニポア

交換
するなら
今がお得

個



キャンペーン期間 2024年10月21日～12月20日

※キャンペーン最終日は10時ご注文分までとさせていただきます。

貴医院名



UK DENTAL