


されてみませんか？

院内実施中 デモ



補綴・インプラント・小児
訪問診療・矯正治療
の印象採得を効率化！



従来品と比べ精度、スキャンスピード、重量とすべての面で向上した新モデル。従来のデスクトップスキャナを用いた光学印象採得方式により、歯牙や歯肉などのフルカラー3Dスキャンデータを簡単に採得できます。インプラント治療や、補綴治療など様々な臨床ケースに対応可能です。操作方法が簡単なため、診断時間を短縮し、患者様に安心感を持って治療に臨んでもらえ、信頼できる結果を提供することができます。

G-Oral スキャンII ポイント

- 1 スキャン範囲 約1.5倍拡大
被写界深度が最大22mmとなり、前モデルと比べ視野が約1.5倍に拡大
- 2 持ちやすく 軽量化 240g ※前モデル比
- 3 スキャン速度 約30%上昇
- 4 2種類スキャナチップ



大人・子供に合わせて2種類のスキャナチップをご用意。スキャナチップはオートクレーブ滅菌100回まで対応。



スタンダード ミニ
16×12mm 12×9mm

口腔内健康レポート機能

- スキャン後に、生成されたQRコードでスマートフォンから読み取りできます。
- 360°どこからでも口腔内を確認でき、理解していただけます。
- より多くの情報を与えることで、積極的に来院していただけます。



口腔内レポート (QRコードサンプル)

G-Oral スキャンII デモ体験予約表

申込日 令和 年 月 日 ※点検日は後日担当営業よりご連絡致します。

◆希望曜日 月・火・水・木・金

◆希望時間帯 ()時()分 ~ ()時()分

貴医院名 _____

弊社担当営業名 ()