

「気になっているけど・・・」「本当に使いやすいの？」などの疑問を解決します！

CAD/CAM、口腔内スキャナーなど話題の新製品を体験していただけます。

スキャン、設計、ミリングの工程を体験していただく事で、これからの臨床で起こりうる様々な不安や疑問を解消いたします！

STEP.1 口腔内スキャナー / ラボスキャナー体験！

口腔内スキャナーで何が出来る?何がかわる?

今さら聞けないIOSの基礎から、
さまざまな疑問・質問にお答えします!

完全予約制なので思う存分口腔内スキャナー、ラボスキャナーに触って、動かしてご体感いただけます。



CAD / CAM & 口腔内スキャナー体験会

2024 . 3 / 7 (THU) ~ 3 / 9 (SAT)

STEP.2 CAD設計 ~ クラウンデザイン体験！



口腔内スキャナー、ラボスキャナーでスキャンされたデータを元に、クラウンのデザインを体験いただけます。

ぜひこの機会にデジタル技工を体験いただき、疑問点・不安点を解消してください。

STEP.3 ミリング ~ クラウン削り出し体験！

デザインしたクラウンを実際にミリングマシンで削り出し、適合や精度を確認していただけます。

その場で削り出しますので、切削時間や研磨前の状態を実際に確認していただけます。



いま、注目の口腔内スキャナー・ラボスキャナーを使用してクラウンのデザインからミリングマシンでの削り出しまでを体感！体験！してみませんか？

UK DENTAL



◀ COEX T7

高速・高精度で快適なスキャナーを

スピード、精度、操作性、機能性、あらゆる点に優れたスキャナーです。洗練されたT+シリーズのスキャナーは、白を基調にしたデザインでよりスタイリッシュな設計になっています。

COEX 300PRO ▶

電磁チャック採用のイエガー社製スピンドル搭載により少量のエア供給でマシン稼働が可能になりました。それにより小型のエアコンプレッサー（BLDC ポンプ）を内蔵がすることが可能になりました。すべてが一体となっているため、エアコンプレッサーの設置やエア配管の工事が不要になります。



◀ IS3800W

Speed and Accuracy

本体重量 240g (バッテリー込)で軽量&コンパクト。
スキャン領域 16mm × 14mm、被写界深度 18mm。
ジェスチャーモーションコントロールで直感的な操作が可能。

The Freedom of Wireless

フル充電で最大1時間の連続稼働が可能なバッテリー。
スマート充電スタンド、バックアップ電源ケーブル、オプションの予備バッテリー充電器によりいつでもすぐに使用可能。バッテリーのフル充電時間は最短約110分。

S-WAVE SCANNER F8 ▶



スキャン工程の効率化

デュアルスキャン

2つの台座を活用し、最小限の操作で上下顎の模型をスキャンすることが可能。より少ない時間、より少ない操作で多くの作業を効率的に実行できます。

TRIOS 5 ▶

スマートなスキャニング
ScanAssist

TRIOSのスキャニングをさらにシンプルでスムーズにすることを目指しました。TRIOS 5の大きな特長はScanAssistです。高精度のスキャンをスムーズに行い、より効率的に3D画像構築するインテリジェントアライメント技術を搭載。最新技術のスキャナーで、よりスマートな治療体験を提供してみませんか。



MEDIT I700 ▶

i700 オーラルスキャナ(光学印象・口腔内スキャナ)の特徴



小型チップ

小型チップはシンプルな操作性と患者の快適性が向上



驚きのスピード

2つの高速カメラが瞬早く効率的にスキャン



軽量ボディ

軽微で握みやすく、作業プロセスが快適に



リモートコントロール

パソコンに触れずに手元で楽な操作が可能



DWX-4 ▶

DWX-4は、高い加工精度と、コンパクト・低価格を実現したCAD/CAMシステムの4軸加工機です。

ツールやピン付材料の搭載数を絞りましたが、基本性能は従来機と同等で高精度な加工が可能のため、コストパフォーマンスにすぐれています。

