

UK BOOST

Information for products
carefully selected every month.

UK DENTAL 2025-26-⑨



1 / 2 月号

キャンペーン期間 2024年 12月23日 ~ 2025年 2月20日

2024年12月23日~2025年2月20日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。
キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

今月の商品は

MTA系光重合覆髄+裏層材 D-キャビオスMTA


高い操作性を有するキャビオスがMTA系製材として生まれかわりました。スムーズで切れが良く、歯質へのなじみが高いペーストに、MTA系成分「ネオホワイトピュア※」を配合。MTAの効果発現を促す新処方により光重合裏層材としての理工学的性質に加え、直接覆髄材としての性能を獲得しました。1本で覆髄にも裏層にも使える2 in 1 製材です。



包装：セット(1.5gシリンジ入・先端チップ15本)
定価 ¥6,500 (税抜)

1本で裏層まで可能な理工学的性質

※ネオ製薬工業株式会社データ



覆髄+裏層
2in1

▶ デンティンブリッジ形成促進

光重合レジン基材としながら、その硬化物は水分との接触によりカルシウム溶出、ALP活性至適pH、HAP析出などMTA系成分の効果発現を促す独自処方を採用、デンティンブリッジの形成を促します。

▶ マイクロシール効果

D-キャビオスMTA硬化物表面には経時的にHAP(ハイドロキシアパタイト)が析出。付加的なシール効果により、高い封鎖性が持続します。

曲げ強さ 67MPa
圧縮強さ 176MPa

X線造影性 1.6mm
光硬化深さ 650mW/cm² 10秒
1200mW/cm² 5秒 ▶ 1.1mm



DキャビオスMTAは、先生の治療をさらに進化させるために生まれました。確実な封鎖性、生体親和性そして幅広い適応を持つこの製品で、患者様に安心と満足を提供しませんか？



UK Boost 1月/2月号「D-キャビオスMTA」キャンペーン専用注文書

キャンペーン期間 2024年 12月 23日~2025年 2月 20日 ※キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

MTA系光重合覆髄+裏層材

D-キャビオスMTA

包装：セット(1.5gシリンジ入・先端チップ15本)

数量

貴医院名

セット

UK DENTAL