

UK BOOST

Information for products
carefully selected every month.

UK DENTAL 2024-26-⑤

9/10月号

キャンペーン期間 2024年8月21日～10月18日

2024年8月21日～10月18日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご提供いたします。

今回ご紹介する商品は

ブラシ状ダイヤモンドポリッシャー

EVEダイヤモンドポリツイスト

医療機器届出番号：27B2X00041000094

ジルコニア・ニケイ酸リチウムガラスセラミック・ポーセレン・メタル、ハイブリッドレジンなどの中研磨から最終光沢研磨までを行えるブラシ状ダイヤモンドポリッシャー。ブラシ形状なので、歯面・咬合面などあらゆる箇所を艶やかに仕上げることができます。特に咬合面等の複雑な裂溝部に効果を発揮します。



EVE

EVE ダイヤポリツイスト ポリッシャーセット CA用 (DT-W14Dg / DT-W14Dmf / DT-W14D 各2本)
医療機器届出番号：27B2X00041000180

ブルーのコース
ピンクのミディアム
ホワイトのファインの
スリーステップ で使用

Before → After

回転数は
3000～5000回転 で
フェザータッチであてて頂けると、
きめ細やかな研磨もでき、
ブラシの耐久性も向上

樹脂製のブラシには
ダイヤモンド粒子配合
でペーストは不要です。

※白い補綴物とメタルの研磨では
ブラシを分けてお使い頂く事
をお勧めします。メタルの研磨
を行うとブラシが黒く変色し、
色移りの原因になります。

UK Boost 9月/10月号「EVEダイヤモンドポリツイスト」専用注文書

キャンペーン期間 2024年8月21日～10月18日 キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

コントラアングル DT-W14Dg	数量
コントラアングル DT-W14Dmf	数量
コントラアングル DT-W14D	数量
ハンドピース DT-H17Dg	数量
ハンドピース DT-H17Dmf	数量
ハンドピース DT-H17D	数量

コントラアングル

W14Dg W14Dmf W14D

ハンドピース

H17Dg H17Dmf H17D

CA 定価¥1,600 / 1本 (税抜)
HP 定価¥2,650 / 1本 (税抜)
ポリッシャーセット 定価¥7,600 (税抜)

貴医院名

ご不明な点等ございましたら弊社営業までお問合せ下さい。

EVE ダイヤポリ ツイスト ポリッシャーセット CA用	数量
------------------------------	----

UK DENTAL

