

UK & GC MONTHLY - 2024 - No.62 ORIGINAL CAMPAIGN

UK DENTAL 2024-26-⑤



#9 月号

2024年8月21日～2024年9月20日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。

キャンペーン期間 ※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

2024年 **8月21日** ～ 2024年 **9月20日** まで

今月の厳選商品 診査・歯周治療用 ハンドインストルメント

AmericanEagle INSTRUMENTS



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

better DENTISTRY by DESIGN™

アメリカンイーグルインストルメント

あなたのパートナーに最適な
『アメリカンイーグル』を選びましょう

◆ ブレードの材質は **2** 種類

ステンレススチール

鋭い切れ味が持続する

TALON TOUGH

特殊ステンレス合金

シャープな切れ味が持続し、
高いレベルの耐久性を有します。

XPシリーズ

XP

XP Pro Thin

特許技術 **XP technology™**

によってより質の高い歯周治療をサポート

特殊加工によってシャープニング直後の
ようなシャープさを持続できるシャープ
ニングフリーのシリーズです。

硬い歯石や
大きな歯石
の除去に



超音波スケーラーの
仕上げやSRPの処置に

SPTや
メインテナンス
の処置に

※XPシリーズはステンレススチールタイプよりもブレードが薄いため無理な角度でねじったり強すぎる側方圧でストロークすると破切の原因となります。

鋭く硬いブレード

操作の正確性がUP!

- ① 力をかけて取る必要がない
- ② 動きのコントロールができる

術者の疲労軽減

II

患者さんの
不快感減少

おすすめ

シクルスケーラー M23

前歯・臼歯部の両方に使いやすい屈曲のシクルスケーラー

部位が変わってもスケーラーの持ち替え不要



◆ 刃部の種類



グレイシーキュレット

グレイシーディープポケット

グレイシーアクセス


おすすめ

シクルスケーラー ブラックジャック


前歯・臼歯部の両方に使いやすい浅いポケットや超音波スケーラー後のチェック用として



全顎の歯肉縁上～縁下3mm以下の歯石除去や、チェック用として使用できるマルチタイプのスケーラーです。
XP Pro Thinは、XPよりブレードが細いので、狭窄した
歯間部や歯肉溝などに挿入しやすくなっています。



XP



XP Pro Thin

裏面もご覧ください

彎曲が
強い

適度な彎曲と角度があり
叢生部位の歯間部や臼歯
部隣接面など、幅広く使用
可能です。



お問合せは担当営業までご連絡下さい。

裏面がキャンペーン専用注文用
紙となっております。是非この
機会にご活用下さい。

UK DENTAL

2024年8月21日～2024年9月20日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。

キャンペーン対象商品						定価(税抜)	注文数
A E X P	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 1-2 (X)	パープル		¥5,900	
A E X P	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 3-4 (X)	ブラック		¥5,900	
A E X P	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 5-6 (X)	イエロー		¥5,900	
A E X P	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 7-8 (X)	グリーン		¥5,900	
A E X P	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 9-10 (X)	レッド		¥5,900	
A E X P	グレイシーキュレット	カラー	G 11-12 (X)	オレンジ		¥5,900	
A E X P	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 13-14 (X)	ブルー		¥5,900	
A E X P	グレイシーキュレット	カラー	G 15-16 (X)	オレンジ		¥5,900	
A E X P	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 17-18 (X)	ブルー		¥5,900	
A E X P	グレイシーアクセス	カラー	GA 00-0 (X)	パープル		¥5,900	
A E X P	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 1-2 (X)	パープル		¥5,900	
A E X P	グレイシーアクセス	GA 1-2 ProThin	(X)	パープル		¥6,500	
A E X P	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 3-4 (X)	ブラック		¥5,900	
A E X P	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 5-6 (X)	イエロー		¥5,900	
A E X P	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 7-8 (X)	グリーン		¥5,900	
A E X P	グレイシーアクセス	GA 7-8 ProThin	(X)	グリーン		¥6,500	
A E X P	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 11-12 (X)	オレンジ		¥5,900	
A E X P	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 13-14 (X)	ブルー		¥5,900	
A E X P	グレイシーアクセス	GA 13-14 ProThin	(X)	ブルー		¥6,500	
A E X P	グレイシーアクセス	カラー	GA 15-16 (X)	オレンジ		¥5,900	
A E X P	グレイシーアクセス	GA 15-16 ProThin	(X)	オレンジ		¥6,500	
A E X P	グレイシーディープP	カラー	G 1-2 DP (X)	パープル		¥5,900	
A E X P	グレイシーディープP	カラー	G 3-4 DP (X)	ブラック		¥5,900	
A E X P	グレイシーディープP	カラー	G 5-6 DP (X)	イエロー		¥5,900	
A E X P	グレイシーディープP	カラー	G 7-8 DP (X)	グリーン		¥5,900	
A E X P	グレイシーディープP	カラー	G 11-12 DP (X)	オレンジ		¥5,900	
A E X P	グレイシーディープP	カラー	G 13-14 DP (X)	ブルー		¥5,900	
A E X P	グレイシーディープP	カラー	G 15-16 DP (X)	オレンジ		¥5,900	
A E X P	スケーラー	カラーハンドル	H 5-33 (X)	パープル		¥5,900	
A E X P	スケーラー	カラーハンドル	H 6-7 (X)	パープル		¥5,900	
A E X P	スケーラー	カラーハンドル	J 4-U 5 (X)	グリーン		¥5,900	
A E X P	スケーラー	カラーハンドル	M 23 (X)	ブルー		¥5,900	
A E X P	スケーラー	M 23 ProThin	(X)	ブルー		¥6,500	
A E X P	スケーラー	カラー	ブラックジャックBJ (X)	ブラック		¥5,900	
A E X P	スケーラー	ブラックジャック	ProThin (X)	ブラック		¥6,500	
A E X P	スケーラー	カラーハンドル	204S (X)	イエロー		¥5,900	
A E X P	スケーラー	カラーハンドル	204SD (X)	イエロー		¥5,900	

貴院名

担当営業

