

UK dental premium PLUS best ONE item

premiumTM
plus JAPAN



いつだって。
ここから、はじまる。
ここから、はじめる。

キャンペーン期間

2024年9月24日～10月18日

キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

期間中は下記商品を **特別価格** でご奉仕いたします。

ソールバイトSシリーズ

操作性の良いソールバイト、さらに短時間でシャープに硬化するスーパーファスト、硬さを最優先される方には新発売のエクストラハード。用途やお好みに合わせてお選びいただけます。プレミアムプラスジャパンが自社研究を重ねて作り上げた、ハイクオリティの日本自社製造品です。押し出しやすさ、操作性、硬化速度、さまざまなアドバンテージで、患者様の苦痛とチェアタイムを大きく軽減。

ソールバイトS



扱いやすさ、
押し出しの軽さを優先される方に

ソールバイトS
スーパーファスト



20秒硬化、トータル35秒！
スピードも精確性も重視の方に

ソールバイトS
エクストラハード



ショアA硬度が95と
硬めのバイト材
硬さを最優先される方に



操作時間：20秒
口腔内保持時間：30秒
トータル時間：50秒



操作時間：15秒
口腔内保持時間：20秒
トータル時間：35秒



操作時間：20秒
口腔内保持時間：30秒
トータル時間：50秒

UK PLUS ONE 「ソールバイトSシリーズ」キャンペーン専用注文用紙

ソールバイトS 定価 3,900円（税抜）

箱

ソールバイトS
スーパーファスト 定価 4,200円（税抜）

箱

ソールバイトS
エクストラハード 定価 5,000円（税抜）

箱

キャンペーン期間 2024年9月24日～10月18日

キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

貴医院名

UK DENTAL