

UK BOOST

Information for products
carefully selected every month.

UK DENTAL

2024-26-⑥

11
12月号

キャンペーン期間 2024年10月21日～12月20日

2024年10月21日～12月20日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご提供いたします。

今回ご紹介する商品は

インスツルメント



パワーサージカルキュレット

抜歯窩搔爬機能を高めた鋸歯状キュレット

■ パワーサージカルキュレット 86AS



刃部最大径3.5mm

レギュラーサイズ

刃部最大径 3.5mm

標準価格：7,000 円（税別）

■ パワーサージカルキュレット 86S



レギュラーサイズ

刃部最大径 3.5mm

標準価格：7,000 円（税別）

■ パワーサージカルキュレット 85S



スモールサイズ

刃部最大径 2.7mm

標準価格：7,000 円（税別）

■ パワーサージカルキュレット 84S



スモールサイズ

刃部最大径 2.2mm

標準価格：7,000 円（税別）

※スモールサイズは、刃のサイズが2.7mmまたは2.2mmからお選びいただけます。


ユニークな抜歯関連ツールを展開するDental USA社の抜歯窩搔爬機能を高めたキュレットです。先端を鋸歯状に加工し、不良肉芽または異物の搔爬の効率を高めています。また、角度やサイズのバリエーションであらゆる条件下での処置に対応します。

抜歯窩搔爬を効率良く確実に

■ パワーサージカルキュレット キット



図①



図②



<フルセット>

図① 歯根片を抜去後、パワーサージカルキュレット85Sを用いて搔爬

図② 肉芽組織を一塊で除去

【セット内容】

- ・パワーサージカルキュレット86S
- ・パワーサージカルキュレット86AS
- ・パワーサージカルキュレット85S
- ・パワーサージカルキュレット84S
- ・カセット#3

【サイズ】

刃部最大径3.5mm×2本

刃部最大径2.7mm

刃部最大径2.2mm

標準価格：37,000 円（税別）

パワーサージカルキュレットは、先端の外縁が鋸歯状に加工されている

UK Boost 11月/12月号『パワーサージカルキュレット』専用注文書

キャンペーン期間 2024年10月21日～12月20日

キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

パワーサージカルキュレット 86AS	数量
パワーサージカルキュレット 86S	数量
パワーサージカルキュレット 85S	数量
パワーサージカルキュレット 84S	数量

パワーサージカルキュレット キット	数量
貴医院名	
ご不明な点等ございましたら弊社営業までお問合せ下さい。	

UK DENTAL