

炭酸ガス&半導体レーザー

# Dual Wave 体感会

OPELASER Dual Wave  
NEOS + Filio



## ～製品特徴～

- ① 2波長レーザー  
ネオス（炭酸ガスレーザー）に  
フィリオ（半導体レーザー）を搭載
- ② 特徴の違う2つの波長  
様々な処置に合わせて使い分け
- ③ 単体で使用可能  
別々のユニットでも使用できます

※オペレーター Dual Wave の販売名は  
オペレーター NEOS と  
オペレーター 25 です

日時：2017/ **9/10** 日  
**10:00～13:00**

会場：株式会社ユーケイデンタル鹿児島店  
鹿児島市西田 1-13-7 3F ユーケイホール

定員：8名

受講料：5,000 円（消費税込）

お問合せ：株式会社ユーケイデンタル鹿児島店 担当：大山

TEL：099-254-0509 FAX：099-254-0715

## 講師のご紹介

大浦 教一 先生



朝日大学歯学部卒業  
鹿児島大学大学院歯学研究科修了 歯学博士  
鹿児島県立大島病院勤務歯科口腔外科部長  
＜現在＞鹿児島市にて開業  
(社) 日本レーザー歯学会 専門医 指導医 常任理事  
日本歯科用レーザー・ライト学会 認定医 指導医 常任理事  
国際レーザー歯学会 会員  
(社) 日本先進インプラント医療学会 インプラント専門医 指導医 理事  
AQBインプラント 指導医

主催：UK 株式会社UKデンタル 協賛：株式会社ヨシダ

炭酸ガスレーザー  
OPELASER NEOS



## ～製品特徴～

- ① 円形スキャニングハンドピース搭載  
3mm/5mm の自動円形スキャニングで  
ムラなく均一な蒸散が可能です
- ② 最大出力 25W を実現  
高出力発振器搭載により、  
発振モード及び照射モードの組合せで  
短時間の処置を可能にし、  
患者様への負担も軽減できます
- ③ 初めての噴霧冷却法を搭載で冷却効果大  
発熱が少なくスムーズなレーザー治療が可能

※水道水・精製水・  
生理食塩水も使用可能

●販売名：オペレーター NEOS  
●一般的名称：炭酸ガスレーザー  
●承認番号：22800BZX00361000（高度特管設置）  
●製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6

半導体レーザー  
OPELASER Filio



## ～製品特徴～

- ① 手元スイッチ採用  
足元気にせず便利な照射
- ② バッテリー駆動で  
電源コード不要
- ③ 細いファイバーチップ  
コア径 200,300,400μm で  
細部への照射も可能  
滅菌もできて衛生的です



●販売名：オペレーター 25  
●一般的名称：ダイオードレーザー  
●承認番号：22800BZX00029000（高度特管設置）  
●製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6

※オペレーター Filio の販売名はオペレーター 25 です

「オペレーター Dual Wave 体感会」申込書 2017年9月10日（日）大浦教一先生

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| (ふりがな)<br>芳名 | 貴医院住所 〒           |
| 貴医院名         | TEL. ( ) FAX. ( ) |
| 出身校          | お取引歯科商店           |

※弊社では申込書にご記入いただいた情報は、社内で適切な安全対策の元に管理し漏洩等の防止に努めております。  
お客様の同意なく第三者への開示・提供はいたしません。  
弊社からのセミナー、サービス、新商品のご案内等に利用させていただく場合がございます。

お申込先 FAX：099-254-0715