

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社アイキャスト



UKフェア2022 展示品のご案内

鑄造機 シンビオンキャスト



ルツボ傾注方式と鑄型のレイアウトの組み合わせにより、溶解金属と鑄型までの移動距離が短く、またフルオートでの鑄造が可能なチタン鑄造機

新発想の「ルツボ傾注方式」&「鑄型レイアウト」

新規考案のルツボ傾注方式と鑄型のレイアウトの組み合わせ。従来のルツボの回転支軸を変更し溶湯を注ぎ込むようにしたことで、溶解金属と鑄型までの移動距離が短くなりました。注ぎ込む過程でもアーク放電を継続することで、溶湯の冷却低減と押し湯への利用効率を高めています。

誰でも使える簡単操作

あらかじめチタンの重量をセットすれば、あとはスタートスイッチを押すだけのフルオート。鑄造タイミングは目視で確認する必要は無く熟練を必要としません。



設置場所を選ばないコンパクト&セパレート方式

鑄造器本体（チャンバー部）を幅20cm高さ28cm奥行35cmのコンパクト（A4）サイズにまとめ、さらに電源部や真空ポンプを別ユニットとしたので設置融通性が極めて高くなっています。

スキャナー i700 オーラルスキャナ



MEDIT i700はより簡単に、より効率よく扱えるように、スキャナの性能を向上させるとともに、ソフトウェアからプロダクトにいたるまで改良を重ねてきました。小さく軽いスキャナは手に馴染みやすく、長時間使用しても疲れません。

患者様の負担を減らす高速スキャンニング

MEDIT i500位比べて約2倍のスキャンスピードを実現しました。さらに、スキャンしたくない部分をフィルタリングする「スマートキャンフィルタリング」機能。スキャンデータ収集中に離れた箇所をスキャンしても、共通した箇所をスキャンすることで自動的に位置合わせをしてスキャンデータをまとめる「スマートステッチ」機能など、ソフトウェアの向上により、スキャンの習熟度に関係なく素早く効率的にスキャンニングすることができます。スキャン時間を短縮することで、患者様の負担も減らすことが可能です。



福田 陽一

担当者より
ひとこと

話題のチタン鑄造機「シンビオンキャスト」やオーラルスキャナー「i700」を展示します。ぜひお立ち寄りください！

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00～17:30（土日祝を除く）

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

