

# UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア  
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社アイキャット

UKフェア2022 展示品のご案内

## New Tom GiANO HR







顔貌全体をカバーし、一般診療やインプラントだけでなく、矯正・気道・TMJ・サイナスの診断も可能な装置。気道計測機能により気道障害の評価、睡眠時無呼吸（OSA）の診断も行えます！パノラマ/CBCTの複合機で、セファロアームも取付可能です。

## New Tom GO



歯列全体をカバーし、エンド・ペリオなどの一般診療やインプラントなどに最適でリーズナブルな装置。世界初、省スペースの壁付けタイプも選択可能です。パノラマ/CBCTの複合機で、セファロアームも取付可能です。



担当者より  
ひとこと

歯科用CT「NewTom」シリーズで実際に撮影した画像もご覧いただけます！患者さまの体格に応じ照射量を自動調整する機能や金属アーティファクト低減機能も搭載しています。是非ブースにお立ち寄り下さい。

井上 大輔

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00～17:30（土日祝を除く）

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

