


出展企業 エンビスタ ジャパン株式会社



UKフェア2022 展示品のご案内

1液性ボンディング材

オプチボンドユニバーサル



レジンセメント初カラーインジケーター採用！余剰セメントの硬化具合を目で見て把握。的確な除去タイミングを色でお知らせ。マルチに使えるユニバーサルボンディングシステムで院内の接着材料のシンプル化に貢献します。

- ◆ 直接法・間接法対応、あらゆる被着体に、全てのエッチングモードに複雑なステップ不要
- ◆ 高いレベルの接着力をお値打ちにご導入いただけるボンディング材
- ◆ 接着力・簡便性・経済性に優れた保険適用CAD/CAM冠への応用

- ・ 4本、8本のバリューパックも用意されたマックスセム エリート クロマは、補綴物内面にサンドブラストにより、機械的接着が向上
- ・ マックスセム エリート クロマとオプチボンド ユニバーサルの組み合わせは、脱離が多いと言われる保険のCAD/CAM冠へ対応
- ・ オプチボンド ユニバーサルを支台歯側の前処理材として使用することで、接着力が大幅に向上



Simple Solution




セルフアドヒーズ型 接着性レジンセメント

マックスセム エリート クロマ



ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用

余剰セメント除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、セットから硬化までの時間や温度状況を気にする必要がなく、セメントの不安やストレスから解放されます。



ナノハイブリットコンポジットレジン

ハーモナイズ

積層充填から単色充填まで幅広くカバー。器具離れが良く、高い操作性でスイスイ充填。ご好評を頂いておりますマトリックスや研磨製品等も多数展示しております。見て触れて臨床にお役立てください。

Harmonize™
Nanohybrid Universal Composite



商品詳細 Webサイト



- 保険適用
- 全30シェード
- エナメル・デンチン・インサイザル トランスルーセント
- 初期導入しやすいトライアルキットや アドバンスキットも用意

担当者より
ひとこと

Kerr製品ブースでは審美CR充填に役に立つアイテムを中心に、お勧めレジンセメント等、接着関連製品を実際に触って頂けます。お買い得な製品も多数ご用意させて頂いておりますので是非お立ち寄りください。

Kerrテクノロジー

商品詳細 Webサイト



☆「ART」を支える2つの技術



☆「スルリと盛れる」操作性

☆「キラリと光る」審美性



☆「ガッチリ固まる」長期安定性



企業Webサイト



Kerr製品担当
宮崎芳洋

