

UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 **メディコムジャパン** A.R.MEDICOM INC.(ASIA)LTD.

UKフェア2022 展示品のご案内



プロケアラテックスグローブ

手術用手袋に匹敵する品質水準と高いコストパフォーマンス

手術用手袋と同じレベルのAQL (合格品質水準) G-1:1.5をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。AQLとはAcceptance Quality Limitの略称で工程平均として十分だと考えられる不良率の上限など、合格することのできる最低限の品質を指しています。合格品質水準として数値が少なければ少ない程厳しい検査水準となります。また、一般医療機器も取得し信頼性が高く、さらに、抜群のフィット性で第二の皮膚のような操作性に優れたグローブです。

- ・高品質水準AQL1.5 (水密性試験)
- ・高いグリップ性能
- ・高いコストパフォーマンス

パウダーフリー

左右兼用

未滅菌

塩素処理加工

滑り止め加工



プロケアニトリル

高い防護性とフィット感

- ・高い防護性能
- ・快適なフィット感
- ・最適な伸縮性
- ・ラテックス&パウダーフリー
- ・ホワイート/ブルー



アニオザイム シナジーファイブ

診療器具、診療機器など幅広い範囲に

- ・5酵素配合で洗浄力が大幅にアップ
- ・200~400倍の高希釈で経済的
- ・非発泡性であらゆる洗浄用途に対応



Medicom — 感染管理をリードする —

院内の洗浄剤 **これ1本**

歯科業界初

5つの酵素で 驚異の洗浄力

多くの汚れに反応するには それぞれに合った酵素が必要

- 1. 歯垢などのタンパク質汚れ Protease
- 2. 歯垢の脂質汚れ Lipase
- 3. 歯垢の炭水化物汚れ Amylase
- 4. 歯垢の繊維質汚れ Cellulase
- 5. 歯垢の着色汚れ Manganese

中性酵素洗浄剤 **ANIOSYME SYNERGY 5**

歯科業界初の5酵素配合で 洗浄力が大幅にアップ 200倍~400倍の高希釈で経済的 非発泡性であらゆる洗浄用途に対応

品番: AN2235036 品番: AN2235095

TEL: 011-824-2200 FAX: 011-824-2201

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 日本橋本町1丁目10-10 8F 8F 8F

www.ukdental.co.jp



デンタル事業部 西日本リージョン
北橋 祐輝

担当者より
ひとこと



メディコムの洗浄剤は、
フランスNo.1シェア
のアニオス社製

メディコムジャパンは、感染管理の世界基準にもとづいた品質と信頼性で、人々と社会のヘルスケアに貢献しています。メディコムジャパンは、カナダのモントリオールを本社とし、マスクやガーゼなど、医療現場になくてはならない感染予防用品ケア製品の製造販売を手がけるヘルスケア企業です。感染予防先進国である北米の基準や知識が反映された、高い品質と洗練されたデザインが特徴であるメディコムの製品群は、世界約100カ国に提供されています。この機会に是非多くの商品を知っていただきたいと思います。是非メディコムジャパンブースにお立ち寄り下さい。

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】 9:00~17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

