

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 カボデンタルシステムズジャパン合同会社

UKフェア2022 展示品のご案内

KAVO



エステチカ E80 Vision



2つの水消毒システム

水消毒システム

綺麗がつづく KaVoトリートメントユニット

KaVoトリートメントユニットは **給水系**（水消毒システム、自動フラッシング機能）に加え **排水系**（デカセプトルゲルを用いたハイドロークリーン、アクアマット、強力なバキュームシステム）で、総合的な衛生管理が行えます。

2つのKaVo水消毒システム

過酸化水素水を使用した常時水消毒と集中水消毒の2つの水消毒システムで給水LINEの水路管内を清潔に保ちます。

エステチカ E70/E80 Vision は、一般的な歯科診療はもちろん、外科・インプラント、マイクロスコブ対応機種（E80 Vision）として幅広い治療領域で操作性の高いトリートメントユニットです。堅牢さ、衛生管理システム、患者さんや先生のストレスを軽減、サスペンド式チェアなどの特長を備えています。先生と患者さん双方に優しい環境を実現します。

5倍速コントラアングル

エキスパートマティック E25L ライト付き (1:5)

高品質で優れたコストパフォーマンス



優れたチャック保持力

30Nの強力な力でバーを確実に保持します。高いチャック保持力により、芯ぶれを抑えるとともに、優れた耐久性を実現します。

- 30Nの強力なチャック保持力
- 3ホールスプレー
- グラスロッドライト
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 18ヶ月保証



交換可能なスプレー水フィルター

水づまりを防ぎ常に良好な注水が得られ、不要なダウンタイムがありません。



営業本部 福岡店
田中 博文

担当者より
ひとこと

当日は実際にKaVoのハンドピースの切削が体験いただけます。ぜひカボデンタルシステムズジャパンのブースにお寄りください。皆さまのお越しをお待ちしております。

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00～17:30（土日祝を除く）

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

