

UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 **クルツァー ジャパン 株式会社**



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



UKフェア2022 展示品のご案内


歯科用3Dプリンター

カーラ プリント 4.0 プロ

高精度、高品質な造形物の製作を実現した、歯科用のインテリジェント3Dプリンターです。表示画面に従って操作するだけなので、初めての方でも使いやすく、拡大された(当社比約46%アップ)プラットフォームは一度に複数の造形物をプリントすることが可能です。納品時にインクのパラメータが搭載されていて、随時更新することが可能です。よりよい環境でご使用いただけるよう、インク以外の関連品(重合器、洗浄器、インク攪拌装置)もシリーズでご用意しています。

一般医療機器

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
届出番号: 27B1X00060900029




cara® Print 4.0 pro

イメージ動画



製品紹介動画



AFS技術により、造形物の滑らかな表現を実現

歯科用3Dスキャナー

インディ スキャン 2.0

造形精度5μmの高精度スキャナーです。

PCおよびデザインソフトは別売なので、既にスキャナーの取り扱いに慣れている方や、スキャナーのみ増設をお考えの方にお勧めします。

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
届出番号: 27B1X00060900029

ynde.SCAN2.0

付加型シリコーン印象材

フレキシタイム®

FLEXITIME®

ATSフォーミュラが37℃の口腔内温度に反応し、口腔内で圧接すると急速に硬化を開始します。口腔内保持時間は常に2分30秒と一定で、操作時間は1分から2分30秒まで時間を自由に調整できます。親水性に優れ、湿潤下においても精密な印象採得が可能です。

管理医療機器 / 歯科用シリコーン印象材 (歯科用練成器具)
認証番号: 222AGBZX00040000



担当者より
ひとこと

3Dプリンター『カーラプリント4.0プロ』と3Dスキャナー、付加型シリコーンを展示しております。特に3Dデンチャー等各種造形物を実際に手に取ってご覧ください。

小島 貴志



歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00~17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

