

# UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア  
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 サンエス石膏株式会社

UKフェア2022 展示品のご案内

歯科印象用除菌固定剤

## クロルアンカー



印象模型は補綴物製作のベースとなる、いわば設計図です。  
もし設計図の段階で誤差が生じると、  
後々の工程に大きな影響を与えてしまいます。  
クロルアンカーは印象体を塩素濃度1300ppmで除菌し  
寸法も安定させます。

歯科用アルギン酸塩印象材用トレー清掃材

## ALリムーバー



発想の転換。トレー清掃を  
**溶かして取る** から

**縮めて剥ぎ取る** 方式のトレークリーナー。

短時間に、簡単にアルギン酸印象材を除去でき、  
効率よく清掃作業ができます。

↓ALリムーバーの使い方↓



担当者より  
ひとこと

ユーケイデンタル様のオリジナル商品、『歯科用焼石膏ⅡUK』『硬質石膏UKストーンDF』  
の製造を承っておりますサンエス石膏の宮崎と申します。石膏の事なら何でもお任せあれ！  
という気持ちを胸に日々営業しております。石膏関係で何かお困りのことがございましたら  
お気軽にお声がけ下さい。


宮崎 義人



歯科印象用滑沢剤

## スームメーカー

採得後の印象体を使用することで石膏模型の表面性状  
を良好にします。連合印象にも適しており、  
硬石膏はもちろん、面荒れしやすい超硬石膏にも効果を発揮  
し滑沢な印象面を再現します。



貼付模型

## だいちゃん


石膏の硬化膨張の影響を受けないので、精密な作業模型が  
できます。技工時間を短縮できます。  
作業時に石膏を利用しないので、産廃が少なくなります。  
ダウエルピンの穴に石膏が詰まりません。




だいちゃんⅡ



だいちゃん全額用



だいちゃん全額用L



歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00～17:30（土日祝を除く）

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

