

UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア

2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 サンデンタル株式会社

UKフェア2022 展示品のご案内

CAD・CAM 応用機器

MEDIT i700オーラルスキャナ

MEDIT i500の後継モデルです。従来品と比較して

「スキャン速度2倍」「4倍の色調再現」

「25%小さく12%軽い」

「チップが180°リバーシブル可能」となりました。

被写界深度調整機能（最大23mm）、オクルージョン分析等多機能を搭載しております。ぜひブースで実機を手にとってお試しください！



よりコンパクトで軽く、
よりカンタンに早くスキャン



STOP!
Covid-19 新型コロナウイルス感染症
感染対策実施中!
UK DENTAL

接続して
スキャン

UV-C LED
殺菌

180°
リバーシブル
チップ

3Dプリンター

DIO PROBO Z

早く精密に造形



スキャン
速度2倍

フルアーチ
精度11μm

4倍の
色調再現

245g
とても軽い

リモート
コントロール
モード



光造形方式（DLP方式）の採用のコンパクト3Dプリンター！
DMDピクセル 1920×1080 FHD（フルハイビジョン）を採用することで、4K、8Kに見劣りしない造形品を製作可能！
また、7インチタッチスクリーンにより簡単な操作性を実現！！
スタディモデル、義歯床、サージカルガイド、プロビジョナル、
クラウン&ブリッジ、鋳造用パターンなどを造形できます！！
ぜひブースで実機をご覧ください！



双眼ルーペ

ユニバット双眼ルーペ

イタリア製オーダーメイドルーペです。

（一部既製品や調整式の跳ね上げ式モデル有り）

高品質光学ガラスレンズを使用し、広く明るい視野を確保します。

今年リニューアルした新型フレームもございますので、

ぜひブースでかけ心地をお確かめください！



担当者より
ひとこと

最新機器や人気機器、もちろん歯ブラシ等の材料も多数展示します。
コロナ禍で長期間展示会がなかった分、気合いを入れてご紹介いたします！
是非ブースにいらしてください！



後藤 行伸

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00～17:30（土日祝を除く）

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

