

UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社ジーシー

体験して納得



UKフェア2022 展示品のご案内

■ 口腔機能管理に関する主なジーシー製品

● JMS舌圧測定器

TPM-02



舌の運動機能を最大舌圧として測定

測定値は摂食・嚥下機能や構音機能に関する口腔機能検査のスクリーニングの指標となります。

患者さんの負担も少なく簡単に検査が行えます。

管理医療機器 22200BZX00758000

● デンタルプレスケールII

咬合測定システム用フィルム



歯科用に設計した感圧シートを使用し、10~120Mpaの幅広い帯域で咬合圧を測定可能。

患者さんの負担も少なく簡単に検査が行えます。

一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000295

● グルコセンサー GS-II



有床義歯咀嚼機能検査を手軽にスピーディーに

数値で咀嚼能力を簡単に測定できます。

一般医療機器
特定保守管理医療機器
13B1X00155000268

一般医療機器
特定保守管理医療機器
13B1X00155000268

20秒咀嚼

6秒測定



株式会社ジーシー
材料営業担当 谷 勇一郎

ブース内にて口腔機能検査機器をご体験できるコーナーをご準備致します。また保険点数の流れ、ご導入事例をお伝えさせていただきます。



ブース内にてデジタル設計をご体験できるコーナーをご準備致します。分割可撤式模型をご持参くださいませ。



後日加工した補綴物をお渡しさせていただきます。

担当者名より
ひとこと

ジーシーブースでは、体験して納得！をコンセプトにブースを作成致しました。1品でも多く説明を聞いて頂き、ご採用頂きたく考えております。もちろん、診療材料製品・予防製品も展示しております。是非ブースへお立ち寄り下さい。

● プリニアスマイル バリュースボックス



■ GC's CAD/CAM Solution

● Aadv Scan E1・E4



- ・技工用CADスキャナー
 - ・モデル (機種)
 - ・パッケージ (設計)
 - ・ライセンス (持続)
 - ・オプションソフト (拡大)
- を技工ニーズに合わせて
各々選ぶことができます。

● EyeMag シリーズ



- ・Zeiss 双眼ルーペ
 - ・細部までクリアな像質
 - ・倍率、タイプの組み合わせが可能
 - ・多様な使用ラインナップあり
- 一般医療機器 13B1X00119005090

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

[受付時間] 9:00~17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

