

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社セキムラ

UKフェア2022 展示品のご案内

笑気吸入鎮静器

セドント サイコリッチ T-70移動式モデル

現在国内唯一のメーカーとして笑気麻醉器を作り続けています。最近でも、歯科恐怖症の方や小児歯科様ではもちろん、インプラントオペや有患者への治療時等幅広く有効にご活用頂いております。




濃度調節がダイヤル操作一つで行え、流量計でその混合比をモニタリングできます。また、セフティカットオフバルブをはじめ、酸素フラッシュ、濃度ダイヤルロック機構、エアインターバルブ等の各種の安全機構をフル装備。マイルドな混合ガスの吸入を実現する加湿器も標準装備しています。



笑気吸入鎮静法
～安全・安心な治療を行うために～

製品紹介動画



確かな精密技術で裏付けられた機能の数々が、患者さんの「安心」をサポートします。



サイコリッチ
製品紹介カタログ



“さわやか診療のお知らせ”
当院では、笑気吸入鎮静法による診療を行っています。痛み・不安・恐怖感などがやわらぎリラックスした状態で、安心して診療が受けられます。
お気軽にご相談ください。 院長

さわやか診療パネル
待合室の受付等に置く
笑気吸入鎮静法の案内板です。

高温オイル殺菌洗浄器

オイルライザー OL-200N

120℃のオイルでわずか4分でハンドピース内部の洗浄殺菌が行えます。水や高熱蒸気を使用しないので、器具の錆や腐食のダメージも少なくユーザー様からは「カートリッジの寿命が伸びた」とのお声も多く頂いております。



オイルライザー Q&A
～高温オイル殺菌の手引き～



OPTIM 33TB WIPES

特許が取得されている除菌技術 AHP (加速化過酸化水素) により、ユニット周りの除菌と清掃をこれ一つで行えます。薬液たっぷり丈夫なシートなので1枚だけでユニット1台拭き上げられるので経済的。また、AHPはロタウイルス、ノロウイルス、肝炎ウイルス等はもちろん、新型コロナウイルスへも有効とされています。

包装 1個 (160シート入)



担当者より
ひとこと

コロナ禍により、お客様より直接対面でご意見やご要望を頂く回数も減りましたが、今回のUKデンタルフェアでたくさんのお客様にお会いできるのを楽しみにしております。 担当：甲斐 貴秀

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】 9:00～17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

