

UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 大榮歯科産業株式会社

Angel 大榮歯科産業株式会社



UKフェア2022 展示品のご案内

軟化圧接成型器 Dual Former II

デュアルフォーマーII

マージンラインなどを忠実に再現し、精度の高いマウスガードやスプリントを制作できます。加圧・吸引両用に対応する軟化圧接成型器です。

- ◆ 最大6気圧で加圧形成を行うことが可能
- ◆ サーキュレーターを内蔵し、吸引形成でも使用可能
- ◆ シート材は丸型・四角型両方に対応

寸法	W285×H440×D280mm
電力	400W
電源電圧	AC100V/50-60Hz
重量	10kg
安全装置	異常加熱防止装置
加圧使用	0.19~0.59MPa
吸引使用	700mmHg
標準価格	278,000円(税別)

Check



詳細はQRコード
でチェック



一般医療機器 歯科技工用成型器
許可 / 届出番号: 27B2X00306K00008

ノンメタルクラスプデンチャー素材

しなやかで タフな素材

義歯床用熱可塑性レジン デュラフレックス

「デュラフレックス」
6が選ばれる
つの理由

デュラフレックス

管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン
許可/届出番号:228ADBZX00060000

DURA FLEX 他熱可塑性レジン



1.耐吸水性

吸水率が低いため、着色や匂いの吸着も軽減することができ、劣化しにくい素材です。

2.比重が小さい

水よりも軽い比重なので、装着時の違和感が軽減されます。

3.修理可能

熱のみの溶着が可能です。
2度射ちで強固に溶着します。

4.審美性

半透明素材で歯肉の色が反映されやすいため、より自然に見え審美性も高まります。

5.柔軟性

深いアンダーカットにも維持を求めることができ、自然な歯茎ラインに再現できます。

6.耐久性

半結晶構造をした素材で、柔らかいのに強靱で破折しにくい素材です。



担当者より
ひとこと

弊社ブースでは、歯科用CAD/CAM、高齢化社会を見据えたノンクラスプデンチャーの新素材、その他技工製品を展示致します。皆様のご来場心よりお待ちしております。

営業部
末包 恭祐

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00~17:30(土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

