

UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 **ヒューフレディ・ジャパン合同会社**

UKフェア2022 展示品のご案内

HuFriedyGroup
The Best In Practice




人間工学に基づき設計された『ハーモニー エルゴノミック スケーラー』をはじめ、通常のルクセーティングエレベーターよりスリムになった新商品の『ルクセーティングエレベータースリム』など、さまざまな売れ筋商品を数多く展示いたします。その他、ハンディシャープナー『サイドキック』のデモを実施いたします。

歯周歯科用スケーラー S204SDXE2

ハーモニー エルゴノミック スケーラー

スケーリング時の手の動きをデータ化し、より把握しやすいようにデザインされたハンドル



トゥルーフィット (TrueFit™) テクノロジーを採用し、人間工学に基づいて開発設計されたハーモニー (Harmony™) エルゴノミックスケーラーシリーズが新しく誕生！従来品に比べ軽い把持力でインストルメント操作が可能で、反復動作による手の疲労や手根管症候群などのリスクを低減することができます。ハーモニー (Harmony™) エルゴノミックスケーラーはエバーエッジ (EverEdge™) 2.0のシャープなカッティングエッジが付与されており、歯石を効率よく除去することが可能でブレードのシャープさも長持ちします。

電動シャープナー

サイドキック

手のひらサイズでコンパクト・軽量デザイン！
第一シャングをガイドに沿わせるだけの簡単操作！
正しいシャープニングを定期的に行うことで、
インストルメントの寿命が長くなります。

↓製品動画↓



外科用製品 エレベーター

ルクセーティングエレベータースリム

通常のルクセーティングエレベーターよりスリムになった作業部。
歯槽骨に沿わせながら歯周靱帯を切断することにより低侵襲な
エキストが必要とされる場面でご使用ください！是非この機会に
実際の製品をお手に取り、ヒューフレディクオリティをご体感ください。

SLIM LUXATING ELEVATORS
ルクセーティングエレベータースリム

2022年 13%スリム* 20%スリム*

※ 2022年11月現在 発売予定

- 20%スリム化の作業部
- 従来品に比べ手への負担を軽減
- 歯槽骨に沿って歯周靱帯を切断可能
- 歯槽骨に沿って歯周靱帯を切断可能

品名	長さ	幅	重量
SLIM LUXATING ELEVATOR	150mm	12mm	15g
SLIM LUXATING ELEVATOR	120mm	12mm	12g
SLIM LUXATING ELEVATOR	90mm	12mm	9g
SLIM LUXATING ELEVATOR	60mm	12mm	6g

© HuFriedy Group, Inc. 2022



担当者より
ひとこと

新商品を含め売れ筋商品を数多く展示いたします。
日々の診療でお使いになれる大事な器材、ぜひご覧いただきたいと思っております。

製品パンフレット→



テリトリーセールスマネージャー
山下 恵介

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】 9:00~17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

