

UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア

2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 **プレミアムプラスジャパン株式会社**

premium plus JAPAN
→ Piece by Piece with pleasure ←




UKフェア2022 展示品のご案内

Piece by Piece
with pleasure.

PMTC プロフィーカップ

コストパフォーマンスに優れ、種類も豊富なPMTC用プロフィーカップ



ポイントタイプ
先細の形状で、隣接部や歯周ポケット、ブラケット周りなどの清掃・研磨に最適です。

タービンタイプ
底面、側面どちらも使用可能、清掃効率が飛躍的に向上します。

ショートタイプ
カップ形状が短いので、小児や臼歯部の頬側隅角部、舌側側など届きづらい場所を磨く場合に適しています。

PMTC プロフィーブラシ

バリエーション豊富なブラシは、どのようなシチュエーションへも対応可能です。



フラットタイプ
平らな毛先形状で歯の表面に効果的です。

テーパータイプ
尖った毛先形状が歯間にフィットします。

マイクロタイプ
シーラント前の小窩裂溝、マーゼンライン、ブラケットの清掃に適しています。

ジュニアタイプ・ジュニアミニタイプ
ジュニアタイプは歯の表面に付着した特に酷いステインや歯石等を清掃できるよう設計されたブラシです。口の清掃に適しています。



バキュームミラー



お使いのバキュームに接続。ミラーヘッドから吸引するバキュームミラー。片面両面お選びいただけます。

前後左右上下にある計22のバキューム孔が、どのような角度でも吸い残しを許さず且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し、40%明るいミラーです。(プレミアムプラスジャパン社比較)

反射率 99%
防曇加工

2タイプ 片面両面



バキュームミラー 紹介動画

PMTC製品カタログ



担当者より
ひとこと

弊社商品は皆様に良い！面白い！綺麗！と言って下さる事が多いです。今回は特に新商品も展示しますので是非来てください！サンプルも持っていきますよ！

北野 翔太

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】 9:00~17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

http://www.ukdental.co.jp

ユーケイデンタル

検索

