

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社 モモセ歯科商会



MOMOSE DENTAL MFG.CO.,LTD.
株式会社モモセ歯科商会



UKフェア2022 展示品のご案内

コメント ダイヤモンドバー

ジルコニア撤去用 4ZRダイヤ

ジルコニアクラウンを素早く撤去。専用ボンディング層でダイヤ粒子をさらにしっかりグリップするのでジルコニアクラウンをスムーズに分割撤去。ダイヤ粒子のサイズはミディウム（白色&金軸）で107ミクロン。

紹介動画もQRコードでチェック
ジルコニアクラウンの分割
資料ご提供
岩崎 圭祐先生
(東京都墨田区ご開業)



4ZRダイヤモンドバーによるジルコニアクラウンの分割
Images with kind permission of Dr. Sven Rinke, Germany
※メタルクラウンの撤去にはH34カーバイドバーをお使いください。



義歯洗浄剤

デントマスター ダブルパワープラス



抗菌酵素ツニカーゼFNの除菌力とパブリン酵素の洗浄力に緑茶カテキンをプラスした消臭力に優れた製品です。

CAD/CAM用高透光性ジルコニアディスク パールナチュラル



切端部(6Y-PSZ)構造と歯頸部(3Y-TZP)構造の組み合わせにより天然歯のようにトランスルーセントから歯頸部への移行がとても自然で優しい色調を再現することができます。

ナチュラル20mmのジスク：歯冠配置列



高透過性と強度を兼ね備えた次世代マルチレイヤー

担当者より
ひとこと

当日はぜひモモセ歯科商会ブースにお越しください。皆様のお越しを楽しみにお待ちしております。

医薬部外品 洗口液

モンダミン デンタルマニキュア


天然光沢成分セラック配合で歯の表面を強くしホワイトニングやPMTC後の歯面にツヤと輝きをプラス。またセラックと薬用成分CPCのW作用でカリエスリスクの高い患者様へも薦めます。



デンタルマニキュアインタビュー動画
(埼玉県川口市ご開業・橋本歯科医院様)



紹介動画もQRコードでチェック



【特徴】
切端部は6Y-PSZ構造
曲げ強度1000Mpa(4点曲げ試験)
光透過率51%
歯頸部は3Y-TZP構造
曲げ強度1200Mpa(4点曲げ試験)
光透過率44%
これによりNaceraパールナチュラルは高強度と高透過性のコラボレーションに成功しました
【配列が簡単】
エナメル部4mmから自然に歯頸部色に移行させることにより配色の設定が容易になりました。

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00~17:30(土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

