

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介


出展企業 株式会社 モリタ

UKフェア2022 展示品のご案内

New Frontier of the X-ray

ベラビューX800

高解像度、ボクセルサイズ80 μ mのCT撮影を実現、
更にCT撮影時に水平にX線を照射することで、
アーチファクトの少ない画像を取得できます。




One-Shot Ceph

モーションアーチファクトを低減
ワンショットセファロ
セファロ撮影はスキャンセファロと
ワンショットセファロの2タイプより
選択が可能です。
ワンショットセファロは、頭頂部、
後頭部*1まで、頭部のほぼ全体が収まる
広い領域を、0.5秒*2のワンショットで撮影。
モーションアーチファクトを低減し、
鮮明な画像を取得できます。

*1患者さんの大きさや頭部形状によっては撮影領域に収まらない場合があります。

*2小児モードでの撮影時 (最短0.3秒まで設定可能)



Face-to-Face Design

コミュニケーションを
促進する対面式



歯科用マイクロスコープ
ライカ M320-D 4K

◆直観的、リアルタイムの撮影記録



◆迅速で効率的な患者さんとのコミュニケーション



高解像度ハイビジョンカメラと
歯科用顕微鏡の一体化

◆簡単なデータ転送




ハイパワーLED

4Kカメラ

ライカ M320 4Kは、
4Kカメラで撮影した高画質な動画や
静止画を使って診療いただける歯科用顕微鏡です。



ハイクオリティモデル



ミラーを使った
マイクロスコープの世界
を体験して頂けます。
今まで見えにくかった
根管内の映像など、
ご体感いただけます！



小倉 一喜

担当者より
ひとこと

弊社の個々の製品だけでなくその総合力を皆様にご体験頂き、
弊社製品の魅力を、そして導入後の未来をお伝えさせて頂けるよう
社員一同全力でご説明させていただきます！

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】 9:00~17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索



UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア

2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～


グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社 モリタ

UKフェア2022 展示品のご案内




MORITA



スペースライン

Spaceline ST BM Spaceline STの新バリエーションとして追加されました。


Spaceline EMCIA等の既納スペースラインに対しスペースへの影響が少なく、スムーズに置換可能となります。



New Spaceline

コンパクトなボディに、効率的な診療をサポートする多彩な機能を搭載。診療空間を省スペース化し、快適な院内環境づくりに貢献します。スタンドポールオプションを選択することで、FATシステムやマイクロスコープの搭載が可能です。より快適かつ先進的な治療に対応します。

マイクロスコープとの親和性



より高い精度の治療を可能にするマイクロスコープ（オプション）



担当者より
ひとこと

「Spaceline ST」の新たなモデル「Spaceline ST BM」を展示致します。目から鱗の情報盛り沢山！是非モリタブースにお立ち寄りください！！

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00～17:30（土日祝を除く）

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

