

UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社 ヨシダ

YOSHIDA




UKフェア2022 展示品のご案内

ネクストビジョン

口腔内を鮮明に捉える、4K・80倍の
高画質。高精細な治療と伝わる
コミュニケーション


NV
Nextvision



ネクストビジョンは高画質で高倍率な画像を提供する、誰もが簡単に使える「デジタルマイクロSCOPE」です。最高倍率80倍・4K高画質映像をモニターへリアルタイムに映し出すことで、より高精細な治療をサポートします。

円滑な歯科診療のための
ビジュアルコミュニケーションシステム

- ・最大倍率80倍
- ・オートフォーカス
- ・オートズーム機能
- ・上下、左右反転機能
- ・深い被写界深度



ネクストビジョンのコンセプトを2分のショートムービーで紹介



- 一般的な名称
可搬型手術用顕微鏡
手術用顕微鏡
歯科用口腔内カメラ
(一般医療機器、特管、設置)
- 医療機器届出番号：13B1X00133000079


コエックス 300 プロ

乾式、湿式対応、多くの材料に対応可能なミリングマシン

- ・コンプレッサー、集塵機、クーラントタンク等の外部周辺機器を下台へ収納が可能です。周辺機器等が目につかずスタイリッシュな外観を保て、集塵機の騒音軽減にもつながります。
- ・C型クランプのカートリッジアームにより、前歯部を垂直方向からアプローチ。フルアーチの補綴物やデンチャーも切削でき、1台で幅広い症例に対応可能です。
- ・最大回転数80,000回転の高速回転スピンドルにより力強い切削加工が可能。コエックスミリングマシンの稼働に適した切削加工パス作成テンプレートで、効率的な加工が可能になります。

- 一般的な名称
歯科技工室設置型
コンピュータ支援設計
製造ユニット

- 医療機器届出番号
13B1X00005000248



硬質材料も
湿式で安定加工

硬質材料も冷却水をかけながら切削加工。

強固な筐体によるパーツ保持により、ブレの少ない安定した加工を行います。



ジルコニアも
精密に乾式加工

材料に適した切削ツールを自動で持ち替え、精密な加工を行います。

ツール最小径0.3mm (オプション)の切削バーにより、小窩裂溝などもデザイン形態を忠実に再現します。

担当者より
ひとこと

ヨシダブースでは話題の最先端デジタル機器等を展示しております。実際に機器触って頂くこともできますので、是非ヨシダブースにお立ちより下さい！

株式会社ヨシダ 熊本営業所
金丸 将士

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】 9:00～17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索



UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ~歯科医療への感謝を込めて！~ グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社 ヨシダ

UKフェア2022 展示品のご案内

昨日まで磨けなかった隙間に、クラブロックス。

CURAPROX

Curen®繊維の超極細毛による、優しい磨き心地が特徴の歯ブラシ

SWISS PREMIUM ORAL CARE

特別なのは、カラーもみがき心地も

クラブロックス、1972年にスイスで生まれ
今では世界75カ国で愛されているオーラルケアブランドです。
とびきりカラフルで、最高品質のブラシは
家庭でのセルフケアを大切にしたい人のための
やさしく、たのしく、しっかりみがける歯ブラシです。

歯にも歯肉にもすみずみまで優しく。


- ①7,600本*の高密度/超極細毛が隙間無く、プラークをしっかりと除去します。
- ②0.08mm*の超極細毛 Curen®繊維は、他に類を見ない優しい磨き心地が特徴です。
- ③Curen®繊維は、僅かな力でブラシが凹凸面にも自然に行き届き、ブラッシングによる歯肉へのダメージを軽減します。

*CSスマートの場合

■CS5460・CSスマート・ベルベットのスペック比較表

	CS5460	CSスマート	ベルベット
材質	クーレン®繊維	クーレン®繊維	クーレン®繊維
植毛数	5460	7600	12460
直径	0.10mm	0.08mm	0.08mm
毛の長さ	9mm	8mm	9mm

■超柔らかさの比較 ※柔らかさは、クラブロックス歯ブラシでの比較です。



CURAPROX BLACK IS WHITE

・電動歯ブラシ ブラックisホワイト

歯肉を傷つけないやわらかさと、汚れをしっかりと取り除く弾力性を持ち
スイス、クラデン社が独自開発したクーレン®繊維をブラシ毛に使用しています。
クーレン®繊維に活性炭粒子を配合したカーボンブラシは、細かな粒子により
着色汚れを取り除き、美しい歯へ仕上げます。
人間工学に基づいて開発された10°に曲がったブラシヘッドは臼歯部遠心や
前歯の裏なども簡単に毛先が届き、最適な洗浄が可能になります。

・歯ブラシ ブラックisホワイト



カーボンブラシの黒い毛先と弾力性のある白い毛先が、黄ばみ・汚れを落とします。

・ブラックisホワイト 粉歯みがき

汚れ・黄ばみ・歯石・歯垢の沈着を防ぎ、歯本来の白さを取り戻す
カーボン入りホワイトニングパウダーです。



YOSHIDA



クラブロックス製品動画紹介

活性炭粒子配合カーボンを使用した
ブラシやパウダーで美しい歯へ



歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店
【受付時間】 9:00~17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください
<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

