

UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア
2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社日本歯科商社

UKフェア2022 展示品のご案内

口腔内スキャナー G-Ora | スキャン2

フルカラー3Dイントラオーラルスキャナー

歯牙や歯肉などのフルカラー3Dスキャンデータを簡単に採得できます。インプラント治療や、補綴治療など様々な臨床ケースに対応できます。操作方法が簡単のため、診断時間を短縮し、患者様に安心感を持って治療に臨んでもらう事ができます。スキャンデータはクラウド上で管理・長期保管ができるため、模型を保管するスペースが必要なく、劣化等で使用できなくなることもありません。持ちやすく軽量の240g、スキャン範囲の測定深度は最大22mm

使いやすく高性能を実現、口腔内スキャナーGOS II

Achieve easy to use and high performance,
Intora oral scanner "GOS II"

◆インプラント治療、補綴治療など下記のようなさまざまな臨床ケースに対応可能です。

スキャン範囲
約1.5倍拡大

持ちやすく
軽量化240g


スキャン速度
約30%上昇

2種類の
スキャナチップ

※前モデル比
※測定深度最大22mm

※前モデル比

※スタンダード
※ミニ



GOS2シングルアーチ
スキャンサンプル



GOS2スキャン後の
口腔内動画

器具用自動洗浄機

ホシザキ ウォッシャーディスインフェクター




特急!
[洗浄・消毒]
1サイクル最短 約 **25** 分

圧倒的なスピードで、より安全に、効率的に器具洗浄。



↑製品案内↑




扇状に噴射される洗浄ノズル

洗浄時間1サイクル25分で洗浄消毒ができます。
下からだけでなく上からも洗浄水を噴射するのでより徹底的に洗浄することができます。
また強力な洗浄ポンプを搭載しております。そのパワーは垂直飛距離で4mにも達します。
本体奥行き450cmの薄型デザインで置き場所に困りません。
お湯と水を混ぜて排水するので耐熱配管工事也不要です。

担当者より
ひとこと

デジタル関連機材や技工器械、他にもお役に立てるような商品を多数展示しており、最新の器材に手を触れて体験もできます。是非ブースに立ち寄って頂ければ展示説明させていただきます。



九州営業部 竹下 真央

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

[受付時間] 9:00~17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索



UK DENTAL FAIR 2022

第8回 UKデンタルフェア

2022/11/26 ± 27日

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社日本歯科商社

UKフェア2022 展示品のご案内

口腔内撮影用光ファイバーユニット付きデジタルカメラ

クリアファイバー IV

デジタル口腔内撮影用光ファイバーユニットをパナソニック製ルミックスDC-FZ85に装備した口腔内撮影専用カメラ。



パナソニック製ルミックスDC-FZ85に、デジタル口腔内撮影用光ファイバーを装着した口腔内撮影用カメラです。光ファイバーによって内臓フラッシュの光を効率よく均一に口腔内に伝達する事ができます。口腔内撮影を1つのモードで行うため、操作が簡単でどなたでも扱えます。動画撮影もできます。軽量コンパクト設計で、手振れ防止機能もついています。

本体重量1000g

レシプロケーションNiTiファイル

マイクロメガファイル

直径1.0mmのMIワイヤを採用し、歯頸部周囲および歯の硬組織を保存できます。独自開発の可変テーパーにより切削片を上を持ち上げ、高い切削力を実現します。リムーバーも同じく熱処理NiTiワイヤを使用し切削力と柔軟性を兼ね備えたガッタパーチャ除去ファイルを実現しました。



自動体外式除細動器 (AED)

サマリタン

8年分の消耗品交換サービスがついた8年保証安心パックがおススメです！

ケースに入れたまま、誰でも簡単に使用できるコンパクトなAEDです。8年分の消耗品交換サービスがついた8年保証安心パックがおススメです。定期交換分の消耗品が費用に含まれているため、追加費用は一切発生しません。万が一、救命使用した場合でも、回数制限なく補充致します。定期交換分の消耗品は交換時期に自動送付しますので、お客様による期限管理も不要です。



付属のキャリーケース

ジーシーグループ



JAPAN DENTAL SUPPLY



超軽量双眼ルーペ

ガリレアンルーペULマルチ

導入しやすいコストで高機能の双眼ルーペです。メガネの上から装着可能なマルチタイプ、プロテクトアイグラスに直接レンズを装着しより広い視野が得られるTTLタイプの2種類ございます。倍率は2.5倍と3.0倍の2種類でライトを装着する事も可能です。従来モデルより約35%の軽量化を実現し、サポート力もアップし疲労も大幅に軽減します。



歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】 9:00~17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

