

UK & GC

MONTHLY — 2025 — No.75

ORIGINAL CAMPAIGN

2025-27-⑦

11月号

2025年10月21日～11月20日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。

キャンペーン期間 2025年 **10月21日～11月20日** まで

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

今月の厳選商品 支台築造用ファイバーポスト

保険適用

テーバー加工

MI コア ファイバーポスト

Φ1.2 Φ1.4 Φ1.6
20本入 / 60本入

ファイバーを均等かつ高密度に配置したことにより、光透過性・強度・弾性ともにほぼ同等。診査・診断に適したX線造影性も良好です。

ファイバーを均等かつ高密度に配置

直径約 14 μ m のファイバーガラスを縦方向に均等かつ密に束ね、レジンで包埋しています。
ファイバー充填率 = 77wt%)




強度と弾性のベストバランス


曲げ強さ700MPa 以上を有し、金属に比べて象牙質に近似した弾性係数のため、柔軟性があり歯根破折の低減が期待できます。

照射光はMIコアファイバーポストの断面のみにしか当てていませんが、照射光が全体に導かれ、根管部まで届いているのがわかります。


■ 曲げ強さ



■ 曲げ弾性係数



X線像



試適時のX線像



診査・診断に適したX線造影性

MIコア ファイバーポストは、良好なX線造影性を有しており試適時や装着時の位置確認など、的確に行えます。

UK & GC オリジナルキャンペーン 11月号『MIコアファイバーポスト』注文書

キャンペーン期間 2024年10月21日～11月20日

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

■ MIコア ファイバーポスト ※全長はすべて22mm 歯科根管管用ポスト成形品 ジーシー MIコア ファイバーポスト 管医療機器 単回使用 228AABZX00047000

一袋 20本入		一袋 60本入		貴院名
Φ1.2 (mm)	個	Φ1.2 (mm)	個	
定価 ¥12,540 (税抜)		定価 ¥35,800 (税抜)		
Φ1.6 (mm)	個	Φ1.4 (mm)	個	担当営業名
		Φ1.6 (mm)	個	

UK DENTAL