

UK & GC MONTHLY — 2025 — No.68 ORIGINAL CAMPAIGN

2025-26-⑪

4月号

2025年3月21日～4月18日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。

キャンペーン期間 2025年 3月 21日～4月 18日まで

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。




AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC
better DENTISTRY by DESIGN

今月の厳選商品 診査・歯周治療用 ハンドインスツルメント

アメリカンイーグルインスツルメント

シクルスケーラー M23

前歯・臼歯部の両方に使いやすい
屈曲のシクルスケーラー



XP

XP Pro Thin

細い

部位が変わっても
スケーラーの

持ち替え不要

全顎の歯肉縁上～縁下3mm以下の歯石除去や、
チェック用として使用できるマルチタイプの
スケーラーです。XP Pro Thinは、XPより
ブレードが細いので、狭窄した歯間部や歯肉溝
などに挿入しやすくなっています。

鋭く硬いブレード

操作の正確性がUP

- ① 力をかけて取る必要がない
- ② 動きのコントロールができる

術者の
疲労軽減

=

患者さんの
不快感減少

裏面を


※専用注文用紙

ご覧ください

UK DENTAL



◆ブレード幅



※XPシリーズはステンレススチールタイプ
よりもブレードが薄いため無理な角度で
ねじったり強すぎる側方圧でストローク
すると破切の原因となります。

シクルスケーラー ブラックジャック

前歯・臼歯部の両方に使いやすい
浅いポケットや超音波スケーラー後
のチェック用として



彎曲が強い

▲ H6-7との比較

適度な彎曲と角度があり叢生部位の歯間部や
臼歯部隣接面など、幅広く使用可能です。

H6-7よりシャンクが
4mm長く25°角度がつ
いています。

- ◎叢生部分の歯間部
- ◎臼歯部隣接面

ブラックジャック

H6-7


XP

XP Pro Thin

XPシリーズ 特許技術 XPtechnology™

によってより質の高い歯周治療をサポート
特殊加工によってシャープニング直後のような
シャープさを持続できるシャープニングフリー
のシリーズです。

◆刃部の種類



グレイシーキレット

グレイシーディープポケット

グレイシーアクセス

2025年3月21日～2025年4月18日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。

キャンペーン対象商品

定価（税抜） 注文数

AE	XP	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 1 - 2 (X)	パープル	¥5,900	
AE	XP	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 3 - 4 (X)	ブラック	¥5,900	
AE	XP	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 5 - 6 (X)	イエロー	¥5,900	
AE	XP	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 7 - 8 (X)	グリーン	¥5,900	
AE	XP	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 9 - 1 0 (X)	レッド	¥5,900	
AE	XP	グレイシーキュレット	カラー	G 1 1 - 1 2 (X)	オレンジ	¥5,900	
AE	XP	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 1 3 - 1 4 (X)	ブルー	¥5,900	
AE	XP	グレイシーキュレット	カラー	G 1 5 - 1 6 (X)	オレンジ	¥5,900	
AE	XP	グレイシーキュレット	カラーハンドル	G 1 7 - 1 8 (X)	ブルー	¥5,900	
AE	XP	グレイシーアクセス	カラー	GA 0 0 - 0 (X)	パープル	¥5,900	
AE	XP	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 1 - 2 (X)	パープル	¥5,900	
AE	XP	グレイシーアクセス	GA 1 - 2	ProThin (X)	パープル	¥6,500	
AE	XP	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 3 - 4 (X)	ブラック	¥5,900	
AE	XP	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 5 - 6 (X)	イエロー	¥5,900	
AE	XP	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 7 - 8 (X)	グリーン	¥5,900	
AE	XP	グレイシーアクセス	GA 7 - 8	ProThin (X)	グリーン	¥6,500	
AE	XP	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 1 1 - 1 2 (X)	オレンジ	¥5,900	
AE	XP	グレイシーアクセス	カラーハンドル	GA 1 3 - 1 4 (X)	ブルー	¥5,900	
AE	XP	グレイシーアクセス	GA 1 3 - 1 4	ProThin (X)	ブルー	¥6,500	
AE	XP	グレイシーアクセス	カラー	GA 1 5 - 1 6 (X)	オレンジ	¥5,900	
AE	XP	グレイシーアクセス	GA 1 5 - 1 6	ProThin (X)	オレンジ	¥6,500	
AE	XP	グレイシーディープP	カラー	G 1 - 2 DP (X)	パープル	¥5,900	
AE	XP	グレイシーディープP	カラー	G 3 - 4 DP (X)	ブラック	¥5,900	
AE	XP	グレイシーディープP	カラー	G 5 - 6 DP (X)	イエロー	¥5,900	
AE	XP	グレイシーディープP	カラー	G 7 - 8 DP (X)	グリーン	¥5,900	
AE	XP	グレイシーディープP	カラー	G 1 1 - 1 2 DP (X)	オレンジ	¥5,900	
AE	XP	グレイシーディープP	カラー	G 1 3 - 1 4 DP (X)	ブルー	¥5,900	
AE	XP	グレイシーディープP	カラー	G 1 5 - 1 6 DP (X)	オレンジ	¥5,900	
AE	XP	スケーラー	カラーハンドル	H 5 - 3 3 (X)	パープル	¥5,900	
AE	XP	スケーラー	カラーハンドル	H 6 - 7 (X)	パープル	¥5,900	
AE	XP	スケーラー	カラーハンドル	J 4 - U 5 (X)	グリーン	¥5,900	
AE	XP	スケーラー	カラーハンドル	M 2 3 (X)	ブルー	¥5,900	
AE	XP	スケーラー	M 2 3	ProThin (X)	ブルー	¥6,500	
AE	XP	スケーラー	カラー	ブラックジャックBJ (X)	ブラック	¥5,900	
AE	XP	スケーラー	ブラックジャック	ProThin (X)	ブラック	¥6,500	
AE	XP	スケーラー	カラーハンドル	2 0 4 S (X)	イエロー	¥5,900	
AE	XP	スケーラー	カラーハンドル	2 0 4 SD (X)	イエロー	¥5,900	

貴院名

担当営業