

## New Products

### エクシード Cs/ヨシダ 〈歯科用チェアユニット〉



Comfortable (快適)、Cleanable (清潔)、Customize (カスタマイズ) の3Cをキーワードにした「エクシードシリーズ」の最新作ユニット「エクシード Cs (シェーズ)」がヨシダから発売されました。機能性の充実と、座り心地・乗り降りのしやすさを求めた歯科用チェアユニットです。

## 【特徴】

- バックレストが背中にそってたわむので、大柄な男性も小柄な女性でもチェアにフィットし、また、ランバースポートが背中全体を支えるため、治療中に患者さんの腰にかかる負担を軽減します。
- テーブルとパネル部が一体化したシリコン製カバーを採用しているため、丸ごと洗浄でき、135℃のオートクレープ滅菌が可能です。
- テーブル部に VFD モニターを装備し、インスツルメント各種やチェアの状態を表示します。また、ライト調光やエア調整までユニット部で操作が可能です。
- 3軸可動のLEDライト「L ライト」を標準装備し、あらゆる方向からの照射が可能で診療をサポートします。
- 「Windroad H1」タービン1回路と、ブラシレス光付ワイドレンジモーター「3L」を標準装備。
- ユニットカバー 8色×シート 20色=160通りの組み合わせで「カスタマイズ」できます。

標準価格=標準仕様 3,980,000円

### エリートデント Q-6/山八歯材 〈歯科重合用LED照射器〉



山八歯材から発売された「エリートデント Q-6」は、機能やボタンを必要最低限にした、使いやすさを重視した LED 光照射器です。最大光量 1,400mw/cm<sup>2</sup> のパワーと 440~480nm の波長域により、幅広い重合開始剤に対応します。

## 【特徴】

- 3つの照射モードパターンから選択が可能です。5秒間のハイパワー光照射、10秒間のハイパワー光照射、最初の5秒間は35~50%の弱いパワーで光照射し、その後100%のハイパワーで5秒間照射します。(合計10秒)
- 重量178g(バッテリー・ライトガイド含む)の軽量タイプ。
- オン/オフボタンと、モード選択ボタンのみなので、操作が至ってシンプルです。



標準価格=本体一式 42,000円

### コンポジット 3D システム フュージョンキット/モリタ 〈歯科用充填・修復材補助器具〉



モリタから発売中の「コンポジット 3D システム」に、新たに発売された歯科用マトリックスウェッジ「フュージョンウェッジ」をラインナップし、「コンポジット 3D システムフュージョンキット」として新発売されました。フュージョンウェッジは、歯肉へのダメージを防ぎ、どんな歯冠空隙にもフィットするフィン(柔らかい樹脂)付のウェッジです。充填と同時に審美性の高いⅡ級窩洞修復ができる充填・修復材補助器具として有効です。

## 【特徴】

- フュージョンウェッジは、フィン部分がマトリックスバンドを窩壁へと密着させ、フロアブルレジンが溢れ出ることを防ぎます。また、ピンセットやコットンプ라이어で挟みやすいデザインのエッジです。サイズはXS~Lの4種類をラインナップ。
- キット内の3Dリテーナースモールは、日本人向けに改良された乳歯から大臼歯、歯列不正でも幅広く対応可能なリテーナーです。高い離脱力で、マトリックスバンドの厚み分のコンタクトポイントが緩くなることを防ぎます。また、スリックバンドは、ボンディング材の接着を防ぐコーティングが施されたマトリックスバンドで、3Dカーブが充填と同時に歯牙の豊隆を再現します。

標準価格=キット一式 42,000円

## My Recommendation

### 『Kerr マックスセム エリートクロマ』

〈カポデンタルシステムズジャパン〉



標準価格=リフィル(2本入) 13,600円

### 余剰セメント除去時に色が変わり、ストレス軽減!

今回、御紹介させて頂く商品は、カポデンタルシステムズジャパン(株)から発売されております接着性レジンセメント『Kerr マックスセム エリートクロマ』です。

こちらの商品は、ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用しており、セット時のピンク色から硬化と共に色褪せ、完全硬化で本来のシェード色に戻ります。そのため、余剰セメント除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、セットから硬化までの時間や温度状況を気にする必要がなくなり、ストレスから解放されます。また、象牙質やエナメル質、全ての補綴物への接着力が22MPa以上あり、高い接着力があります。

現在、使用して頂いているお客様からも「余剰セメントの除去タイミングが分かりやすいから使いやすいね。」とお喜び頂いております。ぜひ、この機会にお試し下さい。詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ね下さい。

熊本店 営業三課 石坂 高大

## 歯科医院経営を考える(471)

～ 経営のジレンマ ～

デンタル・マネジメント・コンサルティング  
稲岡 勲

11月4日付毎日新聞のトップ記事で「元厚生官僚が不正指南」「診療報酬資料改ざん」として「医療Gメン」をしていた元厚生労働省の官僚が、大阪の歯科医院に不正が発覚しないよう資料の改ざんを指導していたという記事を掲載した。その手口は実に微に入り細に在る方法で、個別指導を実施していた官僚でなければならないような指導内容である。カルテや技工指示書の書き換えから、治療を装うためにレントゲン写真を銀色の色鉛筆で着色し、2年以上前の書類を作り直す際は、水で割ったコーヒーに漬け、ドライヤーで乾燥させ、検査の数字はいろいろな太さのペンで書くように指示していたという。依頼した歯科の先生は、余りの偽装行為に恐れをなして途中で断り不正請求として数百万円を返還して決着したというが、こういう話にむなしさを感じるのは筆者だけではないと思う。ただ厚労省がどう決着をつけるのかに注目したい。歯科医院の経営がそれだけ厳しい状況下にあるという一面も見せていると思うが、今や医科歯科を問わず大学病院でも経営を意識せずにはいられない状況にある。長崎大学熱帯医学研究所内科教授の有吉紅也先生は10月23日付日経紙上で「医療の本質と経営のジレンマ」と題して意見を述べておられる。「それまで医師人生の大半をアフリカや東南アジアで過ごし、日本での診療経験が限られていた私はくたくたになるまで時間をかけて診療した。現在もそれは変わらない。いつしか入院患者の数が気になるようになっていた」そうして以前に大学から派遣されていたフィリピン・マニラの貧困街にある国立感染症病院での出来事を思い出して、「ある日のこと。普段はごった返すこの病棟が、ほぼ空だった。看護師や医師が皆ニコニコしている。その光景に例えようのない安堵感を覚えた。患者が少ないのは、たまたま何も流行していなかったからだ。それがこんなにもうれしいことかと改めて思い知った」と述べ、「日本の医療は世界一と思うところがたくさんある。しかし過剰な検査や投薬を控え、良心的な医療を提供する病院が、経営面で不利益を被るとすればシステムのどこかが間違っている。医師たちの労力が医療の本質から離れたことに削がれているように感じ、残念でならない」と。治療行為に対して〇〇点が請求できるという診療システムそのものの限界が見えてきているのではないか。患者の健康維持・回復にどれだけ貢献したかによって点数（報酬）が決まるというシステムはできないものかと思う。

(つづく)

※玉井ニュース 2016年 12月号より転載。

## New Books & Video

### ★今週の新刊


#### 『アンチエイジング歯科医からの積極的治療食』



予防歯科、全身の健康管理につながり「口から命を守る」新しい切り口のDr'sレシピ本。歯科治療を受ける側と治療する側の両者に必要な口腔の知識と食の考え方を提示。歯科症状に合わせた具体的で意味ある食事を紹介した画期的な食事のレシピ本。

- 著 二清水 百合
- 出版=フレグランスジャーナル社
- 価格=2,800円+税

#### 『スポーツ選手のための歯科医学サポート』 ～口の健康、安全と、身体バランス、パワー～



スポーツ歯科とスポーツデンティストの役割を、スポーツ選手やサポート関係者（スポーツドクター、トレーナー）、教育関係者、保護者などに理解してもらえるように作成した小冊子。スポーツ歯科が、かかりつけ歯科医の新しい役割の一つとしてあることを理解できる書。

- 監修=日本スポーツ歯科医学会
- 出版=医学情報社
- 価格=3,000円+税