

## New Products

UW チェア/モリタ  
＜車椅子＞

モリタから発売された“UW チェア”は、可撤式歯科用ユニット「ユーティリオⅡ」の関連商品として発売された車椅子です。ティルト・リクライニング機構と、頭頸部固定用クッションを標準装備し、より多くの方に使用することができる車椅子です。

## 【特徴】

- ティルトレバー（右側レバー）とリクライニングレバー（左側レバー）を操作することにより、座面の角度を0～30°、バックサポートの角度を0～125° 無段階で調整が可能のため、さまざまな姿勢を可能にします。
- 移乗時の負担軽減を考慮し、アームレストの上下調整機構（0～30cm）を装備。
- 足台は、最適な姿勢を提供するためにエレベーター機構、そして移乗時負担軽減を考慮したスイングアウト機構を標準装備しています。また、足台は着脱が可能です。
- ブレーキ機構や転倒防止機構などの装備により、安全性と快適性を重視。
- フレーム各部に関節を設けることでコンパクトに折り畳み、軽自動車への積み込みも可能です。

標準価格＝車椅子一式 299,000円

パピットとパルスオキシメータ  
／内外歯材  
＜酸素飽和度メータ＞

鮮やかで見やすい液晶画面と自己管理に便利な通知機能を搭載した“パピットとパルスオキシメータ”（製造：カスタム）が内外歯材から発売されました。また、上位機種として Bluetooth 搭載でスマホに測定結果を保存できるタイプも同時発売。日々の診療はもちろん、訪問歯科診療時の必需品としても最適です。

## 【特徴】

- 手の指に挟んで血液の酸素飽和度がはかれます。
- あざやかで見やすいカラー有機 EL ディスプレイ（OLED）を搭載。
- 表示の向きが選べることができ、また明るさの調節も可能です。
- 酸素飽和度、または脈拍数があらかじめ入力した値を超えたら、音でお知らせします。自己管理に便利な機能です。
- 落下防止と携帯に便利なネックストラップ付。
- Bluetooth 搭載モデル（PLS-O1BT）は、測定データをスマホに表示でき、データ保存やレポート作成、グラフ化にも対応します。

標準価格＝PLS-O1 11,800円  
PLS-O1BT 13,800円

ポリッシュェット/クロスフィールド  
＜ディスプレイタイプ  
ポリッシングバー＞

クロスフィールドから発売された“ポリッシュェット”は、コンポジットレジンやハイブリッドセラミックス（レジン）用のディスプレイタイプのポリッシングバーです。小回りが良く効くミニサイズなので、歯の裂溝、咬頭や隣接面へのアクセス容易に行えます。

## 【特徴】

- ディスプレイタイプなので、感染の心配がなく安心して使用できます。
- 常に形状が同じなため、ポリッシング時のストレスを軽減します。
- 作業部は欠けにくいシリコンを採用。
- カップ内の清掃が不要なため、時間がからず経済的です。
- 広い視野が確保できるテーパー状のネック部に仕上げられています。
- シャック部はプラスチックを使用しているため、金属痕が付きません。
- ポイントとカップタイプの2種類をラインナップし、各々3種の粗さ（リムーバー・スモウサー・シャイナー）を用意。

## 標準価格＝

リムーバー（30本入）・  
シャイナー（15本入）6,300円  
アソート（24本入）5,800円

## My Recommendation

『テンプスマート』  
＜ジーシー＞

標準価格＝10mlカートリッジ 5,700円  
48mlカートリッジ 12,500円

## テンポラリー作成へ、オートミキシングの新提案！

今回ご紹介させていただく商品は、(株)ジーシーより発売されております『テンプスマート』です。テンプスマートは、オートミキシングタイプの暫間修復用コンポジットです。常温重合レジンのような粉液の軽量や混和、片付けが不要です。ミキシングチップを装着して押し出すだけで気泡のない均一に練和されたペーストが出てきます。デュアルキュアタイプなので、最終重合を光照射で行うことができ、常温重合レジンに比べ硬化時間を短縮することができます。

ご使用いただいている先生からは、「3歯以上のブリッジのテンポラリー作成を簡単にできる。」という声を頂いております。また、アルシネート印象材やシリコン印象材等、あらゆる印象材に使用することができます。是非この機会にご検討下さい。詳しい内容につきましては、弊社営業担当者までお尋ね下さい。

長崎店 営業一課 用皆 智広

## 歯科医院経営を考える(472)

### ～ 相続対策と遺言 ～

デンタル・マネジメント・コンサルティング  
稲岡 勲

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお祈り申し上げます。

私共で毎年続けている歯科医院の経営指標作成が終わりホッと一息ついたところだが、平成 27 年は前半（平成 26 年 4 月 1 日より消費税が 5%から 8%に引き上げられたために 1～3 月で自費収入の駆け込み需要が大きかった）の反動で、対前年比で収入が伸びた医院より減少した医院の方が多くなった。（調査対象の歯科医院は 113 件余である）対前年比で増えた医院が 48.7%、減少した医院が 51.3%であった。この調査にご協力いただいた院長の平均年齢が 50 歳代と 60 歳代の先生が 57.2%を占めている。そのアンケート調査の中で相続について尋ねている項目があるが、相続対策を済ませている医院はわずか 7.8%で、しかもその中で公正証書遺言により完全に対策を取られている医院はそのまた半分、つまり 4%弱しかいなかった。歯科医院の事業を継いでくれる跡取りが居てもいなくても相続対策は重要ではないかと思う。相続対策をするほど財産はないと楽観されている先生は多いが、相続争いは 5 千万とか 6 千万円の少額資産の方が多という統計が出ている。平成 24 年に相続争いで家庭裁判所に訴えられた件数は 174,494 件のうち、遺産相続額 1 千万円未満が全体の 31.9%、1 千万円～5 千万円未満が 43.0%という統計があり、5 千万以下が実に 74.9%になる。今まで相談のあったケースで多かったのは、子供の一人が歯科医師で、その他の子供が医師や歯科医師ではないというケースである。必ずもめるのは、歯科大学や医科大学に入るのに多額のお金を親から出してもらったではないか、その分を我々に多く分けてもらいたいという歯科医師、医師以外の子供の声が大きくなるのである。父親が生きていればすんなり収まる話も、いないと必ずもめる。だから公正証書遺言書か、自筆証書遺言書しておくべきである。公正証書遺言書は公証人役場に行って公証人に作成してもらい、2 人以上の証人が必要になる。だから夫婦で行き、税理士に立ち会ってもらう等の方法が必要である。それが面倒な場合は、自筆証書遺言書を作る。これは必ず自筆で記入しなければならないこと、日付も自筆で書き、実印を押しておく（認め印でも認められるが）加筆訂正するときはその箇所に押印しておく必要がある。封筒に入れ必ず封をしておくことを勧めたい。封のしてある遺言書は必ず家庭裁判所で開封されるのが決まりだからである。

(つづく)

※玉井ニュース 2017 年 1 月号より転載。

## New Topics

### ★2017 年 UK デンタル新年会！

謹んで新春のお慶びを申し上げます。平素はひとかたならぬご愛顧を賜り心から厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年 1 月 7 日の土曜日に、ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイにおきまして、弊社 UK デンタルの新年会議、ならびに新年会を開催させていただきました。7 店舗の社員が熊本に一堂に集結し、また本年採用の新入社員も参加し新年会議を行い、その後の新年会では特約店メーカー様にもご参加いただき、各店から選ばれた社員によるカラオケ大会や、メーカー様の飛び入り余興も繰り広げられたりと、和やか、そして賑やかな雰囲気の中で開催させていただきました。

このような新年会を開催させていただけるのも、ひとえに日頃からご愛顧を賜りますお得意様のお陰でありますこと感謝申し上げます。本年も社員一丸となって皆様方のお役に立てるよう精進して参りますので、ご指導、ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

