

UK UK REPORT

New Products

なんちゃんmini /デンケン・ハイデンタル <咬合堤軟化器>




デンケン・ハイデンタルから発売の咬合堤軟化器が小型化され“なんちゃんmini”として新登場しました。定評のあるハニカムによる軟化構造を継承し、短時間・均一・確実・クリーン軟化をコンパクトボディにまとめました。訪問診療に持ち込みやすい小型ボディの咬合堤軟化器です。

【特徴】

- 義歯を製作する過程でワックス咬合堤を軟化します。任意の深さまで均一に軟化し、約10秒で軟化が完了します。
- 加熱面のハニカム部はおしあてるだけで簡単にワックスの軟化が行え、ドットホール部はロー堤をスライドさせるだけで簡単に咬合平面が作れます。
- 適温軟化は患者さんに不快感・不安感を与えません。
- 患者の噛み過ぎによる失敗がなく確実な咬合採得が得られます。
- ワックスのたれを防止できるので、常にクリーン環境を保ちます。
- 排ロー用のトレーがシリコン製となり、廃棄ワックスの取りのぞきが簡単に行えます。
- 電源スイッチを入れるだけの簡単操作で、操作パネルもシンプルです。
- 温度設定はHigh/Lowの2段階から選ぶことが可能です。

標準価格＝本体一式 39,800円

LM Lisa グレーシーキュレット ミニ/白水貿易 <グレーシーキュレット>



握りやすく、操作しやすい新形状のグレーシーキュレット“LM Lisa グレーシーキュレット”が白水貿易から発売されました。新開発の人間工学に基づいた形状なので開口量が少ない患者さんにも無理なく対応できます。

【特徴】

- 人間工学的な新形状なので、握りやすく、手にしっくりとなじみ、楽に操作できます。
- 幅広い部位の操作が可能で、ファークーションのキュレット操作も容易です。
- インスツルメントの電動シャープナー「LM ロンドプラス」によるシャープニングも簡単に行えます。
- LM Lisa グレーシーキュレットミニには13/14、15/16の2種類をラインナップしています。



標準価格＝1本 6,500円

フィッティングライナー バイオ /松風 <铸造用リングライナー>



松風から発売された“フィッティングライナーバイオ”は、体内で溶解する生体溶解性繊維を用いた人にやさしいリングライナーです。高いクッション性と非吸収性により、適合性にすぐれた铸造体の製作をサポートします。

【特徴】

- すぐれたクッション性（緩衝力）と非吸収性により、埋没材の均一な硬化膨張を促し、変形が少なく適合性にすぐれた铸造体の製作をサポートします。
- 柔軟性にすぐれた材質のため内張り時に折れ曲がることなく、リング曲面にしっかりフィットします。
- 耐熱性にすぐれた材質を使用しているため、埋没材焼却時にリングへ焼きつきにくく、铸造後にリングから埋没材・铸造体を容易に取り出すことができます。
- クイックヒート緩和能力により、緩衝力が高く急速加熱による急激な膨張にも対応でき、埋没材のひび割れ、埋没材上面の亀裂などを防ぎます。特に急速加熱で使用する際は、緩衝力の高い厚さ1.0mmが有効です。
- 厚さ、幅、長さの異なる全8種類をラインナップしています。

標準価格＝

10m (No.1～No.4) 2,000円～2,800円
30m (No.5～No.8) 4,500円～6,300円

My Recommendation

『ポスカF』 <モリタ>



患者参考価格＝1袋 750円（税込）

セルフケア用品のひとつとしてのデンタルガム！

今回ご紹介させていただく商品は、(株)モリタより販売されておりますデンタルガム『ポスカF』です。ポスカFの特長は、カルシウム+緑茶エキス（フッ化物）を配合・味が長持ち（20分以上持続）・老若男女楽しめる選べる3味・学校保健用品推奨品になります。唾液量が少ない方・唾液緩衝能が弱い方・初期う蝕がみられる方に、是非お勧めしていただきたい商品です。また今回、クインテッセンス出版『nico』3月号に【歯科専売の初期虫歯対策ガム】として特別企画記事で、外務省大臣官房歯科診療所の北迫先生からご提供いただいた臨床報告と共に、その機能と効果をご紹介されております。

ご使用いただいている先生からは、「単なるシュガーレスのお菓子代わりにガムではなく、フッ素入りの歯磨剤のように無くてはならないセルフケアアイテムとして患者様に勧めています。」というお言葉をいただいております。ポスカFの効果的な使用方法をご紹介した資料もございますので、是非弊社担当営業にお声掛けいただけたらと思います。

鹿児島店 営業二課 当房 洋介

New Topics

**★医療機器【コラントッテ TAO AQUA プレミアムゴールド】のご案内！
WBC 侍ジャパン選手団の胸元に輝くゴールドネックレス！**

京セラ宝飾部との業務提携にて、磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」製品を継続的に取り扱っておりますが、この度、WBC 侍ジャパン選手団の着用で人気急増の“コラントッテ TAO AURA プレミアムゴールド”が4月1日に発売されます。今年3月に入りフィギアスケート男子の宇野選手や女子プロゴルフ2年連続賞金女王の伊・ボミ選手の契約情報で、益々人気沸騰のコラントッテ製品です。子供の日や母の日、父の日の贈呈に、またはご自身の健康ギアとしてこの機会にご用命ください。その他にも数々のコラントッテ製品を取り扱っておりますので、お気軽に弊社営業担当者にお尋ねください。



標準価格=コラントッテ TAO AURA
プレミアムゴールド 22,000円+税
サイズ=M(43cm)、L(47cm)、LL(51cm)

【コラントッテ TAO ネックレスの特徴】

- 独自のN極S極交互配列で、ネックレス全体に55mTの磁石が10mm間隔に内蔵されている磁気ネックレス（医療機器）です。
- 磁力が広範囲に影響し、着けているだけで首・肩の血行を改善し、首コリ、肩コリの解消のお手伝いをします。

New Books & Video

**★今週の新聞 『若手Dr & DHのための
全身疾患別で学ぶくすりの知識』**



疾患の特徴をイラストで解説し、歯科治療時に注意すべきポイントをまとめるなど、わかりやすい工夫が満載。また、遭遇頻度の高い全身疾患を中心にまとめているので、臨床の場ですぐに役立つ書。身近な全身疾患とその治療薬を歯科的な視点からやさしく解説した一冊。

- 監修=金子 明寛
- 執筆=川辺 良一
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=4,500円+税


**『機能的矯正療法入門』
～臨床的意義と新しい視点～**



口腔機能療法の可能性として、およそ12歳頃までに見られる形態的・機能的・姿勢的な症状を改善する様々な療法に焦点を当て、機能の改善を实际的に解説した一冊。

- 編著=水室 利彦
- 出版=東京臨床出版
- 価格=8,000円+税

**『磁性アタッチメントの臨床』
～症例から学ぶ実践テクニック～**



磁性アタッチメントの開発に加わった著者の豊富な臨床経験をもとに、磁性アタッチメントの適応、術後にトラブルが生じない利用方法やその要点、メンテナンス等をまとめた一冊。特に症例ごとの解説には多くの写真とページをあて、わかりやすく実践的な手引書となる書。

- 著 =石上 友彦
- 出版=口腔保健協会
- 価格=3,500円+税

**『臨床現場で求められる
コミュニケーションのヒント』**



医療従事者としての専門力を活かすのは「コミュニケーション力！」本書は、高齢者、保護者、小児とかかわる際のコミュニケーションのとり方についてのヒントが満載。少子高齢社会のいま必読の一冊。

- 執筆=山岸 弘子
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=1,200円+税

『50歳になったら真剣に考える医院承継』



医院承継について、現在の経営を長期的な視点で捉え、現状を見直し、問題や解決策を考え直すことができます。歯科医院の承継で考えなければいけないことをポイントを絞ってわかりやすく解説した一冊。

- 著 =一般社団法人 日本歯科イノベーション協会
- 監修=康本 征史
- 出版=日本歯科イノベーション協会
- 価格=5,000円+税

**『QRコードから動画が見られる
家庭でできる口腔ケア』**



介護者が口腔ケアを実施する際の「ポイント」と「コツ」を文章と写真、図と動画でわかりやすくまとめた書。QRコードにより、いつでも簡単に口腔ケアの実際を見ることができます。医療従事者には説明用として、介護者には手引書として活用できる一冊。

- 編 =一般社団法人 日本口腔ケア学会
- 出版=口腔保健協会
- 価格=1,800円+税