

UK

UK REPORT

New Products

ジーセムONE/ジーシー
＜歯科接着用レジンセメント＞

ジーシーから新しい歯科接着用レジンセメント“ジーセムONE”が4月21日に発売されます。メタル修復物には「ジーセムONE」のみで十分な接着力が得られ、より強固な接着を必要とする症例には新開発の「接着強化プライマー」を支台歯、窩洞側へ塗布するという、新しいコンセプトのもと開発。ほとんどの修復物にオールマイティーに使用が可能です。

【特徴】

- 化学重合・光重合問わず、余剰セメント除去が容易です。
- ジーセムONEは、CD（カートリッジデリバリー）システムの採用により、セメント採取が簡便に行えます。また別売のエコSTOPPERを装着することで1クリックでインレー、2クリックでクラウンの適量採取が簡便に行えます。
- 色調はユニバーサル（A2）とホワイトの2色をラインナップし、ホワイトはオペク性があるのでメタルコアの症例に有効で、また余剰セメントが見やすく取り残しの確認が容易です。
- 接着強化プライマーは全ての支台歯、窩洞に対応するので塗り分けが不要で、「G-プレミオボンド」で実績のある接着性モノマーを配合し、さらにタッチキュア効果（重合促進効果）により強固に支台歯、窩洞に接着します。

標準価格＝ジーセムONE 6,000円
バリューストック 16,200円
接着強化プライマー 5,000円

デントフレッシュ
デンタルマウスピース洗浄剤
/モリムラ <マウスピース洗浄剤>

モリムラから発売された“デントフレッシュデンタルマウスピース洗浄剤”（井藤漢方製薬製造）は、スポーツ・いびき・歯ぎしり用マウスピースの専用洗浄剤です。マウスピースに付着している臭いや菌をスッキリ洗浄し落とします。

【特徴】

- 銀イオン（Ag⁺）+ I PMPの除菌成分により、約5分で99.9%（除菌率）のカビ（カンジタ菌）・バイ菌を強力除菌します。
- 酵素配合の洗浄成分によりしつこい汚れもキレイに洗浄します。
- 洗浄成分が臭いの素となる汚れを落とし、口臭への悪影響を防ぎます。
- 錠剤は1回1錠が目安で、毎日の使用でさらに洗浄効果が増します。
- 爽やかなライムミントの香りで、装着時すっきりします。
- 着色料は不使用。
- 使用方法は、本品1錠を約150mlの水またはお湯に入れてマウスピースを浸します。洗浄後はよくすすいでください。

標準価格＝1箱60錠入 700円
患者参考価格＝1箱880円（税別）

コントロールワン
/ビーエスエーサクライ
＜コンパクト型技工用レズ>

ダストBOXと飛散防止カバー、そしてレズすべてが一体になったオールインワン型技工用レズ“コントロール1”がビーエスエーサクライから発売されました。歯科医院や技工所に場所を取らずに設置できる便利なコンパクトレズです。

【特徴】

- 静音高トルクDCモーターの採用により、静かなのにパワフル、そして省電力を実現します。
- 技工所でのハードな使用でも耐久性に優れています。
- 手元のダイヤルで0～3500ppmの無段階で使用でき、研磨物に応じた速度調整が可能です。
- バフやブラシのどちらでもがっちり保持する大口径ホルダーを採用。
- 開閉式の飛散防護シールドと引き出し式の大容量ダストBOXの採用により、清掃性に優れています。
- 本体裏側の排気ダクト（φ38mm）により、バキュームの接続も可能です。
- 幅315×高さ250×奥行310mmの超コンパクトサイズで、限られたスペースに設置が可能です。

標準価格＝本体一式 69,800円

My Recommendation

『バルクベースハード』
＜サンメディカル＞

標準価格＝セット 13,800円
単品 2.5ml 4,200円

一括充填が可能な低重合収縮レジン系裏層材「バルクベースハード」

今回ご紹介させていただく商品は、サンメディカル㈱の低重合収縮レジン系裏層材『バルクベースハード』です。「バルクベースハード」は従来の裏層材では難しかった「厚み」を確保し、さらに接着性に優れた「バルクベースライナー」との組み合わせでしっかりと歯質に接着し、辺縁漏洩を防ぎます。

この製品は、LPSモノマー採用により、フロアブルレジンでありながら重合収縮率3%以下を実現しました。また、コンポジットレジン窩洞、インレー窩洞問わず深さ4mmまで一括充填が可能であり、機械的物性や耐摩耗性が高いため咬合面まで充填ができるという特徴があります。特に小児歯科や訪問診療など治療時間に制約を受けるケースにお使いいただける先生も多く、裏層から最表層まで一括充填ができるため、「時短に繋がる」と好評を得ています。「バルクベースハード」を使用したバルク充填・裏層に関する資料もごさいますので、この機会には是非弊社営業担当までお声掛けください。

鹿児島店 営業三課 早川 雅悟