

UK

UK REPORT

New Products

トロフィーPDIP/ヨシダ
 <トロフィー ウィンドウス
 オプションソフト>


「トロフィーパンスマートオリシス 3D」と「トロフィー3DI システム」によるCTデータ (Dicom) と口腔内スキャナデータ (STL) のマッチング画像を用いて、治療計画の効率化を図ることが可能な専用ソフト「トロフィーPDIP」がヨシダから発売されました。トロフィーPDIPは、補綴物 (クラウン) のポジションを決定してからインプラント埋入計画を行うインプラントシミュレーションモジュールです。

【特徴】

- CT 画像と口腔内スキャン画像を重ね合わせることで、これまでよりも審美的な観点でインプラント埋入のシミュレーションが可能になります。
- 石膏模型の代わりに口腔内を直接印象採得するため、実際の口腔内をイメージしたシミュレーションが可能です。
- 患者さんへのより分かりやすいコンサルテーションが行えます。
- 「トロフィーパンスマートオリシス 3D」ならびに「トロフィーパンプロ」の専用ソフトです。

標準価格=ソフト一式 480,000 円

ボンドマー ライトレス
 /トクヤマデンタル
 <歯科用接着材>


トクヤマデンタルより、歯科用接着材「ボンドマーライトレス」が 6月21日から新発売になります。塗布後の待ち時間ゼロ、光照射ゼロ、光照射熱ゼロのマルチユースなハイブリッドアドヒーズブとして様々な臨床用途にご使用できます。多用途でも従来品と同等以上の接着性を発現します。

【特徴】

- ボンディングとプライマーの使用用途を網羅してチェアサイド・ラボサイドともに、歯質のみならず、合金・レジン・ジルコニア・シリカ系セラミックス・ニケイ酸リチウム・ファイバーポストなど様々な素材の前処理材としても使用できます。
- 操作は2液を混ぜて塗布後の待ち時間は0秒ですぐに乾燥、光照射は必要なしのライトレスで簡単です。
- 口腔内での操作時間を短縮して唾液などによる汚染のリスクや患者さんへの負担を低減できます。
- 薄く均一な接着材層 (5~10 μ m) が形成されて優れた窩洞適合性を有します。レジンコア材または接着性レジンセメントの処理材としても接着力を発揮します。

標準価格=セット 9,000 円

手洗いチェッカーLED
 /日本歯科商社
 <歯科用撮影装置>


適切な手洗いが実施できているかを確認することができる「手洗いチェッカーLED」(サラヤ)が日本歯科商社より発売されました。専用ローションを手についた汚れに見立てて、専用ライト下で光らせることで洗い残しが光ります。多人数での手洗い評価に最適です。

【特徴】

- 専用ライトはLEDを使用しているため、従来の蛍光管タイプと比較して電池寿命が約 4 倍長持ちします。また、電池タイプ (単三電池×4 本) なので場所を選ばず使用できます。
- 本体を折りたたむことによりコンパクトに収納できます。
- 汚れに見立てるための専用ローションを手まげなく塗り、石けん液を用いて日常の手洗いをし、チェッカーにかざし判定します。

標準価格=

手洗いチェッカーLED 18,500 円

ブラックライトLED 3,500 円

手洗いチェッカーローション 1,750 円

手洗い用石けん液

シャボネットユ・ムS 680 円

My Recommendation

『クリンプロ
クリーニングペースト PMTC 用』
 < 3M ジャパン >


標準価格=50g 入 1,680 円

PMTC、これ1本で行う効率的に!

今回ご紹介させていただく商品は、3M ジャパン(株)より発売されています『クリンプロ クリーニングペースト PMTC 用』です。特徴としては、今まで実現することがなかった、フッ化物、リン酸、カルシウムを全て1本に配合させている商品になります。それにより粗研磨を始めて研磨粒子が砕けて段々と小さく滑らかになった粒子が、そこでさらにリン酸とカルシウムで仕上げ研磨まですることを可能にした商品となっております。日頃から『1本で全てのPMTCの工程を済ませることができるペーストがあればいいのに!』といった先生や衛生士さん方の問題を解決できる商品となっております。

実際に購入していただいている医院様からは、「これ1本あるとペーストの選択を悩まなくていいし、在庫の管理も楽なので重宝している。」とお声をいただいております。なお、この商品は6月1日より6月30日までPMTC用ペースト10gと、歯みがきペースト8g、ケース別PMTCガイドが付いてくるキャンペーンの対象商品となっております。この機会に是非一度お試しください。詳細につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

福岡店 営業一課 橋本 賢志



New Books & Video

★今週の新刊

『 動画で学ぶ臨床テクニック 』



月刊「ザ・クインテッセンス」誌にて好評を博した「スマホ動画で学ぶ! 患者満足を生む一手」(3年分)を再編集し待望の電子書籍化(タブレット付き)。一流著者 34 名によるエンド・再植、CR 修復、支台築造・クラウンブリッジ、審美形成外科、インプラント、歯周組織再生療法等の臨床例と珠玉のテクニックが動画でみられる。あらかじめインストールされているためネットワークに接続不要。通常のタブレットとしても使用可能。

- 編 = 動画で学ぶ臨床テクニック研究会
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=25,000 円+税

『 生体にやさしい戦略的矯正歯科治療と 歯科矯正用アンカースクリューの応用 』



矯正歯科治療のバイオメカニクスの第一人者、Paik, Cheol-Ho 氏らによる本書は「生体にやさしい矯正歯科治療」について、より効率的な装置の選択から歯科矯正用アンカースクリューを用いた応用テクニックまで詳述。SECTION I、II では NiTi ワイヤを用いた治療期間の短縮、III では治療が困難な臼歯圧下による垂直的コントロールなどを、症例を挙げて解説した一冊。

- 監著=Paik,Cheol-Ho/本多 正明 Yun,Young-Hoon
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=16,000 円+税

『 インプラント周囲炎とレーザー 』

~効果的で安全なテクニックとエビデンスによる検証~



インプラント周囲粘膜炎・周囲炎の主因である口腔バイオフィルムが付着するインプラント体は三次元的に複雑な構造をしており、その治療を困難なものにしている。1つの光明は21世紀の光といわれるレーザー治療である。レーザーが照射された部位は殺菌され、無毒化が生じる。このインプラント周囲炎へのレーザー治療のテクニックとエビデンスについて、日本レーザー歯学会が総力を上げて歯科臨床家のために解説。

- 編 = 一般社団法人日本レーザー歯学会
- 監修=渡辺 久
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=8,500 円+税

『 やればできる! やらねばならぬ! 歯科領域の院内感染予防対策 』
~歯科医療従事者への Suggestion 21~




本書は歯科医院の給水・排気などから、問診によるハイリスク患者の見分け方、観血処置に備えての血液検査法、手指衛生、切削器具の洗浄・滅菌・乾燥、印象物、補綴物の消毒・滅菌、曝露事故対策、診療室・ユニット・器材の汚染防止対策などについて、小規模で費用や人員にかぎりがあってもできる院内感染予防対策とその使用薬剤、製剤、機器・器具などを紹介した書。

- 著 = 田口 正博
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=8,500 円+税

QDT 別冊

『 Digital Dentistry YEAR BOOK 2017 』



歯科専門出版社ならではの視点で、インターネットだけでは得られない Digital Dentistry の最新情報とその臨床例を毎年アップデートしていく「Digital Dentistry YEAR BOOK」。創刊7年目となる2017年の本号では、21社・26システムを掲載。

- 監修=日本デジタル歯科学会
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,400 円+税

日本歯科評論 別冊

『 これが決め手! マイクロスコープの臨床 』



マイクロスコープ導入時の機種を選ぶポイントをはじめ、さまざまな治療で活用するためのテクニック、患者さんやスタッフとのコミュニケーションツールとしての活かし方など、マイクロスコープを臨床で活用するための「決め手」を、マイクロスコープ治療の最前線で活躍する先生方紹介した一冊。

- 編著=辻本 恭久/三橋 純
- 出版=ヒョロン・パブリッシャーズ
- 価格=5,800 円+税

『 コンプリートデンチャー 』

~鈴木哲也のマスター1 ランクアップのための知恵と技~



口腔の解剖学的、生理学的、理工学的知識の義歯製作への生かし方をステップごとに解説。鈴木流、「誰でもできる義歯製作のノウハウ」が軽妙な語り口と500点にも及ぶ図版でまとめられている書。

- 著 = 鈴木 哲也/古屋 純一
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=12,000 円+税

『 31TOPICS で先取りする 歯科臨床の羅針盤 2017 』



歯科界で起きていることと、時代を走っている先生の声をコネクトし、今日の臨床の力とする。本書は、本気で患者のための歯科医療をしたいと考える歯科医師のための一冊。

- 著 = 天野 敦雄/水上哲也 宮崎 真至/林 美穂 二階堂雅彦/他
- 出版=インターアクション
- 価格=8,600 円+税