

New Products

ジャスティ 3.5/ヨシダ
〈根管長測定器〉

ヨシダから発売の根管長測定器「ジャスティシリーズ」の新型「ジャスティ 3.5」が新たに発売されました。測定するだけでなく、精度向上も追求した新機能を搭載。APEX オーバーの数値まで測定可能な根管長測定器です。

【特徴】

- 2種類の電流周波数の組み合わせから、常に測定値の整合性を確認する「統合補正測定システム」を搭載し、根管内の環境に影響されず、ドライでもウェットでも測定が可能です。
- 生理学的根尖、解剖学的根尖 (Apex) のみならず、0.16mm 間隔で根尖オーバーも測定可能で、安定した測定値を表示します。
- 根管にファイルを挿入するとリアルタイムでメーターが運動。根尖付近に近づくともメーターとブザー音で警告します。
- 解剖学的根尖のオーバー距離を3段階で表示します。
- 前機種 (ジャスティⅢ) と比較して、重量・サイズ共に約30%のコンパクト化を実現。手のひらサイズなので、ユニットテーブル上でもスペースを取らずに使用することができます。

標準価格=本体一式 108,000円

CR マスター/モリタ
〈歯科用充填器〉

様々な部位に適応する3種類の充填器“CRマスター”がモリタより発売されました。繊細な作業に適した細い柄と、グリップしやすく操作性に優れた形状でスムーズなCR充填を可能にする3種類6形態の多機能CR充填器です。

【特徴】

- 柄の中央についたくぼみで、ピックアップがスムーズに行えます。また、柄が短いため、持ち替え時の手繰り寄せなど、無駄な動きをおさえます。
- CR マスター-#M1 (臼歯用) は、柄を左右に回転するだけで様々なアプローチが容易に行えます。また、充填後の小窩に的確な印記が行えます。
- CR マスター-#M2 (前歯用) は、日本人の前歯部歯冠長を考慮した設計で、歯軸に沿って垂直的にアプローチできます。
- CR マスター-#M3 (フロアブルレジン用) は、先端のエッジにより、光重合後の隣接面の余剰レジン除去しやすい形状です。また、一方の先端の球で窩壁に気泡が入るのを防いだり、また球を利用してフロアブルレジン盛り上げること、自然な陰線を作成することができます。
- 本体カラーは口腔内で目立つ黒を採用。レジンの識別が容易で、また、マイクロスコープ使用時にも有効です。

標準価格=単品 1本 各5,900円

シルカット ポリッシャー
/カポデンタルシステムズジャパン
〈ジルコニア用ポリッシャー〉

カポデンタルシステムズジャパンから、ジルコニア用ポリッシャー“シルカットポリッシャー”が発売されました。ダイヤモンド砥粒を配合したジルコニア専用の研磨ポイントで、各種ジルコニア補綴物、ジルコニアアパットメント等に有効なポリッシャーです。また、同時発売のシルカットダイヤモンドバーとを組み合わせたジルコニア研磨のトータルセットも発売。

【特徴】

- シルカットポリッシャーは2ステップで効率よく研磨傷を取り除き、研磨時間を短縮します。従来の3ステップと比較して、トータルコストを軽減します。
- 様々な部位に対応する3形態 (ポイント・カップ・ディスク) をラインナップ。口腔内で使用可能なCAタイプを採用しています。
- プレポリッシング (中研磨) とハイシャイン (艶出し) の2種類。
- 使用回転数: 7,000~10,000回転/分。オートクレーブ滅菌が可能です。



標準価格三

ポリッシャー3本入 各3,600円
ポリッシャーセット全形態 8,100円
ポリッシャー・ダイヤモンドバーセット 7,500円

My Recommendation

『スウィーティー』

〈デンケン・ハイデンタル〉



標準価格=本体一式 39,800円
フットスイッチ 9,000円

訪問歯科診療の強い味方!

今回ご紹介させていただく商品は、デンケン・ハイデンタルから発売されている口腔ケア用吸引装置の『スウィーティー』です。小型軽量のポータブルタイプでありながら、コンセントがあればどこでも強力な吸引力を発揮してくれます。持ち運びしやすい形状で、低ノイズで枕元においても静かです。

ご使用いただいた医院様からは、「吸引力が強いので、硬い唾液もしっかり吸ってくれる。」「タンクが500mlと小さいので心配したが、治療でも十分に使える。」とのお声を頂いております。

オプションでフットスイッチをご購入いただくとより簡便な操作を行う事もできます。また、各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能で口腔ケアの幅が広がります。デモ器のご準備もありますので、弊社営業マンまでお声掛けください。

長崎店 営業二課 本田 浩之



@New Books & Video

★今週の新刊

『治療効率がUP！
良好な予後につながるラバーダム法』



ラバーダム法の必要性をQ&A形式でわかりやすく解説するとともに、臨床技法の実際を豊富な写真でビジュアルに解説した書。動画をWeb配信し、ラバーダム法の基本手技を7つの動画で学ぶことができます。

- 編著＝宮崎 真至
- 著＝阿部 修/天川 由美子
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝3,600円＋税


『かな漢字変換用 歯科医学辞書 Ver.5』



医歯薬出版社の歯科雑誌・臨床書・教科書・辞典から抽出した歯科専門用語 80,000語を収録した歯科医学辞書。専門用語を正確に変換し、文書作成やWeb検索の効率が飛躍的にアップ。難解な専門用語も正しく変換し、シリーズ初のユニコードにも対応！

- 編＝医歯薬出版
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝7,000円＋税

月刊 歯界展望 別冊
『臨床のヒントQ&A』



東京歯科大学が後援する学術研究団体である東京歯科大学学会による「歯科学報」に連載されている『臨床のヒントQ&A』を、加筆・修正を行い、さらに新たなQ&Aを足して刊行。すぐにも臨床に取り入れた役立つ情報が満載。歯科医師必携のヒント集！

- 編＝東京歯科大学学会歯科学報編集部
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝5,800円＋税

『絵でわかる「か強診」歯科医院の機能アップ』
～医療・介護同時改定に向けた必須対策～



「か強診」（かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所）への機能アップにより、患者・住民への歯科医療の機能向上をはかり、地域に貢献する歯科医院へとステップアップすることで医院経営の安定化をはかり、患者さんからより信頼される歯科医院へと転換されることを目的とした書。

- 著＝梅村 長生/小塩 裕/細野 純
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝2,500円＋税

『ステップアップ歯科衛生士7Stepで挑戦！
ザ・シャープニング』



シャープニングをマスターするコツを7つのStepに分けて解説。第1部の各Stepを順番にクリアしていくと、7Step後にシャープニングをする準備が整い、第2部の7Stepクリア後はシャープニングスキルが身につくステップアップ形式。個性豊かな7人のキャラクターに導かれ、楽しみながらシャープニングに“挑戦”する一冊。

- 著＝佐藤 昌美
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝4,500円＋税

歯界展望 特別号
『歯科医療未来と夢』
～第23回日本歯科医学会総会～



2016年10月21日～23日に九州・福岡市において、多数の参加者を集めて開催された「第23回日本歯科医学会総会」の内容を網羅し、1冊にまとめた事後抄録集。歯科医学・歯科医療をとりまく最新の話題、臨床に役立つ実践的な知識・技術、そして歯科界の今後の方向性（キーワードなど）を読み取れる一冊。

- 編＝第23回日本歯科医学会総会準備委員会
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝6,600円＋税

『歯科衛生士のための歯科診療報酬入門』



歯科衛生士が知っておきたい歯科診療報酬の仕組みを網羅し、歯科衛生士業務と診療報酬体系の結びつきについて実務含め、わかりやすく解説。歯科衛生士の業務にウエイトを置いて保険診療を解説したテキスト書。

- 監修＝公益社団法人 日本歯科衛生士会
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝3,700円＋税

月刊 デンタルハイジーン 別冊

『歯科衛生士のための
子どもの“みかた”まるわかりブック』



生後から学童期までの子どもを中心に、歯科の対応やチェアサイドでのコミュニケーション、さらには保護者への対応について、豊富なイラストと写真を用いて解説し、小児歯科臨床で必要なことが“まるごとわかる”一冊。

- 編著＝犬塚 勝昭/有田 信一
土岐 志麻/渡辺 直彦
- 監修＝全国小児歯科開業医会
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝3,300円＋税