

New Products

ニプロジェクトII/モリタ
〈歯科麻酔用電動注射筒〉

モリタから発売された“ニプロジェクトII”は、5段階の注入速度と4種類の注入モードを搭載した電動注射器です。持ちやすく操作しやすいガンタイプで、コードレス仕様の軽量化デザインを実現。加えた力に応じて注入速度をコントロールすることが可能です。

【特徴】

- 本体色を従来のホワイトからパステルブルーに変更し、優しいイメージになりました。
- 注入スイッチの押し込み量に応じて注入速度の調整が可能なマニュアルモードを搭載しました。
- 4種類の注入モードを搭載し、患者さんの状態に応じた注入方法が選択可能です。
- 持ちやすいガンタイプで、重さは約164gと軽量です。
- 安全性の向上と落下等の本体破損をより少なくするための本体強化を施してあります。
- 付属の充電スタンドで充電することが可能で、使用時はコードレスなのでチェアサイドで邪魔になりません。
- 2規格(1.0/1.8mL)のカートリッジ注射液に対応します。

標準価格=本体一式 89,000円

MTA アンジェラス HP/ヨシダ
〈歯科用覆髄材料〉

ヨシダから発売されているMTA アンジェラスに新たに使い切りカプセルタイプとして“MTA アンジェラスHP※”がラインナップされました。露出した非感染生活歯髄に対し、外来刺激による障害から保護する覆髄材です。

※HPとは、「High-Plasticity」の略で、高い可塑性を意味します。

【特徴】

- MTA アンジェラス HP は、可塑剤の添加により、従来のMTA アンジェラスと比較してMTA にありがちなボンボン感が軽減され、操作性が向上しました。
- X線造影剤として酸化ビスマスの代わりに、タンクステン酸カルシウムを配合しています。
- 1梱包0.085gの使い切り少量カプセル入りです。
- 粉と液の混合後、15分程度で初期硬化が開始します。

標準価格= 5個入 18,000円
2個入 8,000円

Aadva Scan E シリーズ
/ジーシー
〈デンタルスキャナー〉

ジーシーから発売のデンタルスキャナー「Aadva Scan D2000 (ハイスパックモデル)」に、新たに“Aadva Scan E シリーズ”としてエントリーモデル・アドバンスモデルの2機種が追加発売されました。あらゆるテクニシャンの要望に応える充実のラインナップです。Aadva ミリングシステムと合わせて広範囲にわたるラポワークを効率的に実現します。

【特徴】

- Aadva Scan E1 は、CAD/CAM システムを手軽に導入できるエントリーモデルです。
- Aadva Scan E3のCADソフトウェアはハイスパックモデル D2000 と同様に性能とコストのバランスのとれたアドバンスモデルです。
- E シリーズ両機種とも、青色LED マルチラインレーザー2カメラによるスキヤブ方式を採用しています。また、開放的なオープンプラットフォームを採用し、自由度の高い空間で効率的な作業が行えます。

標準価格=

Aadva Scan E1 1,600,000円
Aadva Scan E3 3,400,000円

My Recommendation

『フュージョンウェッジ』
〈モリタ〉

標準価格=50個入 各4,600円

歯肉にやさしいウェッジ!

今回ご紹介させていただきます商品は、(株)モリタより発売されております『フュージョンウェッジ』です。特徴として、歯肉へのダメージを防ぎ、どんな歯間空隙にもフィットするフィン(柔らかい樹脂)付ウェッジです。フィン部分がマトリックスバンドを密着させ、フロアブルレジンがあらわれることを防ぎます。また、ピンセットやコットンプライヤーで挟みやすいデザインになっています。

ご使用の医院様からは、「歯間に入れやすく、ズレが少なくフィットする為、すごく使いやすい。」との言葉を頂いております。レジン充填をシステム化される場合は、コンポジットタイト3Dとの併用をお勧めします。この機会に是非弊社営業担当者へお問い合わせください。

※サイズ=エクストラスモール・スモール・ミディアム・ラージの4種類(写真左から)

熊本店 営業五課 松原 省二



@New Books & Video

★今週の新刊

『接着歯学のための重要13キーワード
ベスト240論文』



本書は、2014年に「インプラント編」が刊行されて以来好評となっている「トムソン・ロイターシリーズ」の最新刊。多くの患者が恩恵を受けているMI時代を支える接着歯学について、13個のキーワードを基に論文を検索。有名論文、最新の研究も網羅した一冊。

- 著 = 矢谷 博文/峯 篤史/奈良陽一郎
坪田 有史/木本 克彦/二瓶智太郎
星 憲幸
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=9,000円+税

別冊クインテッセンス 口腔外科 YEAR BOOK
『一般臨床家、口腔外科医のための
口腔外科ハンドマニュアル17』



特集1では、昨年ポジションペーパーが改訂され関心を集める「薬剤関連顎骨壊死 (MRONJ)」について、その対応や実際例を取り上げ、特集2では、超高齢社会に必須の情報として、高齢者に対する「抜歯」「インプラント」「口腔がん」「顎関節脱臼」「顎骨骨折」治療のポイントを、また特集3では地域包括ケア時代の中核として見込まれる「病院歯科」について、その役割や取り組み例を紹介。

- 編 = 日本口腔外科学会
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,400円+税

『一からわかる抜歯の臨床テクニック 第2版』
～動画DVD付～



好評のガイドブックがリニューアルとバージョンアップした改訂第2版。豊富な臨床写真と動画で、実際の抜歯の診断と処置の理解がさらに深まる書。全身状態の評価、術前説明、手術手技、麻酔、投薬、偶発症対策など、抜歯を行う際の幅広い知識と技術が身に付く一冊。

- 著 = 角 保徳
- 出版=医歯薬出版
- 価格=12,000円+税

『歯科衛生士の質的研究』
～患者に寄り添う支援のために～



質的研究とは？聞き取り調査を行ったインフォーマント (informant: 情報提供者とよびます) の語り (ナラティブ) から、インフォーマントが感じている世界を深く探っていく研究方法です。初めて質的研究に取り組む方が、一歩踏み出すための道標となる一冊。

- 著 = 隅田 好美
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,900円+税


『診療室からシームレスにかかわり続ける
全国10医院の歯科訪問診療』



超高齢社会の今、診療室から患者さんが生活する場にかけて切れ目なくかわり続ける「シームレス診療」は歯科医療の新しいスタンダードです。すでにシームレス診療に取り組んでいる全国10医院の記録をマンガで大公開した一冊。「もう通院できなくなりました…」で終わりにしない医院の取り組みがマンガで理解できる書。

- 編著=米山 武義
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,800円+税

別冊クインテッセンス
『PRD YEAR BOOK 2017』
～世界が認めた「あの」テクニックの
臨床応用・New マテリアル～



「The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry」年刊第2号では、海外論文誌「PRD」から精選し、Zucchelliの三角形の切開によるフラップマネージメントをはじめとする「ペリオ」「補綴」「外科」「インプラント」「新材料・テクニック」の最新論文10編の全訳を掲載した一冊。

- 主席編集=岩田 健男/山崎 長郎
和泉 雄一
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,400円+税


『プロフェッショナルが語る顎関節症治療』



本書は、「月刊歯界展望」誌上で好評連載された座談会をまとめた書で、顎関節症治療に長年にわたって取り組んできた専門家をゲストに招き、顎関節症治療にどのように活かすのか、その治療内容と考え方を語り合った一冊。

- 編 = 中沢 勝宏/田口 望
和氣 裕之/高野 直久
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,200円+税

『5分で読める！知りたい全身疾患29』
～よく・すぐわかる！有病高齢者の歯科治療エッセンス～



2015年1月号～2016年12月号に『月刊デンタルダイヤモンド』に連載され、好評を博した「有病高齢者のチェアサイドエッセンス」を再編集。医科のさまざまな疾患にスポットをあて、知っておくべき疾患の原因、処方薬、歯科治療上の注意点を収載。

- 編 = 中川 洋一
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=3,600円+税