

New Products

パリオス コンビPro/ナカニシ ＜超音波スケーラー&パウダーデバイス＞



ナカニシから発売された“パリオスコンビプロ”は、超音波スケーラーとパウダーデバイスの幅広いプロフェッショナルケアに対応する2つの高機能ツールを1台に凝縮。歯周治療からメンテナンスまで、よりスムーズな治療を実現するとともに、治療現場の省スペース化にも貢献します。

【特徴】

- さまざまな状態の歯石を除去するナカニシ独自の「Piezo engine」を搭載。的確なパワー出力で術者にとって効率よく、また患者さんには優しいスケーリングが可能です。
- プロフィー・ペリオ用のそれぞれの専用のチャンバーやハンドピース、ハンドピースホースを開発。各チャンバーに取り付けるだけで、プロフィー・ペリオの機能を自動認識します。
- オートクリーニング機能により、超音波機能やパウダー機能のそれぞれの清掃を手軽に行えます。
- 視認性に優れた大型 LCD パネルを採用し、直感的にわかりやすいアイコン表示で、スムーズな施術をサポートします。

標準価格＝ベーシックセット 470,000円

ペリオセット 490,000円

プロフィーキット 150,000円

ペリオキット 170,000円

リフレケア・リフレケア mini ／雪印ビーンスターク ＜口腔ケア用ジェル＞



雪印ビーンスタークより好評発売中の「リフレケアH」が、ボトルタイプになり新たに「リフレケア」と「リフレケア mini」としてリニューアル発売されました。従来のチューブタイプでは、ジェルを取り出す量の目安がなく、今回のボトルタイプのプッシュ式に改良されたことで、ケアする際に定量で取り出すことが可能になりました。

【特徴】

- プッシュ式になったことで1回あたりの使用量の目安がわかります。口腔内清掃で1～3プッシュ、汚れが酷い場合は3～5プッシュ、マッサージには1～2プッシュが目安です。
- ヒノキチオールの有効成分により、口腔バイオフィルムの形成を抑え、歯肉炎、歯周炎を予防します。
- 研磨剤や発泡剤、エタノールが入っていないため、毎日でも使いやすい口腔ケアジェルです。
- 口臭の防止、歯周炎・歯肉炎の予防、むし歯の予防、口中の浄化等に効果があり、口中を爽快にします。
- はちみつ風味、ライム風味、りんご風味の3種類のフレーバーからお好みに応じて使用できます。

患者参考価格＝

70g入 2,000円(税別)

mini30g入 1,100円(税別)

V ミキシング-D/大栄歯科産業 ＜真空攪拌埋没器＞



大栄歯科産業から発売された“V ミキシング-D”は、コンプレッサーからのエアーを吸引圧力に変換して真空攪拌を行う、シンブル設計の真空攪拌埋没器です。壁掛け、スタンド式のどちらでも設置が可能で、攪拌カップは大(500ml)・小(250ml)の2種類が標準で付属しています。

【特徴】

- 既設のコンプレッサーに接続できるエアバキューム方式の採用により、コンパクトで音も静かです。
- 真空ポンプ内蔵式に比べ、メンテナンス性が高く、日々のお手入れも簡単に行うことができます。
- 攪拌カップは吸引圧力によって自動的に本体に保持され、攪拌ハネは練り込み効果と、かき混ぜ効果を兼ねた合理的な形状です。ハネはステンレス製で高い強度と清掃性があります。
- 攪拌が終了しても攪拌カップはメインスイッチを押さない限り外れることのない安心設計です。

標準価格＝本体一式 170,000円

スタンド(オプション) 25,000円

My Recommendation

『hawo ヒートシーラー』 ＜日本歯科商社＞



標準価格＝本体一式 450,000円

世界中で医療機器の滅菌に係る基準が進められています！

今回ご紹介させていただきます商品は、(株)日本歯科商社より取り扱いがあります『hawo ヒートシーラー』です。特徴としましては、①ロータリー式自動シーラーサーモコントロールで、常に安定したシーリングをスピーディーに行えます。②テフロンシートや熱線交換の必要がないメンテナンスフリー。③従来のテフロンシートの下にある熱線にてシートを溶かすタイプと違い円形の棒を185度迄上げて、その熱で溶かすタイプとなります。④ドイツ製のヒートシーラーでグッドデザイン賞受賞、等々です。

ご採用やデモ等でご使用いただきました医院様からは、「滅菌パックの接着力が凄く安心して使用できる」とのお声を頂いております。滅菌された医療機器が、保管期間を経て診療に使用されるまで、完全な滅菌状態を保つには確実なシールが必要不可欠です。

弊社営業担当者が推奨しております、各医院様の滅菌システムに是非加えて頂きたい商品となっております。詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ね下さい。

熊本店 営業二課 中山 健太



@New Topics

★ “第7回 UK デンタルフェア” いよいよ来週末の開催です！

～皆様方のご来場、社員一同心からお待ち申し上げております～

平素は一方ならぬご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。さて、過日からご案内させていただいておりました弊社全店企画の『第7回UKデンタルフェア』も、いよいよ来週末の11月11日(土)～12日(日)の両日の開催となります。

今回のテーマは、「未来」歯 向～さあ、NEXT STAGEへ！～と題し、CAD/CAM、CT、マイクロスコープ等の登場により変革期を迎えた歯科業界のこれからの未来を皆様と考えるきっかけになればという想いを込めさせていただきました。今回のデンタルフェアにおきましても、約81社のメーカー様の多大なご協力により、最新機器や器材の展示を行っていただきます。また、特別講演会には、11日(土)に(株)ゾルノ代表の安生朝子先生、また12日(日)にロサンゼルス開業の清水藤太先生、そして歯デンタルクリエーションアート代表の西村好美先生をお招きして講演を賜ります。その他、ミニセミナーコーナー、相談コーナー、キッズコーナー、休憩コーナー等ご用意いたします。必ずや、テーマの副題につけさせていただきました通り、“NEXT STAGE”の幕開けとなる情報を見つけていただくと確信いたしております。皆様、是非ともお誘い合わせの上、多数のご来場をUKデンタル社員一同心よりお待ちしております。

開催日時：2017年 11月11日(土曜日) PM1:00～PM7:00

11月12日(日曜日) AM9:00～PM5:00

開催会場：グランメッセ熊本 Aブース 熊本県上益城郡益城町福富1010

(熊本空港・益城インター近く)



★ 特別講演会のご案内 受講料：各講演会ともお一人様2,000円(2Fコンベンションホールがいて)

安生朝子の考え方2017
～歯科衛生士らしさって何？～

最先端エンドの一般保険診療への
導入のヒント

歯科技工の潮流

～マイクロスコープ、N-Tiファイル等の最新機器を駆使したエンドを、日常の保険診療に溶け込ませるために～



11/11
土曜日
PM3:00
～PM5:00

安生 朝子 先生

(株)ゾルノ代表/藤橋歯科医院副院長



11/12
日曜日
AM11:00
～PM1:00

清水 藤太 先生

ロサンゼルス開業/UCLA 歯学部クリニカル・インストラクター
/日本大学松戸歯学部客員教授



11/12
日曜日
PM2:00
～PM4:00

西村 好美 先生


(有)デンタルクリエーションアート代表

@New Books & Video

★今週の新刊

『老化と摂食嚥下障害』

～「口から食べる」を多職種で支えるための視点～



ヒトの“老化”とは何か、それに伴って「口から食べる」機能にはどのような変化(低下)が生じるか、臨床および生活の場ではそれらにいかに対峙していくか。“老嚥”“オーラルサルコペニア”“オーラルフレイル”“口腔機能低下症”といった老化と口腔機能にかかわるキーワードとともに掲載。

- 編著＝藤本 篤士/葛谷 雅 系田 昌隆/若林 秀隆
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝4,500円＋税

『高齢者への戦略的歯科治療』

～自立高齢者にしておきたいこと・寝たきり高齢者にできること～



自立高齢者と寝たきり高齢者に対する診断・治療法の違いについて、「口腔健康管理」「歯の治療」「歯周治療」「補綴(欠損)治療」「口腔外科治療」「摂食嚥下リハビリテーション」などの視点から、わかりやすくコンパクトにまとめたガイドブック。高齢者のライフステージにあわせて行すべき歯科治療について解説した一冊。

- 編＝北村 知昭/藤井 航/鶴見 進一
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝7,000円＋税