

New Products

エレメンツフリー／ヨシダ
＜電熱式根管プラグー＞

ヨシダから発売された“エレメンツフリー”は、コードレスでペンタイプの電熱式根管プラグー「ダウンパック」と電気加熱注入器「バックフィル」を組み合わせたシステムです。瞬間加熱と正確な温度制御により、短時間でより確実な根管充填を可能にします。

【特徴】

- ダウンパックは、根管に挿入したガッタパーチャを加熱軟化し、より確実な根管充填が行えます。ワンタッチで設定温度まで瞬時に上昇するので、チェアタイムを短縮できます。
- バックフィルは、根管充填材を加熱流動化して注入します。立体的に拡大・形成された根管に対し、より確実に充填します。
- ダウンパックは 360° のリングスイッチ、バックフィルはワンタッチスイッチにより、臼歯部などのアクセスしにくい部位でも充填しやすくなっています。
- バックフィルカートリッジは、ニードル一体型のガッタパーチャ入りシングルユース仕様です。ガッタパーチャがあらかじめ装填されているので二次感染のリスクを軽減します。

標準価格＝コンボユニット 380,000 円

EDTA アクアジェル (17%)
／パントロンジャパン
＜歯科根管切削補助材＞

パントロンジャパンより発売された“EDTA アクアジェル (17%)”は根管拡大時に生じるスミヤ層を効率的に溶解するジェルタイプの根管切削補助材 (Ni-Ti ロータリーファイル専用潤滑材) で、Ni-Ti ロータリーファイルへの負担を軽減します。

【特徴】

- EDTA (Ethylen Diamine Tetraacetic Acid: エチレンジアミン四酢酸) 17% によるキレート効果で、根管拡大時のスミヤ層を効率的に溶解します。
- 水性ジェルの潤滑効果により Ni-Ti ロータリーファイルへの負担を低減します。
- 透明ジェル (青色) のため注入後も根管口を目視できます。
- 水溶性のため、水洗で簡単に除去が可能です。
- 付属のベテルチップは先端部サイズ、外径 0.5mm、内径 (6サイズ) 0.3mm の極細先端で、シリンジに装着しジェルを髄腔内へ直接デリバリーできます。またベテルチップはオートクレーブ滅菌処理が可能です。



標準価格＝10mL シリンジ×2 本
6,000 円

KZR-CAD HR3 ガンマシート
／YAMAKIN
＜CAD/CAM 冠用材料＞

YAMAKIN から 2 月 1 日に発売される“KZR-CAD HR3 ガンマシート”は、保険適用の CAD/CAM 冠大臼歯用ブロックです。大臼歯に適した「高強度」を持ち、「フッ素徐放性」を実現しています。

【特徴】

- ガンマシートに含有する無機フィラーの平均粒子径は約 1 μm です。微細フィラーを高充填することで大臼歯に適した機械的強度を向上させています。
- フッ素徐放性フィラーの添加量を最適化することにより、強度と耐久性を向上させながら、虫歯菌付着抑制が確認されています。
- ガンマシートの切削時間は小臼歯用ブロック (YAMAKIN 社製) とほとんど変わりません。また、乾式・湿式どちらのタイプでも加工できます。
- X線造影性と蛍光性を有します。
- ブロックサイズは、M、L の 2 種類をラインアップし、1 個と 5 個包装から選択できます。
- 使用材料の品質保証として治療カードが同梱されています。

標準価格＝

1 個入＝M: 4,790 円、L: 4,840 円
5 個入＝M: 23,950 円、L: 24,200 円

My Recommendation

『 TMR-MTA セメント 』
＜ YAMAKIN ＞

標準価格＝マイクロチューブ (0.2g×3本) 4,800 円
ガラス容器 3g (ホワイト・ライトアイボリー)
15,000 円

“大切なあなたの歯を守りたい”

歯科用覆髄材料 TMR-MTA セメント!

今回紹介させていただきますのは、YAMAKIN から発売されております『歯科用覆髄材料 TMR-MTA セメント』です。非感染歯髄で、窩洞形成や外傷によって偶発的に生じた 2mm 以内の露髄に用いられる商品です。


特徴としましては、①ビスマスフリー、②水となじみが良く、練和が容易、③硬化が速い、④高い圧縮強度⑤生体適合性 (硬組織形成促進効果) などが挙げられます。

ご使用いただいている医院様では、「練和が容易で操作性が良く、変色しにくい。」と絶賛されていました。この機会に、是非ご利用いただくことをお勧めいたします。詳しくは弊社営業担当者までお気軽にお尋ね下さい。

久留米店 営業一課 友田 智之

@New Books & Video


★今週の新刊 『 歯内療法成功のためのコーンビームCT活用術 』
~Cone Beam Computed Tomography in Endodontics~



コーンビームCTにおける画期的な画像診断法を歯内療法の臨床に適切に応用しレベルアップを図るための集大成の書。CBCT使用のエビデンス、「ALARAの原則」に基づく放射線利用、根尖性歯周炎、非外科的・外科的再根管治療、外傷歯、歯根吸収、垂直性歯根破折など、疾患別に臨床での活用方法がわかる随一の解説書。

- 編著=Shanon Patel/Simon Harvey Hagay Shemesh/Conor Durack
- 著 =月星 光博 (日本語版)
- 監訳=興地 隆史
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=11,000円+税


『 新版 歯科矯正学事典 』



医療としての矯正歯科治療、アンチエイジングを考慮した矯正歯科治療、生体に優しい矯正歯科治療などを行うために必要な知識を習得できるよう新編纂され、今後必要とされる2,000以上の項目・用語を収録した歯科矯正学事典。

- 監修・編集=亀田 晃
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=18,000円+税

『 The Fabric of the Modern Implantology 』
~近代インプラント治療のテクニックとサイエンス~



インプラントシステムの特徴、表面性状に関する考察から、インプラント治療の予知性や永続性をはかるうえで欠かせないインプラント周囲のティッシュマネジメントや補綴術式についてのエビデンスとテクニックなどを、豊富な症例とともに紹介した一冊。

- 編著=船登 彰芳/山田 将博/吉松 繁人
- 出版=医歯薬出版
- 価格=15,000円+税


『 歯科医院での実用英会話 第2版 音声DL付 』



歯科医院で使えるフレーズが満載！実際に歯科医院で交わされた英語の会話をベースにしているので、そのまま現場で使え、重要表現や単語も充実。初診受付からさまざまな治療のシーンで役立つ表現を網羅した一冊。

- 著 =土田 和範/廣島 英雄 笛吹 恵美子/上沖 晃一
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,600円+税

別冊クインテッセンスYEARBOOK2018
『 気鋭歯科医師が歯を残す・守る 』
~そのエビデンスとテクニック、患者説明~



本別冊は、現在30代後半~40歳半ばの気鋭歯科医師14人によるケースプレゼンテーション集。保存的な傾向が高まる現在の歯科臨床の潮流をふまえて「歯を残す・守る」を全著者へのキーワードとして、その臨床における取り組みや治療アプローチ、エビデンス、患者説明を紹介した書。

- 著=渥美克幸/泉英之/岩野義弘/上野博司 斎田寛之/清水宏康/須藤亨/高田光彦 築山鉄平/中島稔博/二階堂雅彦/林洋介 平山富典/山下素史/吉田健二
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,000円+税

『 生涯歯を残せる時代の5つのスキル 』
~歯科疾患の掌握・主訴対応・生活歯治療・失活歯治療・ポジショニング~



開業歯科医に必要な知識と技能のうち、最初にできるようにすべき課題に絞ってわかりやすく習得法を示したスタートガイド。口腔内の長期安定を実現する、新時代の歯科医療に必要な基礎が身につく必携書。

- 著 =鈴木 彰
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=9,000円+税

『 イラストで楽しく学ぶ デンタルオフィス入門 第2版 』
~新人さんのためのText Book~



親しみやすいイラストで、歯科医院の仕事のすべてが、楽しく、みるみるわかるテキストブック。さらにバージョンアップした改訂第2版！初めて歯科医院で働く方に必ず読んでほしい一冊。

- 監修=高橋 英登
- 著 =対馬 ゆか/遠山 佳之
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,200円+税

ママになった歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士が伝えたいこと！
『 食育とむし歯予防の本 』



お口と食のプロフェッショナルが、子育てで実践してきた「なんでも食べる」からはじまる「むし歯予防」！興味を持ってすぐにも実践できる、育児のヒントがいっぱいの一冊。

- 監修=丸森 英史
- 著 =神山ゆみ子/今村 幸恵 鈴木 和子/今村 智之
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,200円+税