

UK

UK REPORT

New Products

ハイドリム C61 WD G4 JP ／セキムラ 〈ウォッシャーディスインフェクター〉



セキムラから発売された“ハイドリムC61 WD G4 JP”は、手洗浄の手間とリスクを軽減し、効果的な予備洗浄、本洗浄、すすぎ、温水消毒、乾燥工程を自動的に行ってくれる便利な卓上型ウォッシャーディスインフェクター洗浄器です。約60分以内で10トレー分の器具が洗浄可能。90℃～95℃の高温で洗浄します。

【特徴】

- W598×H520×D525mmのコンパクトサイズの本体に、6Lの大容量チャンバーで効率的な洗浄が行えます。
- 「すすぎと洗浄」「標準」「強力」「カスタム」のサイクルモードは最大4種類。モードを選択してスタートを押すだけの2ステップ操作。
- 専用薬剤のHIP ULTRAは弱アルカリ性洗剤なので、中和させる必要がありません。1パック当り17サイクルの使用が可能です。
- 別売アクセサリーの使用により、8つのハンドピースを1サイクルで洗浄・乾燥できます。
- 電氣的定格は単相AC200V、本体重さ44kg。

標準価格＝本体一式 1,300,000円
HIP ULTRA (8パック入) 20,000円

マイクリップ2.0キット ／マイクロテック 〈マトリックスシステム〉



マイクロテックから発売された“マイクリップ2.0キット”は、片手で操作できるマトリックスシステムで、専用のフォーセップスが必要なく、操作性も良く容易に装着が可能です。

【特徴】

- 片手操作で容易に装着可能。フォーセップスは不要です。
- 高品質の特殊ステンレススチール製で長寿命を実現。オートクレープ滅菌対応です。
- タイン（先端チップ）は口蓋側、舌側、頬側に接するマトリックスを完全に適合させ作業時間を短縮させます。
- マイクリップ2.0の歯間離開力は2級窩洞修復の際に優れたコンタクトポイントを作り、あらゆる臨床条件に対応します。



標準価格＝キット 32,500円

CAM マシン DS200-5Z ／サンデンタル 〈歯科用CAM マシン〉



サンデンタルから発売された“CAM マシンDS200-5Z”は、5軸制御で乾式タイプのCAM マシンです。さまざまなケースに応じて加工パスを用意したCAMソフトウェア「GO2dental」を付属し、複雑な咬合面やシャープなマージン部のデザインも忠実に再現します。

【特徴】

- 複雑な咬合面も0.3mmバーの使用（ジルコニアのみ）により、切削後の手技での咬合面調整の手間を軽減します。また、ジルコニアだけでなく、ワックス・PMMAの10～30mmまでの切削が可能です。
- デザインに忠実に切削するので高い精度を実現します。
- ATC 機能（自動工具交換機能）で、8本のバーを自動で交換可能。交換の手間を省き、時間のロスを低減します。
- CAM 機操作機能をPCにインストールすることで遠隔操作が可能です。
- CAM ソフトウェア「GO2dental」はさまざまなテンプレートを用意しています。

標準価格＝本体一式 6,300,000円

My Recommendation

『スーパーアクリルポリッシャー』 〈カポデンタルシステムズ〉



標準価格＝軸無 12個入 2,800円
軸有 6本入 2,000円

クリーンな環境を提供する義歯用ポイント！

今回、ご紹介させていただきます商品は、カポデンタルシステムズジャパン様より販売しております義歯床用シリコンポイント『スーパーアクリルポリッシャー』です。こちらの商品の特徴としては、①義歯床の中研磨と金属製クラスプの中研磨が同時に行えます（ファイン使用）。②義歯床辺縁部にはみ出た裏装材の研磨が行えます（コースまたはファイン使用）。③スプリント辺縁や矯正のツースポジションナー、ホワイトニングトレー等にも適しています。④金属床の研磨に使用できます（ファイン使用）。

ご使用いただいている先生からのお話では、「今までのシリコンポイントは研磨中に茶色い粉塵が義歯に付着したり、入り込んでいたけどスーパーアクリルポリッシャーは色調が水色でほとんど汚れが目立たなくていいね。」とのお言葉を頂いております。スーパーアクリルポリッシャーは4つの形態とコースとファインが用意され荒研磨から仕上げまで使用することが出来、コストパフォーマンスにも優れた商品となっております。詳細につきましては、弊社営業担当者までお気軽にお尋ね頂きますようお願いいたします。

熊本店 営業二課 下酔尾 美博

@New Books & Video

★今週の新刊

『カラー版 やさしい歯と口の事典』



知りたいことが、読みたいページが一目でわかる、大きく見やすいイラストや写真で図解。1項目、1頁とコンパクトでいいな解説により、だれでも最新の歯科治療を瞬時に理解することができます。患者さんや多職種医療従事者とのコミュニケーションツールとして活用できる役立つ実用事典。

- 編 = 下山 和弘/秋本 和宏
- 出版=医歯薬出版
- 価格=7,800 円+税

『デンタルスタッフのクリニカルマナー』 ～歯科医院における受付・患者対応と事務～



医療スタッフとしての心構えや人格を養う大切さ、言葉遣いや対人関係を円滑にするマナーについてわかりやすく解説。また、院内での業務記録の作成や情報共有の基本を詳説した新人デンタルスタッフ必携の一冊。

- 編 = 合場 千佳子/品川 和美
水木 さとみ/山根 瞳
- 出版=医歯薬出版
- 価格=2,500 円+税


『デンタルスタッフの口腔衛生学・歯科衛生統計』



口腔衛生学や、口腔保健と公衆衛生、歯科疾患の疫学と歯科保健統計、歯・口腔の基礎知識、口腔ケアの実践、食と健康、地域歯科保健活動など、口腔衛生や歯科衛生統計に関する内容を網羅した一冊。デンタルスタッフのための口腔衛生学・歯科衛生統計の書。

- 編 = 泉福 英信
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,500 円+税

『困ったときにSEOAPで解決 有床義歯トラブルシューティング』



有床義歯調整に関連するトラブルを、問題解決型診療録の記載に際して用いられる「SOAP」に「E（検査）」を加えた「SEOAP」を使用し、系統だってトラブル解決する方法を紹介。必要な情報収集を行い、ハードルを一つ一つ整理し、解決する新しい問題解決型思考を養う一冊。

- 編集=河相 安彦/水口 俊介
大久保 力廣/横山 敦郎
- 出版=永末書店
- 価格=8,500 円+税

『子どものむし歯予防は食生活がすべて』 ～4人の子どもの歯を磨かせなかった歯科医の話～



子どものむし歯予防は食生活がすべて。「歯磨き」ではなく、「なに」を「どう」食べるのか。粗食のすすめで食生活を見直し、ひいては子どもの調和の取れた健康を守る。現場からのレポートと提言。すぐに始められる「実践に役立つQ&A」付きの書。

- 著 = 黒沢 誠人/幕内 秀夫
- 出版=風濤社
- 価格=1,400 円+税


『今日の治療薬 2018』 ～解説と便覧～



薬効群ごとに解説と便覧で構成したベストセラー。2018年版では発行40周年を迎え、便覧の冒頭に各薬効群の特徴を一目で理解できる「薬剤の特徴ガイド」を新設。便覧ではさらにジェネリック医薬品の薬価幅を掲載し、妊婦の安全性情報も追加。より読みやすくますます使いやすしい一冊。

- 編集=浦部 晶夫/島田 和幸
川合 真一
- 出版=南江堂
- 価格=4,600 円+税

『CLINICAL IMPLANT DENTISTRY』 ～4Sコンセプト・審美領域編～



Short（短期間治療）・Simple（シンプル）・Small（最小限）・Safe（安全）を基本とした、著者が提唱する患者目線のやさしいインプラント治療。本書では、臨床から得られた経験をもとに、多岐にわたる臨床ケースを示しながら4Sコンセプトに基づいた患者のための新たな治療プロトコルを提案した一冊。

- 著 = 林 揚春
- 出版=ゼニス出版
- 価格=8,840 円+税

『常識を破り、プライドを貫く。』 ～患者が求める真の歯科医療を追求した 予防歯科のレジェンド～



1950年代、アメリカ。治療、治療の風潮のなか、“人を診る予防”へと、たった一人大きく舵を切った伝説の歯科医師「ロバート・フランク・パークレー」その生き方と哲学を紹介した一冊。

- 編集=オーラルケア
- 出版=オーラルケア
- 価格=1,500 円+税