

UK

UK REPORT

## New Products

BQE エルゴダイナミック  
オペレーター／東京歯材社  
〈ドクターズツール〉

治療中の術者の姿勢を正しくサポートするドクターズツール“BQE エルゴダイナミックオペレーター”が東京歯材社から発売されました。術者の体や診療内容に応じて、3種類のアームレスト調整的確にサポートします。

## 【特徴】

- 精密治療時に術者の姿勢を安定させ、より快適な治療環境を作り出します。
- 椅子に深く座ると、背中側の座面が沈み込み、同時にバックサポートが前方にて、術者の腰の位置を押さえます。これにより、骨盤が立った良い姿勢を自然にとることができ、体への負担を軽減します。
- しっかりとしたアームサポートは上下、前後、回転の3つの動きにより術者の最適な位置に置くことができ、特にマイクロスコープ使用時の腕から手の動きを安定させます。

標準価格＝本体一式 244,000円

ワムX 金属コア除去イントロ  
キット／クロスフィールド  
〈金属コア除去用キット〉


クロスフィールドから金属コア除去用キット“ワム X 金属コア除去イントロキット”が発売されました。別売のワムクラウンリムーバーによりクラウン除去を行った際の歯根は負担が少なく、ワムX 金属コア除去イントロキットの使用で金属コアを除去しやすくなります。また、支台歯への負担が少なく心地よい処置を提供できます。(ワムキークラウンリムーバーを用いない場合でも金属コアを除去できます。)

## 【特徴】

- シンプルなインストルメントで準備から処置まで短時間で行えます。
- 使いやすいユニークなデザインで臼歯部を含むほとんどのケースの金属コアを除去できます。
- フォーセップスの先端がカーブしているので臼歯部まで届きます。
- 3種類のフロンク(S、M、L)により、ほとんどのケースに対応します。
- 衝撃吸収ネジがフォーセップスの広がり制限することで除去中、除去後の衝撃を緩和します。

## 標準価格＝

ワムXイントロキット 129,000円  
ワムキークラウンリムーバー  
セット 50,000円

コメット MI セラバー-K1SM  
／モモセ歯科商会  
〈軟化象牙質除去用シリコニアバー〉

ステンレスではない、ポリマーでもない！シルクのような滑らかな切削感が得られる軟化象牙質除去用シリコニアバー“コメット MI セラバー-K1SM シリーズ”がモモセ歯科商会から発売されました。すくい角を従来の製品から見直すことで、切削時の振動が軽減し、シルクのような滑らかな切削感が得られます。

## 【特徴】

- 使用中に跳ねることなく、ハンドインストルメントと同じような感覚で感染歯質のみを除去することが可能です。
- シリコニア製のため、最初の切れ味が長期間維持され、錆も出ず、窩洞周囲が黒く色づくことはありません。
- スリムネックの採用で術野をしっかりと確保します。
- 長さは22mmと26mmの2種類をラインナップ。22mmは浅い窩洞に使用しやすく、臼歯部などの開口量が少ない場合に有効です。また、26mmのロングタイプは、マイクロスコープなどの使用の際、視野を妨げることなく切削が可能です。
- 最大径0.8～2.3mmの8種類。

## 標準価格＝

CAキット(8本入) 23,000円  
CAロングキット(8本入) 26,000円  
CA(22mm)単品 3,000円  
CAロング(26mm)単品 3,500円

## My Recommendation

『i-TFC ルミナス』  
〈サンメディカル〉

標準価格＝i-TFCルミナス  
ファイバーコア&ボンドセット 19,000円


## 光にこだわる保険適用ファイバーポストコアシステム！

今回ご紹介させていただく製品は、サンメディカル(株)の光重合型システムファイバーポストコアシステム『i-TFC ルミナス』です。「i-TFC ルミナスファイバー光ファイバーポスト」は、ポストの中心に光ファイバーが入っており光透過性の高いファイバーポストです。また、表面のグラスファイバーは編み込み構造になっているため、その凹凸にレジが入り込み高い機械的嵌合力を発揮します。「i-TFC ルミナスコア LC フロー」は操作性の良い光重合タイプのフロアブルレジンです。根幹部もコア部「i-TFC ルミナスコア LC フロー」1本で填入と築盛が行えます。直接法には「i-TFC ルミナスボンド」でボンディング処理することにより乾燥の難しい根管象牙質への接着が可能で、

保険適用で審美性に優れた国内生産の「i-TFC ルミナス」はコスト面にも優れ、多くの先生方にご使用・ご好評いただいております。「i-TFC ルミナス」に関する資料もございますので是非、弊社営業担当者までお声掛けください。

鹿児島店 営業三課 早川 雅悟

## ★今週の新刊

『ガイドドサージェリー  
プランニング・サクセスマニュアル』  
～10年の蓄積に基づくそのノウハウのすべて～

インプラント治療、ガイドドサージェリーの草分けである中村社綱先生、インプラント臨床をリードする OJ の現会長である三好敬三先生が執筆・監修。ガイドドサージェリーを使う利点やインプラント治療に不可欠な解剖学的ポイントをビジュアルに解説し、誰れもがプランニングに悩みがちな 17 症例を基に、ガイドドサージェリーの強みを生かしたプランニングのノウハウが学べる一冊。

- 監著＝中村 社綱／三好 敬三
- 出版＝インターアクション
- 価格＝6,800 円＋税

月刊デンタルハイジーン別冊  
『セルフケアの本』

セルフケアによる臨床の効果が絶対押さえておきたいエビデンスをわかりやすく示し、歯ブラシと各種補助清掃用具の特徴、歯磨剤や洗口剤の効果的な使用方法など、臨床に活かせるポイントが満載の書。実践したくなるモチベーションのテクニックやライフステージに応じた指導方法、さらにはブラッシングにより起こる歯肉の変化などを解説。

- 編著＝佐藤 聡／両角 祐子／小牧 令二
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝3,300 円＋税

『新版 歯科医療管理』  
～安全・安心・信頼の歯科医療を提供するために～

日本歯科医療管理学会が編集した歯科医療管理のテキスト書。基礎的事項から国民目線に適った診療環境の構築までを系統立てて解説。「診療所完結型」から「地域完結型」の歯科医療に向けて、歯科医療管理の分野における必要事項をすべて網羅した一冊。

- 編＝日本歯科医療管理学会
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝6,500 円＋税

『院長、スタッフ、患者さんも快適！  
歯科医院のラクわかり経営学』

繁業に向かうヒント 33 や「自分らしい経営」を手に入れる 11 の選択、コンサルタント 12 人に聞いた成功院長の共通点など、快適に歯科医院を運営していくための知恵をまとめた書。開業医やコンサルタントの先生だけでなく、開業前の先生にも楽しく学べる一冊。

- 編＝アポロニア 21 編集部
- 出版＝日本歯科新聞社
- 価格＝4,000 円＋税

『写真でマスターする  
エンドでマイクロスコープを活用するための  
ポジショニングとミラーテクニック』

マイクロスコープが最も使われている歯内療法における「ポジショニングとミラーテクニック」のポイントについて、治療部位別に豊富な写真とイラストを用いてわかりやすく解説。また、実際に治療を始める前に必要な機種を選び方や術者に合わせた設定の仕方、マイクロエンドに必要な器材なども紹介した一冊。

- 著者＝橋爪 英城
- 出版＝ヒューロン・パブリッシャーズ
- 価格＝6,500 円＋税

『歯科保険請求マニュアル 平成 30 年版』  
～歯の知識と請求の義務～

「保険の基礎知識」編では保険診療の仕組みや内容を項目別に示し、レセプトがすぐに正確に書けるようレセプト欄に沿って解説。「症例」編では実際のカルテからレセプトの記載要領がわかるように構成し、症例ごとに解説。「歯の基礎知識」編では歯と周囲組織についての構造、名称、解剖学的事柄を解説した保険と歯に関する基礎的知識を習得するための参考書。

- 著＝高橋 一祐
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝7,000 円＋税

## 『歯科衛生士のための最新歯周病学』



歯周病学を学ぶ歯科衛生士のための最新スタンダードテキスト。臨床現場ではレベルアップをめざすためのスタディーブックとしても活用できる一冊。

- 編著＝加藤 熙
- 著＝坂上 竜資／菅谷 勉  
高橋 幸裕／藤井 健男
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝4,000 円＋税

『ブラケットポジショニング 実際と臨床』  
～ダイレクト・インダイレクトボンディングのために～

矯正治療におけるダイレクトボンディング・インダイレクトボンディングにおけるブラケットポジショニングに必要な基礎と歯牙の知識等症例を交えてその実際と臨床を網羅した一冊。

- 著＝白須賀 直樹／菅原 泰典
- 出版＝Dent Inc.
- 価格＝10,000 円＋税