

@New Products

Sレーザー/ジーシー  
＜歯科用半導体レーザー＞



小さく、軽くを追求し、操作性に配慮した歯科用半導体レーザー“Sレーザー”がジーシーから発売されました。レーザー出力(0.5W~10W)の選択の幅が広がり、生体組織の「切開」「止血」「凝固」「蒸散」をサポートします。

【特徴】

- 組織透過性・色素選択性のある歯科用半導体レーザーで、接触照射や繊細な治療など軟組織の幅広い症例に対応します。
- ファイバー（ノック式）タイプとチップタイプの2種類をラインナップし、様々な処置をスムーズにサポートします。
- 全長6mのファイバーモジュール式で本体にすっきり収納が可能です。
- 直観的な操作が可能なタッチパネルを採用し、0.5W~10Wの幅広い出力でサポートします。
- あらかじめ決められた条件を最大9個までメモリー設定が可能です。
- 小さく、軽く、ユニットテーブルに置いて使えるコンパクトサイズ。本体質量は約1kgで持ち運びも簡単。携帯性と機動性を実現します。
- 無線フットスイッチを採用。ワイヤレスで利用できるため利便性が向上します。

標準価格＝オープン価格

キャリブラ セラム  
/デンツプライシロナ  
＜デュアルキュア型レジンセメント＞



デンツプライシロナより発売された“キャリブラセラム”は、接着用、合着用とセメントを分けることなく、全ての補綴物にこの1本で対応可能なデュアルキュア型歯科接着用レジンセメントです。トランスルーセント、ライト、ミディアム、オベーク、ブリーチの選べる5色で構成されており、高い接着力、長期色調安定性を実現します。

【特徴】

- 同社製のユニバーサルタイプのボンディング材“プライム&ボンド ユニバーサル”をプライマーとしてプライマー併用型のセメントとしても、また、前処理を必要としないセルフアドヒーシブルレジンセメントとしても使用可能です。
- 3種類の光重合促進剤を使用しているため、初期効果が早く、さらに適度な硬さが45秒持続(2~5秒照射)します。一塊で除去できる許容時間が長いので、余裕を持って余剰セメントの除去をすることが可能です。
- 変色のリスクの少ない新規重合開始剤を採用し、長期的に安定した色調を実現します。それによりセラミックや透過性の高い補綴物の審美性の維持が可能となります。

標準価格＝1本4.5g入 6,800円

コンビネーションバー  
/山八歯材  
＜歯科技工用カーバイド切削器具＞



山八歯材から発売された“コンビネーションバー”は、人工歯排列や義歯調整時のバー交換を考慮したオリジナル設計の技工用カーバイドバーです。複数作業をバー交換なしで完結し、ラボサイドやチェアサイドでの作業時間の短縮につながります。

【特徴】

- ラボサイドで必要となる人工歯基底部の削合と、人工歯基底部への維持孔付との2つの作業を、また、チェアサイドではこの1本で行うことが可能です。
- チェアサイドで必要となる義歯の咬合調整と、床辺縁部の削合といった2つの作業を、この1本で行うことが可能です。
- 先端部スリットでスムーズな切削感が得られます。
- ロングタイプは先端直径1.6mm(粗さ：コース)とショートタイプは先端直径2.0mm(粗さ：ミディアム)の2種類をラインナップ。

標準価格＝1本 4,800円

@My Recommendation

『VALO コードレス』  
＜ウルトラデントジャパン＞



標準価格＝本体一式 159,000円

光は「想い」だと信じる、  
ウルトラデントのつくったこだわりの光照射器！

今回ご紹介させて頂く商品は、ウルトラデントジャパンから発売の『VALO コードレス』です。

特徴としては、4つのLEDを組み合わせることで出力が高く、広い波長帯域をカバーすることが出来ます。操作感としては1本のアルミニウムから削り出すため軽く耐久性の高いボディと、2つのボタンとシンプルなため簡単に操作することが出来ます。

現在導入いただいております医院様からも、「どのモード使用しても光が拡散しないで垂直に浸透するため使いやすいな！」と高評価を頂いております。現在、VALO シリーズのデモ器をご用意しておりますので、是非この機会にお気軽に弊社担当営業までお尋ね下さい。

久留米店 営業二課 川島 優貴

## 歯科医院経営を考える(494)

デンタル・マネジメント・コンサルティング  
稲岡 勲

## ～ キャッシュレス社会 ～

最近ではキャッシュレス社会と言われるが、日本は最も遅れた国だと言われており、キャッシュレス比率は20%、つまり現金決済が80%だという。銀行の店舗数やATMの設置台数も多く、現金が簡単に手に入ることや、治安も高く安心して現金を持ち歩くことができる等もその原因とされている。最近では毎月の職員への給与は、銀行振り込みをされている医院がほとんどと思う。だがその振込手数料がバカにならない。先日も取引銀行のATMからある会社に8000円を振り込むのに324円(約4%)の振込料を徴収されたが、これでは銀行も衰退せざるを得ないのではないかと。韓国がキャッシュレス比率が89.1%、中国が60%、アメリカが45%、インドが40%だと言われており、日本が最も遅れていると言われている。ただ日本のATMは世界最高の品質で、投入された紙幣の皺を伸ばして整えることから、新しい通帳を取り出して必要な印刷をして預金者に戻すという作業をやっているロボット並みの性能で、1台が1千万以上もするとされている。そうした費用が使用料に加算されて振込料が高くなっているというのである。現状では日常的にも現金を持ち歩き、ご霊前や結婚お祝い等はそれぞれの決められた封筒に現金を入れて出すのが習慣になっている。ちなみに新札(1万円)の発行が日本で一番多いのが京都だそう。その理由は踊りや謡い、書道等の師匠に支払う際には新札できちんと番号も揃えて支払う風習があるからだという。現金の需要はこうした習慣や儀礼が背景にあるということであるから簡単にはなくならないだろう。ただ筆者の場合は、よく出かけるので近鉄系の「KIPS」カードを使っているが、これが便利で近鉄であろうとJRであろうと電車、バス全て乗り物はこのカード1枚で済むのである。しかもこのカードを落として慌てたこともあったが、すぐ会社に連絡すると即座にカード番号の無効を設定してくれて助かったことがある。そういう点でも実に便利である。政府は2025年までにキャッシュレス比率を40%に引き上げる目標を掲げている。このままでは経済的な問題としてインバウンド(訪日観光客)への対応が問題になっている。現金でしか買えないというのでは商機を失う。また現金貯蔵や運搬費用の巨額化である。現金貯蔵や輸送費用関連費用が年間1兆円とも言われているから今後もキャッシュレス社会はどんどん進むのではないかと。

(つづく)

※玉手ニュース 2018年 11月号より転載。

## New Books &amp; Video

## ★今週の新作

『 歯科医院が知っておきたい  
かしこい問診の仕方、照会状の書き方・読み方 』  
～ 医科と上手にやりとりする重要ポイント～



歯科医師が知っておきたい医科疾患の話が満載！歯科医師がプライマリ・ケア医になるための知識がまとめられ、さらには救急対応までまるごとわかります。医科との連携に必要な照会状や紹介状が書けるようになります。医師・歯科医師の著者だからこそ書ける一冊。

- 著 二栗橋 健夫
- 出版 医歯薬出版
- 価格 = 4,500円 + 税

『 スキルアップをめざす！  
エビデンスに基づく総義歯製作 』  
～ 生体情報を考慮した客観的な人工歯排列法～



口腔組織を考慮した人工歯排列および歯肉形成のステップをわかりやすく解説！総義歯製作に重要な項目と手順、そのポイントがWeb動画で視聴できます。総義歯製作のスキルアップをめざす歯科技工士必携の一冊。

- 著 二佐藤 幸司
- 出版 医歯薬出版
- 価格 = 5,400円 + 税