


UK

UK REPORT

New Products


Dental X Mirror/プラネット
＜歯科用口腔内カメラ＞

プラネットから発売されている“デンタルX (デン) ミラー”は、まるでデンタルミラーのように、1 歯単位で歯や歯茎の状態を動画で記録でき、すぐに患者さんと iPad 上で確認することができる歯科用口腔内カメラです。

【特徴】

- 一眼レフでは撮影できなかった場所や、デンタルミラーでしか見ることができない歯の裏側、歯肉の状態を鮮明に映し出します。iPad で見る映像は高解像度のハイビジョン。肉眼より大きくてキレイに見えます。
- 小さくてコンパクトなスリムヘッドに、マイクロスコプユニットを内蔵。奥歯や小さなお子様のお口でも撮影できます。
- お手持ちの iPad とペアリングさせるだけの簡単接続で撮影が可能です。
- 専用アプリ「DentalShot」で動画の撮影からプレゼンまで行えます。
- プラネット発売のDental X で画像や動画の管理が行え、Dental X 内のカルテ・検査・治療計画、アポイントやリスク管理まで、全てを一元管理できます。

標準価格=Dental X Mirror 69,800 円

デグラニュレーションキット
/プレミアムプラスジャパン
＜ティッシュダイヤモンドバー＞

プレミアムプラスジャパンから発売された“デグラニュレーションキット”は、インプラント即時埋入時等の抜歯窩掻爬を効率よく確実にを行うティッシュダイヤモンドバーです。サージカルキュレットでは難しい不良肉芽除去も短時間かつ効率的に行うことができます。インプラントのみならず、ペリオサージェリー、エンドサージャリー、歯根端切除などにも有効です。

【特徴】

- 1mm、2.5mm、3mm、3.5mmの4つの径のティッシュダイヤモンドバーキットです。
- 耐久性が高く、100ケース以上の使用が可能です。
- 最大回転数2,500rpm。
- キット付属のサクシオンチューブは、先端径2.8mmと細く、術野を妨げません。(専用清掃ブラシ付)
- オートクレーブ滅菌対応。



標準価格=キット 50,000 円

タイフレッシュ・スムーズ
/太平化学
＜水溶性防錆潤滑剤＞

太平化学から発売された“タイフレッシュ・スムーズ”は、医療用器具の保守を目的として開発された粘性の低いミルク状の水溶性無リン防錆潤滑剤です。短時間の浸漬で器具表面に薄い皮膜を形成し、器具関節部の作動をなめらかにすると共に防錆処理が行えます。

【特徴】

- 界面活性剤、流動パラフィンを配合し、器具の動きをなめらかにし、しっかりコーティングし、防錆効果を発揮します。
- 使用方法は、浸漬洗浄後、20 倍希釈液に 10~30 秒浸漬後、よく液切りをして乾燥させます。また、ウォッシャーディスプレインフェクターでご使用の場合(すずぎの水に使用)は機器の使用方法に準じます。50~200 倍希釈液(最適濃度 100 倍希釈液)
- 折りたたんで捨てられる減容ボトルを採用。

標準価格=2 リットル入 6,500 円

My Recommendation

『JDS CR ブライト』
＜日本歯科商社＞標準価格=ポイントタイプ 3 本入 1,800 円
ディスクタイプ 3 本入 2,300 円

スピーディーなCR研磨を!

今回ご紹介させて頂く商品は、(株)日本歯科商社で発売されております『JDS CR ブライト』です。適度な硬さのシリコンにダイヤモンド粒子を含有しており、短時間でつや出し研磨可能なコンポジットレジン専用のダイヤモンドポリッシャーになります。中研磨から最終仕上げまで使用でき、また CAD/CAM 冠の最終研磨にも適しています。特徴としては、切削片が飛び散らず、固まりになるので清掃が容易になっております。

ご使用をいただいている医院様では、「研磨にかかる時間が減り、よりスピーディーな治療ができる。」と好評をいただいております。ポイントタイプとディスクタイプを取り揃えておりますので、咬合面や隣接面など使い分けすることが可能になっております。3月21日から、弊社オリジナルキャンペーン品として特別価格にてご提供させていただきますので、是非ともこの機会にお試し下さい。詳しくは弊社営業担当者までお気軽にお尋ねください。


福岡店 営業二課 新川 健



@New Books & Video

★今週の新刊


『必ず上達 矯正臨床』
～日常臨床のための全顎矯正入門～



矯正治療の基本的な知識と技術、そして全顎矯正治療を行うまでの道筋を一から紹介するとともに、全顎矯正まで症例を通じて解説。日常臨床で矯正治療を始める臨床医にとって最適の入門書。

- 著 = 中島 稔博
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 10,000 円 + 税

『これならわかる
少ないバーでできる生活歯の支台歯形成法』
～シンプルで露髄させない審美補綴～



審美補綴で5本、歯周補綴などで4本といった少ない本数のバーを用いて高度な審美性を達成し、また多数歯の平行性を確保できる支台歯形成の実例とバーの使用法について詳細に解説した一冊。

- 著 = 酒井 邦明
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 7,000 円 + 税


『骨補填材料&メンブレンの歴史的変遷と最新トレンド』
～歯槽堤再生のための最適な材料および術式とは?～



世界の使用頻度の高い骨補填材料 18 種類と最新メンブレン 64 種類についての変遷・潮流・分類などを解説し、また、歯槽堤再生のための最適な材料および術式を「何を、いつ、どう使う?」という観点で提示した一冊。

- 監著 = 岩野 義弘 / 小田 師巳
- 著 = 岡田 素平太 / 増田 英人
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 6,000 円 + 税

別冊クインテッセンス
『マイクロデンティストリーYEARBOOK 2019』
～一般診療へのマイクロスコープへの活用
ハイジーンワークから歯内療法・歯周治療・修復治療・補綴治療・インプラント治療まで～



マイクロスコープに特化した別冊では第 8 弾となる本書は、ハイジーンワークから歯内療法・歯周治療・修復治療・補綴治療・インプラント治療まで、いわゆる一般診療へのマイクロスコープの活用にフォーカスを当てて徹底解説した一冊。

- 編 = 日本顕微鏡歯科学会
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 5,500 円 + 税


『クイズで学ぶ口腔疾患 123 診断力ですと 5』
～お口の問題、解いてみよう。～



月刊デンタルダイヤモンド「Dd 診断力ですと」に掲載された 123 問を 14 ジャンルに分けてまとめた書。口腔粘膜疾患、口腔腫瘍などの口腔疾患になじみの薄い開業歯科医でも、一般的な疾患から稀な疾患まで、クイズ形式で幅広い口腔疾患の知識と洞察力が得られる一冊。

- 編集 = 山城 正司
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 7,500 円 + 税

『歯周基本治療のレベルアップ POINT 臨床記録の読み方、症例の見方、骨欠損の治し方』



臨床的な思考プロセスを通じて、臨床記録をしっかり読み、症例の難易度などをよく理解し、そして一つ一つの処置を高い精度で行うための要点を「POINT」として収載。歯周基本治療の可能性と生体の治癒力のすばらしさを味わえる良書。

- 著 = 片山 奈美 / 斎田 寛之
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 6,000 円 + 税

『新版 小出 馨の臨床が楽しくなる咬合治療』



初版から 5 年、時代の要請に応えるべく、改訂「新版化」！新たな知見を大幅に加えた改訂版として、新たな Chapter を追加してさらに内容を充実。日常臨床に不可欠な咬合治療の重要事項をできるだけわかりやすく解説した一冊。

- 監修 = 小出 馨
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 9,500 円 + 税

『どうなってるの? どうぶつの歯』



どうぶつの歯は食べ物を食べる以外に生活の上でも重要な役割をしています。それぞれのどうぶつで歯の大きさやかたち・数がちがいます。どうぶつの歯を通して歯の役割や歯の大切さをわかりやすく紹介した絵本。

- さく = 鈴木 勝 / 鈴木 貴博
- え = 吉田 葉子
- 出版 = はる書房
- 価格 = 900 円 + 税