

UK

UK REPORT

## New Products

アレグラ500 キセノン/ヨシダ  
〈歯科用マイクロスコープ〉

従来の「アレグラ 500」シリーズの機能を継承し、新たな光源としてキセノンライトを採用した「アレグラ 500 キセノン」がヨシダから発売されました。キセノンライトの採用により、光が届きにくい根管内も明るく照らします。

## 【特徴】

- 手元スイッチで様々な操作が可能なので、接眼レンズから視線を外さず治療に集中できます。
- 高精密なアポクロマートレンズを搭載し、色収差（色ズレ）が少ないレンズなので、低倍率から高倍率までより鮮明な術野を視認できます。
- 鏡筒の可動範囲が広いので、前後左右に動かしてもレンズを正面から覗くことが可能です。ミラーテクニックは最小限で、口腔内を直視することができます。
- 光源：キセノン 1 灯×300W、作業距離（対物レンズ）：200～450mm（電動フォーカス）、倍率：1.6～16.8 倍（電動ズーム）。

標準価格＝本体一式 1,0,950,000 円

エアフロー ワン/松風  
〈電動式歯面清掃用装置〉

松風から発売された「エアフローワン」は、縁上の歯面清掃と歯周ポケットのメインテナンスを 1 台で行うことができる歯面清掃用装置です。ペリオフローハンドピースとペリオフローノズルを使用することで、歯周ポケットに直接アプローチでき、予防処置の枠が広がります。また、専用パウダーを使用することで歯面にマイルドで患者様に快適なメインテナンスを提供することができます。

## 【特徴】

- エアフローはボトルまたは外部から水供給をすることができます。
- 専用の洗浄液で液回路を清潔に保ち、感染・汚染のリスクを低減します。
- 歯肉縁上・縁下に使用するプラスパウダーチャンバーでは、歯肉縁上専用のクラシックパウダーチャンバーと比べて、圧力を下げる構造になっています。
- 操作面にフラットなタッチパネルを採用し、指のスライド操作でエアフローのエア一圧調整が簡単に行えます。

標準価格＝本体一式 850,000 円

ソニックアー ダイヤモンド  
クリーンスマート  
プロフェッショナル/モリタ  
〈音波ブラシ〉

フィリップス社製ソニックアーの最上位機種として「ソニックアーダイヤモンドクリーンスマートプロフェッショナル」がモリタから発売されました。5 種類のブラッシングモードと 3 段階の強さ設定の組合せによる多くの機能を搭載した最上位シリーズです。

## 【特徴】

- Bluetooth 対応機能を搭載し、ブラシとアプリが連動し、スマホ等で磨き方をチェックすることが可能です。
- ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップがハンドルと連携し、自動的に最適なモードと強さを設定します。
- 押し付けすぎを振動と光で伝える過圧防止センサーを内蔵。
- ブラシヘッドの交換タイミングをお知らせする機能を搭載。
- 海外でも使えるマルチ電圧対応です。

患者参考価格三

本体一式 28,800 円（税別）

## My Recommendation

『 デジテストⅡ 』  
〈モリタ〉

標準価格＝本体一式 59,400 円

## 簡単操作で正確な歯髄診断の決定版！

今回ご紹介させていただきます商品は、(株)モリタより発売されております電気歯髄診断器『デジテストⅡ』です。この商品の特徴としましては、①ボタンを押すと徐々に電気刺激が強くなるオートタイプで、ボタンを離すと電流と数値の上昇が止まるという簡単な操作。②急激な痛みを与えることなく疼痛の反応を確認できる。③コンパクトな 140g の軽量ポディーである。④対極クリップを使用することで、グローブを着用したまま正確な診断が可能。⑤数値の確認がしやすいデジタルディスプレイである。⑥安価であること。などが挙げられます。

現在ご使用いただいている医院様からは、「簡単な操作でスムーズに診断ができるので、とても重宝しています。」とお声をいただいております。診断精度が高く、歯髄に損傷を与えないデジテストⅡを是非検討して頂ければと思います。デモ品等の用意もございますので、詳細は弊社の営業担当までお問合せください。

久留米店 営業二課 橋本 賢志




@New Books & Video

★今週の新刊

『すれ違い咬合』


～パーシャルデンチャー難症例の攻略～



インプラントを含めた義歯の動揺(回転変位)を抑制するための考え方と実際の臨床術式を提示した、最新の「すれ違い咬合対策」をまとめた一冊。すれ違い咬合症例だけでなく、パーシャルデンチャーによる欠損補綴全般の臨床に役立つ実践書。

- 監修=大久保 力廣
- 編集=高山 慈子
- 出版=医歯薬出版
- 価格=12,000 円+税

『エンドの基本』



炎症・免疫などの基礎的な内容から、エンド治療の術式までを網羅し、CBCT、NiTi ファイルやマイクロスコープなどの最新トピックも盛り込み、現在のエンド治療の基本をこの一冊で把握できる歯科医師のための必携書。

- 編著=吉岡 隆知
- 出版=医歯薬出版
- 価格=16,000 円+税

『失敗しない歯周組織再生治療』



現在の歯周組織再生治療におけるマテリアル、デバイス、スキルから、それらを用いる際に重要となるエビデンスを網羅し、また、豊富な臨床例とともに最新のマテリアルであるリグロス®、MIST や M-MIST などの最小限の外科的アプローチ法、レーザーを用いた Er-LBRT など新たなマテリアルやスキルについても詳しく解説。

- 編著=和泉 雄一/二階堂 雅彦  
清水 宏康/秋月 達也
- 出版=医歯薬出版
- 価格=14,000 円+税

『全部床義歯臨床のピリオグラフィー』

～時代を映した材料・手技・コンセプトに見る教育・臨床の変遷～



世界的に最も広く読まれている成書『パウチャー無歯顎患者の補綴治療』を分析することで見えてきた総義歯臨床の過去と未来。「全部床義歯臨床の歴史」そのものと言えるテキストから、総義歯臨床の材料や手技、コンセプトの変遷を徹底分析した一冊。

- 著 =松田 謙一
- 監修=前田 芳信
- 出版=医歯薬出版
- 価格=16,000 円+税

『心をつなぐコミュニケーション』

～歯科医院あるある お悩み解決ヒント集～



日常臨床に携わる歯科医師であり、数多くのコミュニケーションのセミナーで講師を務める著者が、納得の具体例をもとに、わかりやすく・実践的に「コミュニケーション上達のポイント」を紹介。相手のことを理解するチカラ！伝える技術！歯科医院で働く人に求められるコミュニケーションの基本が身に付く一冊。

- 著 =柴原 由美子
- 出版=ヒューロン・パブリッシャーズ
- 価格=2,800 円+税

『子どもの歯と口の保健ガイド 第2版』

～チャイルドヘルスプロフェッショナルが協議でまとめた8つの歯の常識～



子どもの専門家が5年の歳月をかけ協働して作成した歯の常識、小児保健の現場で役立つチャイルドヘルスプロフェッショナルのバイブル、必携書。小児科・小児歯科・心理・栄養のプロがまとめた子どもの歯と口の健康ガイド本。

- 編集=小児科と小児歯科の保健検討委員会
- 出版=日本小児医事出版社
- 価格=2,000 円+税

『オーストラリアにおける水道水フッロリデーション』

～公共政策としての推奨声明と科学的根拠～



2017年に国内最高権威機関・国立保健医学研究会議(NHMRC)が発表した、水道水フッロリデーションとヒトの健康に関する公式声明ならびに46のQ&A、また、0~8歳児を対象としたフッ化物適正摂取量と許容上限摂取量の最新基準など、オーストラリアの水道水フッロリデーションを余すことなく紹介した一冊。

- 編 =NPO 法人 日本フッ化物むし歯
- 出版=口腔保健協会
- 価格=1,200 円+税

～知ってびっくり！歯のひみつがわかる絵本～

『しょうずな歯みがき』



グーでぎって、ゴシゴシやってもむし歯さんがいっぱいいるプラークはとれません。歯ブラシをえんぴつのようにもつこと、コチョコチョコと動かすことで、きれいにみがけることを紹介。歯に関する正しい知識がよくわかる絵本。

- 文 =楠 章子
- 絵 =ながおかえつこ
- 出版=くもん出版
- 価格=1,500 円+税