

UK

UK REPORT

@New Products

### コンピタッチ/mectron ＜超音波多目的治療器＞



Mectronから発売された“コンピタッチ”（日本歯科商社取り扱い）は、ピエゾ発振方式の超音波スケーラー機能に加え、エアポリッシャー機能を兼ね備えたオールインワンタイプの超音波多目的治療器です。歯肉縁上から縁下の歯石やバイオフィルム、ステインの除去、インプラントの清掃にも使用できます。

#### 【特徴】

- 超音波ハンドピースには 360° 回転して位置を調整できる LED ライトを標準装備し、治療部位を明るく照らします。
- エンドモード、ペリオ・スケーリングモード、ソフトモード、パルスモードなど、用途に応じた使い分けが可能です。また、50 種類以上の超音波用チップをラインナップし、スケーリングやペリオ、エンド、形成、抜歯など様々な用途に対応します。
- エアポリッシャーでは、ボタン 1 つで歯肉縁上、縁下の清掃の切り替えが可能です。ダブルパウダーチャンバーの搭載により、縁上用パウダーと縁下用パウダーが連動して切り替わります。
- 自動的に微弱エアがチューブ内を清潔に保ち、パウダー詰まりを防止します。

標準価格＝本体一式 880,000 円

### ガッターフロー-2 /コルテンジャパン ＜歯科用根管充填シース＞



コルテンジャパンから発売された“ガッターフロー-2”（日本歯科商社取り扱い）は、ガッターパーチャ粒子を混合させたシリコン系シースです。流動性とチキソトロピー性に優れているため操作性が良く、また、常温で使用できるためシースが収縮せず、逆に 0.1%膨張することで高い根管封鎖性があります。加えて、混合するシリコンの特性により溶解度は 0.00%であり、高い根管封鎖性を安定して維持できるシースです。

#### 【特徴】

- 30 μm 以下のガッターパーチャ粒子とシースと一緒にした革新的なコールドツインワン根管充填システムです。この新しい充填システムが常温での根管充填を可能にします。
- チキソトロピー性があるため、加圧下で粘度が減少し、フローが増し、側枝をはじめとする根管細部まで充填が可能です。
- ガッターパーチャポイントと象牙質への粘着性に優れています。
- 優れた X 線造形性を有します。
- わずか 0.1%の微膨張による高い根管封鎖性と再感染リスクの低減、またすぐれた生体親和性を発揮します。

標準価格＝スタンダードセット 12,500 円  
リフィルシリンジ 9,800 円

### B+（ビープラス） /日本歯科工業社 ＜歯磨き剤＞



日本歯科工業社から発売された“B+”は、世界初の化石サンゴ由来のアパタイト（歯の骨の主要成分）を配合した歯磨き剤です。毎日の歯磨きに、歯科医院のポリッシング材として、ホワイティング後の歯質強化、色素沈着予防等、幅広く活用できます。

#### 【特徴】

- 天然由来の化石サンゴ、ヤシ油、タマネギ外皮、はっか等18種類のより安全な天然原料を使用しています。
- 世界初の与那国島の化石サンゴを原料として精製に成功。一般的なアパタイトと比し、低結晶で分子の結びつきが強固ではないので、使用時には柔軟な反応を示します。また、マグネシウムや他ミネラルを含有しています。
- 歯の再石灰化を促し、歯質を強化。また、ステイン・歯垢（プラーク）・細菌・重金属などを吸着し除去します。

患者参考価格＝  
100g 入 2,300 円（税別）

@My Recommendation

### 『V・ブラシ』 ＜イシスカ＞



標準価格＝ジャバラ付細毛 1.7φ10 入 2,500 円  
ジャバラ付太毛 2.0φ10 入 2,700 円  
ジャバラ無細毛 1.7φ10 入 2,300 円  
ジャバラ無太毛 2.0φ10 入 2,400 円

### 毛先が自由に曲げられる万能筆！

今回ご紹介させていただきます商品は、(株)イシスカから発売しております万能筆「V・ブラシ」です。持ち手のホルダーがスポイド式になっており即時重合レジン、仮封処置用レジン、染め出し液などを入れ使用することができます。ホルダーの先に付けるチップはストレートタイプとマルチタイプの2種類があり、使用用途に応じて選択していただけます。毛の素材は化学繊維で毛先が広がりにくいので細かい作業や狭い部位へのデリバリーも行いやすくなっております。口腔内でのご使用は滅菌可能な金属ホルダーもございますのでそちらをお奨め致します。

実際に使用いただいている先生からは、「筆先にとったレジンが落下することがなく非常にストレスがない。」とのご意見をいただいております。診療サイド・ラボサイド両方でご使用いただけるV・ブラシ！築盛時間の短縮・液を無駄にしない・低コストが期待できますので、是非ともこの機会に一度弊社営業担当者までお問合せ下さい。

福岡店 営業一課 門司 祐宗

## New Topics

## ★ “2019九州デンタルショー” 盛会に閉幕！

5月25日(土)、26日(日)の両日に渡り、(社)福岡県歯科医師会・福岡県歯科用品商組合主催、(社)福岡県歯科技工士会・(社)福岡県歯科衛生士会・九州歯科用品商協同組合協賛による九州歯科界最大のイベント“2019九州デンタルショー”が、マリンメッセ福岡(福岡市博多区)にて開催されました。本年は、『白い歯・素敵なほほえみ』をテーマのもと、約150社もの出展メーカーの協力にて今年も最新機器を中心に話題の製品が一同に展示されました。会場内では、数々の新製品を展示したメーカーブース、また、各メーカーデモ及び説明コーナーに多数の来場者が集中し大盛況となっており、やはり話題の中心であるCT・3D機器やCAD/CAM、3Dプリンター等のデジタルを駆使した最新機器の他、マイクロコブやエンド関連、予防製品グッズ、そして滅菌機器・器具等にも多くの関心が寄せられていました。また、生涯研修セミナーは、5会場において2日間24種もの研修セミナーが開催され、会場によっては座席を増設するほどの大盛況でした。全体の来場者数は、昨年と比較して1,000名程の減少が見られましたが、2日間の来場者数は大台の一万を超え、盛会に閉幕しました。来年の九州デンタルショーは、2020年5月30日(土)、31日(日)に同会場にて開催が予定されております。

## 2019九州デンタルショー来場者数


|        | 5/25(土) | 5/26(日) | 合計     | 前回合計   | 前回比較   |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 歯科医師様  | 1,161   | 2,305   | 3,466  | 4,005  | -539   |
| 歯科技工士様 | 613     | 592     | 1,205  | 1,657  | -452   |
| 歯科衛生士様 | 1,123   | 1,324   | 2,447  | 2,534  | -87    |
| 歯科助手様  | 627     | 346     | 973    | 1,207  | -234   |
| 商工業者   | 2,428   | 610     | 3,038  | 2,764  | 274    |
| 合計     | 5,952   | 5,177   | 11,129 | 12,167 | -1,038 |

※来場者数は、受付係によりカウンターを用いて計測



## New Books &amp; Video

## ★今週の新作

『歯列の乱れに着目！  
口腔粘膜疾患と舌痛症への対応法』

日常臨床でよく患者が訴える粘膜疾患と舌痛症について、その原因究明と対応法を43の症例で徹底解説した書。「原因がわからない」「治療法がわからない」と決めつける前に実践したいこの一手を詳説した一冊。

- 監修=天竺 光雄
- 著 =塩沢 時子/塩沢 真穂/塩沢 育巳
- 出版=インターアクション
- 価格=6,800円+税

『スウェーデンのすべての  
歯科医師・歯科衛生士が学ぶ最新小児歯科』

「トータルカリオロジー」「トータルペリオドントロジー」に続く、スウェーデンの歯科医師・歯科衛生士の教科書の3冊目！小児歯科医療のエビデンス、リスク評価、予防概論など年代別に詳説した一冊。


- 著 =Ingegerd Mejare/Thomas Modeer Svante Twetman
- 訳 =西 真紀子 ●監修=西野 瑞穂
- 出版=オーラルケア
- 価格4,800円+税

## 『情報発信で差がつく 歯科医院のWEB新戦略』



人財募集の最新ホームページ戦略や口コミ対策と★★★(スター)対策(SEO)、医療法上の広告規制対策など、これからのホームページの戦略・戦術について、最新のWEB重要ポイントを詳説した一冊。

- 著者=山下 伊津雄
- 出版=アルファ企画
- 価格=4,800円+税

『MI Motivational Interviewing In Dentistry』  
～世界の医療界が変わった、MIの“問いかけ話法”～

中毒患者の治療や犯罪者の更生、教育、禁煙指導など、世界各国のあらゆる分野ですでに使われている新しいコミュニケーション手法“MI”の歯科に向けて初めて書かれた本の翻訳本。

- 著者=Lynn D. Carlisle
- 訳 =オーラルケア
- 出版=オーラルケア
- 価格=5,700円+税