

UK

UK REPORT

New Products

クラブボックス Prevention1 /ヨシダ ＜予防歯科改善サポートアプリ＞



ヨシダから発売された“クラブボックス Prevention1”は、患者さんの口腔環境の情報を入力し、予防や改善につながるデータ管理と分析を行う予防歯科改善サポートアプリツールです。これまで言葉だけで説明するしかなかった患者さんの口腔環境の状態を、スコアやグラフといった客観的データとして提示することで、より高い理解と信頼、モチベーションの向上、患者さんとの円滑なコミュニケーションを図ることができます。

【特徴】

- 患者さんの口腔環境を点数やグラフなどのデータで見える化し、患者さんに提示することができます。また、PDFデータとしての出力が可能なので、印刷してお渡ししたり、メールで送ることができます。
- タッチパネル式でカンタン操作！予防方法や予防商品の提案に活用できます。
- 患者さんのデータは蓄積でき、過去のデータと比較することが可能です。
- 本製品はクラブボックス歯間ブラシを用いて使用するため、「クラブボックス歯間ブラシスターセット」と合わせての導入をおすすめします。

標準価格＝本体セット 30,000円


バイオクリアー ブラックトライ アングルキット/モリムラ ＜前歯部修復補助キット＞



バイオクリアー社（アメリカ）から発売された“バイオクリアーブラックトライアングルキット”（モリムラ取り扱い）は、あらかじめ歯の解剖学的形態が賦与された前歯部修復用マトリックスと、色分けされた専用のゲージンスツルメントを用いて、簡単・迅速にブラックトライアングルを閉鎖することが可能なマトリックスキットです。

【特徴】

- 専用のゲージ先端部をコンタクト下の歯間空隙に入るところまで挿入し、切縁側から見て、ゲージ先端部のカラーと同じ色のタブ色のマトリックスを選択することによって、簡単・迅速にマトリックスを選択することができます。
- 選択したマトリックスは適切な湾曲幅を示し、適用前のトリミングが不要です。
- マトリックスは上顎、下顎とも4種類。



標準価格＝フルキット 36,500円
上顎前歯キット 21,000円
下顎前歯キット 21,000円

I PS e.max ZirCAD プライム /イボクラールピバデント ＜高強度酸化ジルコニウムディスク＞



イボクラールピバデントから発売された“I PS e.max ZirCAD プライム”は、酸化ジルコニウムでありながら高強度と高透光性をあわせもち、独自の製造工程によりシームレスなグラデーションを実現した酸化ジルコニウムディスクです。一つのディスクでいくつもの高い特性を兼ね備え、様々なケースに対応が可能です。

【特徴】

- 新しく開発されたグラデーションテクノロジー（GT）は、さらに素材を進化させ、素材の優れた特性を生み出すために、3Y-TZPと5Y-TZPの2つの原料を独自の製造工程で組み合わせました。その結果、酸化ジルコニウムでありながら高強度と高透明性を両立させ、より自然なグラデーションを実現しました。
- 移形的で目立たない色彩と自然な透明感が得られます。
- 曲げ強度は650～1200MPa。
- A～D シェード 16色とプリーチシェード4色をラインナップ。
- ステイニング、カットバック、レイヤリング、インフィルトレーション等多くの製作テクニックに対応します。

標準価格＝厚み 16mm 50,000円
厚み 20mm 55,000円

@ My Recommendation

『撮影用インジケータ C I D-S (小型)』 ＜阪神技術研究所＞



標準価格＝セット 6,500円
単品（右臼歯用・左臼歯用・前歯用）各2,100円

こんなサイズがあったらいいな！～を実現した 定番の撮影用インジケータ登場！

今回ご紹介させて頂く商品は(株)阪神技術研究所より発売されております『撮影用インジケータ C I D-S (小型)』です。

この商品は、従来の標準タイプ (C I D-4) のインジケータとは違い、小型のため、基準平面板やフィルム支持板のサイズがスリムになっており、小児や女性の方など口が小さい方に負担を少なくして撮影できるというお勧めの商品であります。高温高压滅菌 135℃にも対応し、デンタルフィルムとイメージングプレート (IP) に対応しています。種類は従来品と同様、右臼歯用・左臼歯用・前歯部用の3種類。

実際ご使用の医院様からは、「患者様にあったサイズが選べるため、ストレスにならない。」「従来品と色が違うため見分けが付きやすく使用しやすい」と大変好評です。是非この機会にお試しいただきますようお願いいたします。詳細につきましては弊社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

宮崎店 営業二課 山田 竜二



@New Books & Video

★今週の新聞

『義歯調整 Update』
～リリース、咬合調整、クラスプの調整からリライン、不安定な顎位への対応～

『歯周病患者における口腔インプラント治療指針 およびエビデンス 2018』



義歯装着後の生態と義歯の変化についてわかりやすく解説し、義歯調整で臨床頻度の高い①義歯床粘膜面調整、②咬合調整、③クラスプ調整の3点にフォーカスを当て、詳説した一冊。日常臨床にすぐに役立つ義歯調整マニュアルの決定版！

- 著 二村田比呂司/鳥巢 哲朗/黒木 唯文
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,500円+税



歯周病患者に対して口腔インプラント治療を適応する際の術前および術後の検査、診断からSPTに至るまでの治療の流れを網羅的に解説し、またGRADEアプローチを用いたインプラント周囲炎に対する外科的治療のガイドラインを提示した最新改訂版。

- 編 二特定非営利活動法人日本歯周病学会
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=2,200円+税

『歯科医師のための構音障害ガイドブック』



構音器官の解剖、構音障害の定義、その評価法、さらには有床義歯・特殊補綴など、歯科医師が知っておくべき要点をわかりやすく解説。構音障害について歯科領域からの視点でまとめた最新ガイドブック。

- 監修・編集=菊谷 武
- 編 二田村 文善/小野 高裕/吉田 光由
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,000円+税

『認知症の人への歯科治療ガイドライン』



認知症患者に対する「コミュニケーション」、「口腔管理、口腔衛生管理」「保存、外科、補綴」、「摂食嚥下」「栄養マネジメント」そして「緩和ケア」についての文献に基づいた推奨と解説が示された一冊。

- 編 二日本老年歯科医学会
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,200円+税

『看護に役立つ口腔ケアテクニック 第2版』



「いつも口腔が乾燥している」「ロが開かない」「出血しやすい」「ケアをしようすると患者さんに拒否されてしまう」等、看護師が行う口腔ケアの基本技術とコツをわかりやすく解説した好評書の改訂版。

- 編著=晴山婦美子/塚本 敦美/坂本まゆみ
- 出版=医歯薬出版
- 価格=2,700円+税


『口腔習癖』
～見逃してはいけない小児期のサイン～



月刊「デンタルハイジーン」の人気連載が待望の書籍化。口腔習癖はこうみる！こう対応する！500枚以上にも及び豊富な症例写真から、「口腔習癖とは何か」が一目でわかる一冊。2018年4月から診療報酬に加わった「口腔機能発達不全症」への対応も掲載！

- 著 二河井 聡
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,000円+税

『Dysphagia Evaluation and Treatment From the Perspective of Rehabilitation Medicine 日本語版』
～リハビリテーション医学に基づいた摂食嚥下障害の評価・対応～



摂食嚥下にかかわる器官の成り立ち、嚥下運動の概念、生理学的把握の仕方をわかりやすくまとめ、スクリーニングとそのプロトコル、VE・VFから最新のCTを用いた評価まで、藤田医科大学で行われる評価手法を紹介した一冊。

- 編著=稲本 陽子/柴田 斉子/才藤 栄一
- 出版=医歯薬出版
- 価格=7,700円+税

『親と子の健やかな育ちに寄り添う 乳幼児の口と歯の健診ガイド 第3版』



保険収載された「口腔機能発達不全症」や改訂された「授乳・離乳の支援ガイド」の解説を新たに盛りこむなど、機能面からみた乳幼児歯科健診のあり方を提示した一冊。また、「相談・保健指導でのQ&A」では保護者から寄せられる質問への解答例も掲載。

- 編 二日本小児歯科学会
- 出版=医歯薬出版
- 価格=4,500円+税