

UK

UK REPORT

New Products

プライムスキャン
/デンツプライシロナ
〈チェアサイド型口腔内スキャナー〉



デンツプライシロナから発売された“プライムスキャン”は、先端技術により、これまでよりも多くの高解像度のデータ取得、迅速な処理、かつ驚くほどの高い精度とシャープさを兼ね備えた次世代口腔内スキャナーです。単冠からフルアーチトリートメントまで、チェアサイド、そしてデジタルラボや外注先パートナーとのワークフローを効率化します。

【特徴】

- 16:9の反射防止タイプの可動式ワイドタッチスクリーンとタッチパッドは、直感的に使用でき作業効率を大幅に改善しました。
- ダイナミックレンズの搭載により、最大20mmの測定深度でもシャープさと精度を実現します。
- セルフヒーティングにより、口腔内でカメラが曇らずスキャンが可能です。
- 1秒間に100万を超える3Dポイントを処理し、写真のようにリアルで極めて正確なデータを作成します。

標準価格=Primescan 5,200,000円
CEREC Primescan 6,900,000円

コウワイヤーカッター
/日本歯科商社
〈ワイヤーカッター〉



日本歯科商社から発売された“コウワイヤーカッター”（オーラルアカデミー製造）は、カットしたワイヤーが飛散しない把持部ホルダーを採用し、周りの人に気遣うことなく安心して作業が行えます。また、女性にも優しいコンパクトサイズで、偏心ジョイントの採用で30%切断に要する力を軽減します。技工はもちろん、チェアサイドでも安心してワイヤーカットが行えます。

【特徴】

- ステンレスワイヤー1.2mmまで切断が可能で、Ni-Tiワイヤー0.012からホルダーが可能です。カットしたワイヤーを確実にホルダーします。
- カッター先端部は高周波焼入れ処理を施してあります。
- 別売で破損時交換用把持部ホルダーがあり、簡単に交換することができます。



標準価格=本体一式 10,000円
交換用把持部ホルダー1,000円

サイレントパワーCAM EC
/日本歯科商社
〈CAMユニット専用技工用集塵器〉



日本歯科商社から発売された“サイレントパワーCAM EC”（レンフェルト社製）は、従来品の「サイレントコンパクトCAM」と比べ、吸塵力がパワフルでモーター寿命も5,000時間以上という長寿命のブラシレスECモーターを採用したCAMユニット専用集塵器です。パワフルなのに静音設計で技工環境を強力にサポートします。

【特徴】

- 1分当たりの最大体積流量 3,984Lの強力吸引タイプです。
- インターフェースケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。
- 自動でファインフィルターが振動し、粉塵が集塵トレーに振り落とされます。
- 集塵トレーは大容量の約7リットルで、ダストバック方式なのでゴミの処理も簡単です。
- フィルターバッグが不要で経済的です。
- モーターの交換が簡単にできるメンテナンス性に配慮した設計です。

標準価格=本体一式 490,000円

@My Recommendation

『クリンプロ歯磨きペースト F1450』
〈スリーエムジャパン〉



患者参考価格=1本 (90g入) 1,280円 (税別)

業界初の技術で、う蝕を予防し、再石灰化をサポート！

今回、ご紹介させていただく商品は、3M ジャパン(株)より発売されています『クリンプロ歯磨きペースト F1450』です。特徴としましては、業界初の独自技術により、高濃度フッ化物・カルシウム・リン酸が配合されています。その独自配合により、再石灰化・歯質強化・う蝕予防・歯周病予防と、多方面からのアプローチを可能としております。再石灰化・歯質強化については、フッ化ナトリウム 2000ppm のものと同等の効果があるとデータもでております。2種類のフレーバーが用意されている為、患者様への案内もしやすくなっております。現在、8月度のキャンペーンを行っており、お試して1本からでもお買い求めいただけます。同時に、PMTC用の製品もキャンペーンとなっております。この機会に是非一度お試しください！

※フレーバー：シトラスミント・ソフトミントの2種類。

※6歳未満には、950ppmをお使いください。尚、950ppmの物はキャンペーン対象外となります。

福岡店 営業二課 城戸 貴志