

# UK UK REPORT

## New Products

ヘパクリーン  
／ピーエスエーサクライ  
＜移動式口腔外バキューム＞



ピーエスエーサクライから発売された「ヘパクリーン」は、最大パワー15Kpaの強力吸引と、最小55dBの静音設計で快適な院内環境を提供する移動式口腔外バキュームです。①静電プレフィルター＋②高性能ヘパフィルター＋③集塵フィルターの3つのフィルターにより、3μmの粉塵を99.7%除去します。清潔な院内環境を実現し、院内感染リスクを低減します。

【特徴】

- 操作パネルはタッチセンサー式でフラット形状のため清掃性に優れています。
- 吸引力セレクトボタンにより、1～10段階で吸引力を調整できます。
- 使用しない時はコンパクトに収納でき、邪魔になりません。また、ハンドル付きで小さく軽い(本体重量28kg)ので移動も容易です。
- クリアフードを2個標準装備。

標準価格＝本体一式 268,000円

バイオサニタイザーⅡ  
(8倍希釈用)／松風  
＜除菌液＞



松風から発売された「バイオサニタイザーⅡ(8倍希釈用)」は、イギリスのByotrol社が長い年月をかけて研究・開発した除菌・抗菌技術「バイオトロール®」を使用した、8倍に希釈して使用する除菌液です。即効性があり、強力な除菌力を持つだけでなく、乾燥後も除菌効果が持続します。また、生分解されるため、環境にも配慮しています。

【特徴】

- プラケットテーブルやユニット周り、試過後の製作物等に有効活用できます。
- 8倍に希釈し、スプレーで噴霧し、乾いた布などで拭き取ります。
- 別売の「バイオサニタイザーズプレー容器」は、逆向き・横向きでもスプレーが可能で、ストレートから霧状まで噴霧パターンを選択が可能です。
- 塩素・アルコール不使用・無香料・無着色。

標準価格＝500ml 3,800円  
スプレー容器 1,200円

ハンドケアローション  
／ジーシー  
＜手指用保湿ローション＞



ジーシーから発売された「ハンドケアローション」は、保湿と保護成分が手指に留まりやすいため、手洗い後毎回塗布しなくても効果が持続する手指用保湿ローションです。塗った後にべたつかず、グローブや消毒効果に影響を与えにくい保湿ローションです。


【特徴】

- 塗布後に手がべたつかないため、グローブの装着がスムーズに行えます。
- 各種のグローブに影響を与えにくく、手指消毒剤の効果も阻害しません。
- 石けんと流水による手洗い、または擦式アルコール手指消毒薬による手指消毒後、ハンドケアローションを適量(1プッシュ)手に取り、すり込みます。
- 1本で約750回分の使用が可能です。
- 無香料・無着色・パラベンフリー。

標準価格＝300ml 3,200円

## My Recommendation

『 Smile Line  
フレキシブルリトラクター』  
＜ YAMAKIN ＞



▲上顎用

▲下顎用

標準価格＝上顎2枚 下顎1枚 22,950円  
上顎2枚 15,300円  
下顎1枚 8,900円

### 口腔内撮影時の必需品！

今回ご紹介いたします商品は、YAMAKIN様より発売中の『Smile Line フレキシブルリトラクターセット』(上顎用・下顎用)です。商品の特徴としましては、①症例撮影やCAD/CAMシステムでデジタル印象を採得する際に、患者様一人一人に合わせて折り曲げることが出来るので舌や頬粘膜を効果的に排除出来ますので、舌に邪魔をされずに撮影可能となっております。②素材は医療用プラスチックゴムを使用し滑らかな表面で患者様の負担を軽減します。また、不透明で光の反射を防ぐので、撮影の際に光の影響を与えることがありません。③ラテックスフリーの低アレルギー性ですので、一般的なプラスチックアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。(※オートクレープ滅菌対応ですが、ドライ滅菌はご使用いただけません。)

ご使用いただいている医院様からは、「一人一人に合わせて折り曲げることで効果的に舌を排除出来るのでデジタル印象が楽になった」「口腔内撮影時にも光の反射を気にせずに撮れるので、振り直しが少なくなりました。」とご好評をいただいております。是非この機会にお試しいただければと思います。ご質問などは弊社担当営業までお願い致します。

久留米店 営業一課 福澤 貴幸

## @New Books & Video

### ★今週の新刊

#### 『無理なくできる再生療法導入マニュアル』



初めて取り組むならどんな症例から？根分岐部病変にはどう対応すればいい？深い骨欠損でも再生可能？再生材料によって違いはある？骨補填剤を効果的に使うには？どんな縫合法が適している？など、再生療法を成功させるための基礎知識と必須テクニックを網羅したマニュアル本。

- 著 = 木村 英隆
- 出版=インターアクション
- 価格=7,200円+税

#### 『臨床家のためのデンタルスーチャリング 切開・縫合・結紮』



軟組織への切開・縫合・結紮といった一連の外科処置に使用するインスツルメントの選択、縫合糸の種類および選択、抜歯からインプラント・歯周外科にいたる切開・縫合・結紮について、基本テクニックから応用まで、多くの写真やイラスト、動画を使用し、解説した一冊。

- 著 = 松田 哲
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=7,000円+税

#### 月刊「歯科技工」別冊 『生体情報から考える補綴装置の咬合コンセプト』



情報の少ない条件のもとで、どのように臨床的な咬合付与を行うかを分かりやすくまとめた一冊。咬合の理解を深め、高品質の補綴装置製作のスキルアップをめざす、歯科技工士必携の書。重要ポイントごとにWeb動画で確認できる動画付き。

- 編 = 玉置 勝司/榎原 功二/佐藤 幸司
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,900円+税

#### 『歯科衛生士のための口腔内科』 ~全身と口腔をつなぐオーラルメディスン~



全身疾患に関連する口腔顎顔面疾患や歯科診療に関連する全身の疾患、老年（高齢）者および要介護者への対応、チーム医療・連携医療および周期期口腔機能管理、口腔疾患の早期発見と予防および生活指導等、歯科衛生士に必要な口腔内科の情報を網羅した一冊。

- 編集代表=山根 源之
- 編集=酒巻 裕之/里村 一人/野村 武史
- 出版=医歯薬出版
- 価格=4,500円+税

#### ホームデンティストプロフェッショナルシリーズ 第3巻 『歯周基本治療のエッセンスとノウハウ』



ホームデンティストプロフェッショナルシリーズの第3巻では、超音波スケーラーとハンドスケーラーで手際よく、低侵襲で行う最新のSRPの考え方やテクニックを満載した一冊。

- 監修=藤木 省三/岡 賢二
- 著 = 大前 友利子/川島 真由美  
黒澤 千寿子/野村 朱実/原田 郁子
- 出版=インターアクション
- 価格=9,000円+税

#### 『歯周病患者へのインプラント治療の実際』 ~その現状と課題を踏まえた治療指針~



インプラント周囲炎とインプラント周囲炎の最新情報やその対処法・注意点を詳述し、また、歯周病患者に対するインプラント治療時に留意すべき全身疾患や合併症、患者の希望や症状に合わせたケース別の治療計画（歯周基本治療から補綴設計まで）、メインテナンスにおける診査項目や初期症状への対応などを詳述した一冊。

- 監修=特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=8,500円+税

#### ステップアップ歯科衛生士 『ペリオに挑戦！動画でわかるSRP』



ステップアップ歯科衛生士シリーズの第4弾！手軽にスマホやPCで動画が見ることができ、SRPのコツとスキルが身につくSRPテクニックの決定版。スケーリング・ルートプレーニング（SRP）のスキルアップに挑戦する実践書。

- 著 = 佐藤 昌美
- 出版=医歯薬出版
- 価格=4,500円+税

#### 『新人歯科衛生士・歯科助手 ポケットマニュアル 第2版』



「新人歯科衛生士・デンタルスタッフポケットマニュアル」の改訂新版。歯科医院に勤務して間もない新人歯科衛生士・歯科助手などデンタルスタッフのバイブルとして、臨床現場に出てすぐ必要とされる知識が満載のポケットマニュアル本。

- 著 = 江澤 庸博
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,400円+税