

UK

UK REPORT

New Products

カルプーレ 35G
/クルツァージャパン
〈歯科用注射針〉

クルツァージャパンから1月21日に発売される“カルプーレ 35G”は、カルプーレシリーズの最細を実現した注射針です。直径0.23mm、長さ12mmの針寸法で、刺通抵抗値も低く、患者様の負担の軽減に配慮した極細注射針です。

【特徴】

- 先端角9度の鋭角な刃面加工と、シリコンコーティングにより、疼痛の少ない注射が可能です。
- 刺通抵抗値は、33Gよりも15%以上低下しました。
- 内径は33Gと同じ約0.11mmを確保しているため、細径化による注入圧の増加はありません。また、たわみ量は約0.08mmに留めています(33Gのたわみ量は約0.06mm)。
- カルプーレシリーズ全てにおいてISO13485を取得している国内工場で製造しています。

標準価格=100本入 2,500円
エコパック(300本入) 6,000円

シトラバスターEX
/日本歯科商社
〈ノンケミカル除菌・抗菌剤〉

日本歯科商社から発売された“シトラバスターEX”は、グレープフルーツ種子から抽出されたポリフェノールを主成分とする天然抗菌料配合製剤です。アルコールや塩素等の下顎物質を含まないノンケミカルのため、あらゆる場面の抗菌対策に安心して使用できます。本剤の主成分であるポリフェノール(脂肪酸フラボノイド)は、抗菌力が極めて高く、さらに抗ウイルス作用も北出喜、作用を持続させる特長があります。

【特徴】

- 天然成分のみで人と環境に優しく、除菌剤の弱点である有機物に対して影響されません。
- コーティング効果による除菌作用が持続するので、消毒剤のコスト削減ができます。
- 有機物混在下でも変わらない除菌力を発揮します。
- 無色・無臭・アルコールフリー。

標準価格=4リットル入 14,000円
(空スプレー1本付属)

ジェラート プロフィーペースト
/名南歯科貿易
〈プロフィーペースト〉

名南歯科貿易から発売された“ジェラート プロフィーペースト”は、単回使用に便利なカップ入りタイプのプロフィーペーストです。院内感染予防を考慮した、また患者様にわかりやすく、安心を届けることができるプロフィーペーストです。

【特徴】

- 1.23%フッ素含有のペーストです。
- 滑らかで飛び散りにくい「ジェラート」のような質感です。
- ステイン除去からつや出しまで、幅広く対応します。
- 高い研磨力をもちながら、エナメル質に優しいペーストです。
- カップの固定に便利なリング付きです。
- 単回使用の2gカップ入り。



標準価格=1箱(200個入) 4,000円

My Recommendation

『ミダシナミネイル』
〈モモセ歯科商会〉

標準価格=1個 1,200円

サッと磨いて驚きの輝きを!

今回ご紹介させていただく商品は株式会社モモセ歯科商会より発売しております『ミダシナミネイル』です。こちらの商品は、小さな透明のガラス板ですが、サッと磨くだけでキラキラ光り素敵な輝きを引き出します。マニキュアに含まれる悪影響を与えかねない成分がなく、健康的に美しい爪をお楽しみいただけ、マニキュアを塗ったような輝きが3週間くらい持続します。

半導体フォトリソグラフィング技術を採用し、持ちやすさを最大限に追求したラウンドエッジになっており、有害物質がなく、強化ガラス採用で割れにくく、安全に使用できます。また、水洗い可能で、洗って何度も繰り返しお使いいただけます。

ご購入頂いたスタッフ様からは、「病院ではネイルは禁止されていますが、爪が輝いているだけで清潔感がアップします。」と大変好評です。是非この機会にお試しください。

福岡店 営業三課 氏川 圭太

New Topics

★ヨシダ “ノバシーズズ UK バージョン” 100周年 Anniversary キャンペーンのご案内！

UK セレクト仕様のチェアユニットを特別価格にてご奉仕！

株式会社ヨシダとのタイアップにより、UK オリジナルバージョン仕様のチェアユニット “ノバシーズズ” を、この度 100 周年記念といたしましたセレクト仕様にて 1 月 21 日～3 月 20 日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。セレクト仕様は、ドクターズツール “モア Nr” や高性能タービン “LUNASUS1” をセットにしご提供させていただきます。是非この機会にご用命をいただきますようお願い申し上げます。キャンペーン価格等、詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【ノバシーズズの特徴】

- 標準仕様でタービン・マイクロモーター・LED 无影灯等、通常診療に必要な装備が揃っているため、そのまま診療が可能です。
- 乗り降りしと診療姿勢を考えた最低 380mm / 最高位 700mm を実現。（カンタータイプ）
- コンパクトなハンガリー体型のドクターテーブルを採用し、診療中のハンドリングを考慮したデザインです。一体型なのでメンテナンスも容易です。
- シンプルで使いやすい操作パネルを搭載。ピクトグラムボタンでチェアの動きやハンドピースの制御、メモリー機能にアクセスします。
- 陶器製の鉢を採用し、唾液等で汚れやすい鉢のメンテナンスも容易です。
- チェアはカンタータイプ・前折れステップタイプの 2 種、テーブルはベースマウント・オーバーアーム・カートタイプの 3 種、計 6 つのバリエーションから選ぶことができます。また、オプション品も充実しており、診療スタイルや好みに応じてカスタマイズが可能です。

Dr ツール
モア Nrタービンハンドピース
LUNASUS1

New Books & Video

★今週の新聞

『攻めのクラウン・ブリッジ』
～S Shape Profile の臨床～

接合上皮マージン、Nameta circle から得られた傾向とその臨床の提案、オバイトボンティックの臨床、ボンティック基底面に接する歯肉の自浄作用の検証を中心に、100 症例を超える提示とともに、積極的な治療手技で審美性をも獲得できることを示す著者渾身の一作。

- 著 = 行田 克則
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=19,000 円+税

『ITI Treatment Guide Volume 11』
～インプラント歯学におけるデジタルワークフロー～

Vol. 11 ではデンタルインプラントにおけるデジタルワークフローがテーマ。加速度的に発展の進むデジタルデンティストリーにおいて、安全に、患者の利益を優先して治療を行うため、エビデンスに基づいたデジタル技術と術式の応用を示した一冊。


- 編 = D.Wismeijer / S.Barter / N.Donos
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=12,000 円+税

『ブタ実習から学ぶ 歯周外科サブノート』



2018 年の大ベストセラーの「こだわりペリオ」著者陣を中心に、日常臨床で頻用される“遊離歯肉移植”“結合組織移植”“再生療法”などについて、ヒト臨床では説明しきれない部分を多角的に写真で示し、“サブノート”的に活用できるように仕上げた一冊。

- 監修=瀧野 裕行 / 松井 徳雄
- 著 = 中島 隆 / 大川 敏生
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=7,000 円+税

睡眠時無呼吸・いびき防止装置、オクルーザルアプライアンス、マウスガードなど、おもな OA の基礎・製作・説明がわかる！
『臨床家のためのオーラルアプライアンスガイドブック』

オーラルアプライアンス (OA、口腔内装置) に着目し、サーモフォーミングを用いたテクニックを中心にまとめました。マウスガード、オクルーザルアプライアンス、ナイトガード、睡眠時無呼吸・いびき防止装置、アライナー型矯正装置などの日常臨床に役立つさまざまな OA 製作法と患者さんへの説明、最新情報を網羅した一冊。

- 監修=小見山 道
- 編著=鈴木 浩司
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=7,000 円+税