

@New Products

アマゾン & ジャンパー
/プレミアムプラスジャパン
＜デンタルツール＞



プレミアムプラスジャパンから発売されたデンタルツール“アマゾン”と“ジャンパー”は、オペレーターの疲労のことを考え抜き、人間工学的にもっとも負担のない自然な姿勢になる実用的なサドル型デンタルツールです。高級感のある美しいフォルムのツールで、7色のカラーバリエーションをラインナップし、院内を華やかに添えます。

【特徴】

- 足を広げるように座るため、座ったまま簡単に移動ができ、作業効率も向上します。また、着座中の太腿や臀部への圧迫が軽減されるので、足のしびれやむくみ、疲れなどを改善します。
- 施術中の座面高さ調整を足の踏み込みだけで行うことができ、治療内容に合わせて簡単に微調整できるので作業効率が上がります。また、手やグローブ、調整レバーを汚すことなく感染予防対策としても有効です。
- アマゾンは座面サイズ幅 340mm、ジャンパーは座面サイズ幅 440mm です。

標準価格＝

フットコントロールなし 120,000 円

フットコントロールあり 140,000 円

歯周病・インプラント周囲炎
説明用模型/ニッシン
＜説明用模型＞



ニッシンから発売された“歯周病・インプラント周囲炎説明用模型 PE-PERO15”は、ひとつの模型で歯周病とインプラント周囲炎の骨吸収の違いなど、さまざまな比較説明が可能な模型です。歯肉が着脱でき、右左側で正常・病変の比較説明ができます。

【特徴】

- 歯周病とインプラント周囲炎の骨吸収の違いを比較説明することができます。
- 動揺歯や骨吸収、また歯肉発赤・腫脹の説明が行えます。
- インプラント周囲炎によるインプラントの脱落の説明が行えます。



標準価格＝模型一式 30,000 円

MAKE XL & SHUFFLE
DENTAL/日本歯科商社
＜2K 大容量歯科用 3D プリンター＞



日本歯科商社から発売された“MAKE XL DENTAL” & “SHUFFLE DENTAL” (Dental Bank 社製) は、2K HD の高スベック解像度と歯科用強力 LED を搭載した大容量歯科用 3D プリンターです。歯科用 3D プリンターとして優れた精度を実現し、LCD 方式のより大きなプリントエリアで迅速に様々な歯科技工物の製作に対応します。

【特徴】

- フルサイズ配列式 UV-LED 光源を採用し平均受光率 95%以上の光を伝送。造形範囲をより大きくより正確にし、医療用途に必要な十分なクオリティを実現します。
- 従来の HD 解像度に比べ造形コントラストが 60%向上し、30W の高強度光源、Omron 光学リミットスイッチを内蔵。一般の電気機械式リミットスイッチの 5 倍の感度を実現します。
- MAKE XL は、W190 × D120 × H200mm、SHUFFLE は、W120 × D68 × H200mm のプリント領域です。

標準価格＝MAKE XL 450,000 円

SHUFFLE 350,000 円

@My Recommendation

『シリコンポイントFG アット5』
＜松風＞



標準価格＝各種 (12 本入) 1,750 円

チェアサイドの時短にオススメの“シリコンポイントFGアット5”


今回ご紹介させて頂く商品は 2013 年に松風より発売されております、増速コントラ専用の『シリコンポイントFG アット5』です。5倍速コントラにてFG ダイヤバーでの形成を行われる先生方へは効率の良い商品だと思えます。主流はエアタービンや5倍速コントラでの形成後、等速コントラに装着しなおして形成や研磨を行われると思えますが、シリコンポイントFG アット5を使用するとコントラの持ちかえの手間が省けます。また、5倍速コントラならではのトルクや軸ブレの少なさに加え、通常のコントラ用シリコンバーと比べリーチが短く小児や開口の少ない患者様や臼歯部など使用できる範囲も広がりオススメです。形態は#28 のみですが、貴金属用 (M2・M3)、天然歯・陶材用・コンボジット用 (U1・U2・U3) の5種類がございます。是非この機会にご検討ください。
※最高許容回転速度は 2 万回転以下につきエアタービンでは使用できません。

福岡店 営業一課 森田 健朗

@New Books & Video

★今週の新聞

『 包括的歯科治療で審美と機能を極める 』 ～TOP アナライザーコンセプト～



咬合平面等の三次元診断のための「TOP アナライザーコンセプト」を取り入れた最適な包括的歯科治療の概要から診査・診断・治療計画、そして各分野における治療の流れ等を、数多くの臨床例を挙げながら包括的にかつわかりやすく解説されており、総合的な知識を習得するうえで非常に有効な一冊。

- 著 = 田ヶ原 昭弘
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=12,000 円+税

『 歯科医院開業バイブル 』



初めての開業に悩む先生方が知っておくべき、押さえておくべきポイントが整理された、プロから学べる実践的ハウツー本。近い将来の開業に備えて、まずは本書で理論武装をすることをお勧めする開業入門書。

- 編集委員=荒井 昌海
- 著者=指原 利基/山下 剛史/雨谷 祐之
赤司 征大/渡辺 俊一/田尾耕太郎
瀬戸 昭洋/小山 雅明/本多 隆子
中村 和正/今村 正
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=6,000 円+税

『 大事なコトだけまるわかり！ 口腔マイクロバイーム 』



特定の部位に生息している常在細菌「マイクロバイーム」。う蝕と歯周病の新常識として、ちょっと難しいマイクロバイームの肝心なところがダイジェストで読める一冊。長くメインテナンスしていくことの重要性を再認識できる書。

- 著 = 伊藤 中/足本 敦/小島 美樹
- 出版=インターアクション
- 価格=4,800 円+税


『 歯科医師・研究者チームによる歯周治療の コンセンサス ①歯周炎の新分類(2017) 』



本書は、2019年7月に開催された「第1回歯周治療のコンセンサスミーティング」をまとめた書。臨床論文・症例報告・臨床経験のバランスを配慮し、発表の内容および臨床質問に対するコンセンサスレポートを、わかりやすい文章表現と図表を存分に活用してまとめた一冊。

- 世話人=吉江 弘正/二階堂雅彦/畑めぐみ
- 出版=インターアクション
- 価格=3,000 円+税

『 口腔がんについて 患者さんに説明するときに使える本 』



怪しい口内炎を発見したときの対処法、患者説明をする際のエビデンスなどを掲載した、より臨床に即した内容の書。患者教育に役立てられるよう、チェアサイドで患者さんが理解しやすいように平易な表現と図表を多用した一冊。

- 編著=柴原 孝彦
- 著 = 野村 武史/柳下 寿郎
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,800 円+税

『 これからはじめる 周術期等口腔機能管理マニュアル 第2版 』



平成 30 年度の診療報酬改定で周術期口腔機能管理が大幅に変更され、歯科疾患や口腔衛生状態不良の患者にも対象範囲が拡大され、それに伴い、他の病気に発展する前の口腔機能管理の重要性がますます大きくなっている現状を、多角的な観点で見直しを図った周術期等口腔機能管理マニュアル本。

- 監修=別所 和久
- 出版=永末書店
- 価格=3,000 円+税

『 がん治療に伴う 粘膜障害マネジメントの手引き 2020年版 』



本手引きでは、MASCC/ISOO のガイドラインなどを参考に、日本の臨床に役立つ、粘膜炎の予防・治療の指針を Q&A 形式で解説。発症機序、発症頻度、特徴・症状などについても解説し、口腔粘膜炎の写真も多数掲載した一冊。

- 編集=日本がんサポーターケア学会
日本がん口腔支持療法学会
- 出版=金原出版
- 価格=2,800 円+税

知ってびっくり！歯のみつがわかる絵本 『 つよい歯をつくらう 』



口の中には、むし歯になることを防ぎ、歯を強くするしくみがあり、だからといって歯みがきをしないでいいわけではありません。歯に関する正しい知識がよくわかる絵本シリーズ。

- 著・文=北川 チハル
- イラスト=ながおかえつこ
- 出版=くもん出版
- 価格=1,500 円+税